



Chirurgische Protokolle



SKY
IMPLANT SYSTEM

SKY
Implantatsystem



DENTAL INNOVATIONS
SINCE 1974

bredent group

breident medical steht für qualitativ hochwertige und darauf abgestimmte Instrumente, produziert in Deutschland. Unsere Systeme unterstützen Sie, die Insertion bei Ihren Patienten so schonend und erfolgreich wie möglich zu gestalten.

Das maßgebliche Ziel ist es für jeden individuellen Patientenfall die optimale Lösung zu bieten. Hierbei können wir bei unseren Implantatsystemen auf wissenschaftlich fundierte Langzeitergebnisse blicken, welche eine optimale Primärstabilität und Weichgewebsanlagerung aufweisen.

Wir haben die Form der Implantate und der aufeinander abgestimmten Bohrer so konzipiert, dass eine hohe Primärstabilität durch Knochenkondensation erreicht werden kann. Der Grund, warum wir zwei Arten von Bohrern für jeden Durchmesser anbieten, ist, dass die Knochenaufbereitung der jeweiligen Knochendichte angepasst werden muss.

- Bei hartem Knochen sind die Bohrer mit größerem Durchmesser wichtig für das atraumatische Einsetzen des Implantats.
- Bei mittlerem Knochen verbessern die Bohrer mit kleineren Durchmessern die Knochenaufbereitung.
- Bei weichem Knochen sollte die Wahl des Bohrers auf die Knochensituation und dem Bohrprotokoll angepasst werden.

Für den langfristigen Erfolg sollte auf das Weichgewebe geachtet werden. Die Dicke des Weichgewebes kann von weniger als einem Millimeter bis zu 7 bis 8 Millimetern variieren. Studien haben gezeigt, dass die minimale Weichteildicke für den Erfolg mindestens 3 Millimeter betragen sollte.

Die Dicke des Weichgewebes bestimmt die Tiefe der Implantatplatzierung.

Die Oberfläche unserer Implantate und Abutments sind sorgfältig auf das Zusammenspiel biologischer Strukturen abgestimmt.

OP-Tray One for all

4


Ein System für alle Implantatlinien. Alle Instrumente und Bohrer sind nach Implantatlinien übersichtlich angeordnet und folgen unserem chirurgischen Protokoll. Dieses Tray bietet Ihnen die Möglichkeit freihand oder geführt zu arbeiten.

Abnehmbare Bohrerstopps

Abnehm- und schwenkbar



Übersichtliche Anordnung nach Implantatsystem



Wiederaufbereitung im Thermodesinfektor

Validierte Wiederaufbereitung des OP-Trays 100 im Thermodesinfektor. Das Insert dient als Träger für Bohrer und Instrumente.

Bitte ausführliche Aufbereitungsanleitung beachten!

*Abbildung zeigt vollbestücktes Tray und kann vom Lieferumfang abweichen.

Ein System für alle SKY Implantate von \varnothing 3.5 -4.5 mm. Die Schaftführung ist hochpräzise und garantiert vorhersagbare Ergebnisse. Dieses Tray wurde eigens für die geführte Implantologie konzipiert.



*Abbildung zeigt vollbestücktes Tray und kann vom Lieferumfang abweichen.

OP-Tray – one for all

Bohrerstopps

Parallelindikator



SKY-PI22

Pilotbohrer



SKY-DP06 SKY-DP08

Twistdrill



SKYDT13L SKYDT23K SKYDT23L

Knochenfräse & Bohrverlängerung





SKY-DR41 SKY-DV12

miniSKY Eindrehinstrument



mSKYXWM6

mSKYXWM7



Aufbereitung nach den aktuellen Standards und Normen des Robert-Koch-Instituts (RKI)

Wiederaufbereitung im Thermodesinfektor

Validierte Wiederaufbereitung des OP-Trays 100 im Thermodesinfektor. Das Insert dient als Träger für Bohrer und Instrumente.

Bitte ausführliche Aufbereitungsanleitung beachten!

whiteSKY Eindrehinstrument



wSKYITTW wSKYITCA

copaSKY Eindrehinstrument



COPACTK5 COPACTK6 copaSTK5 copaSTK6

SKY Eindrehinstrument




SKY-WTK1 SKY-WTK5 SKY-STK5 SKY-STK6

Crestalbohrer




COPACD30 SKYCD35n SKYXCD35 SKYXCD40 SKYXCD45 SKYXCD55 COPACD60

Finalbohrer für harte Knochen



COPD1230 SKYD1235 SKYD1240 SKYD1245 SKYD1255 COPD1260

Finalbohrer für weiche und mittelharte Knochen



COPD3430 SKYD3435 SKYD3440 SKYD3445 SKYD3455 COPD3460

Adapter Maschinen-Eindreher & Prothetikschlüssel




SKY-SD16 SKY-SD25 SKY-SD22 SKY-SD28

*Abbildung zeigt vollbestücktes Tray und kann vom Lieferumfang abweichen.


SKY Bohrer

Die SKY Bohrer sind im Vergleich zu den entsprechenden Implantaten im spongiösen Knochen leicht unterdimensioniert. Durch die Kompression des Knochens wird eine hohe Primärstabilität erzielt, sodass in mehr als 90 % der Fälle die Sofortversorgung möglich wird.




Bohrtiefe

Die Bohrtiefe ist 0,7 mm tiefer als die Implantatlänge, falls nicht anders angegeben.




Abnehmbare Bohrerstopps

Die abnehmbaren Bohrerstopps sind nach Größe sortiert, dass sie leicht mit dem Bohrer aufgenommen und mit den Kavitäten in der OP-Tray-Einlage einhändig befestigt werden können.



Die Bohrerstopps lassen sich einfach aus dem Op Tray entnehmen und auch wieder zurückstecken.


Implantatlänge in mm



Längenmarkierungen

Eindeutige Längenmarkierungen erlauben auch die Anwendung ohne Bohrerstopps.


Wir empfehlen, bei der Verwendung des SKY Chirurgieprotokolls immer zu bedenken, dass die Aufbereitung des Implantatbetts ein medizinischer Eingriff ist, weshalb Sie bei der chirurgischen Sequenz Ihr klinisches Gespür einsetzen müssen. Bitte beachten Sie, dass eine Überpräparation des Knochens die Primärstabilität des Implantats beeinträchtigen kann.



SKY Pilotbohrer

Mit dem Pilotbohrer wird die Position des Implantats festgelegt. Durch die scharfe Spitze wird die Gefahr des Abrutschens minimiert. Die crestale Fräse entfernt 3 mm Kortikalknochen.



Maximal empfohlene Geschwindigkeit
1.000 U/min mit Kühlung





SKY Twistdrill

Mit dem Twistdrill wird die Angulation und die Tiefe der Kavität festgelegt. Mit seinem Durchmesser von 2,25 mm ist er wesentlich kleiner als der durch den Pilotbohrer geschaffene kortikale Freiraum, sodass genügend Spiel besteht, um die Achsrichtung optimal auszurichten.

Maximal empfohlene Geschwindigkeit
1.000 U/min mit Kühlung



Harter Knochen
Atraumatischer Gewindegewinde-schnitt durch reduzierten Traganteil.




Mittelharter und weicher Knochen
Apikale Kompression durch erhöhten Traganteil.

Maximal empfohlene Geschwindigkeit
300 U/min mit Kühlung

Gleichbleibend hohe Primärstabilität!

SKY Bohrer



3.0

3.5N

4.0

4.5

5.5




SKY Crestalbohrer

Die Crestalbohrer sind notwendig, um Druck auf den kortikalen Knochen zu vermeiden. Da die Kompression des kortikalen Knochens zu Knochenabbau führen kann. Nur bei sehr dünnem kortikalen Knochen im Oberkiefer kann dieser Bohrer weggelassen werden.

Die maximale Insertionstiefe wird durch eine Lasermarkierung angezeigt, das heißt bis zum Ende des Arbeitsbereichs.

Maximal empfohlene Geschwindigkeit
300 U/min mit Kühlung


SKY Crestalbohrer blueSKY 3.5



3.5




Bei blueSKY 3.5 und SKY classic 3.5 dient die Lasermarkierung des Crestalbohrers als Orientierung für die Bohrtiefe.



SKY Crestalbohrer bei narrowSKY, blueSKY, SKY classic und whiteSKY TL

Durch die zylindrische Implantatform im crestalen Bereich ist die Anwendung der Crestalbohrer unerlässlich, da ein erhöhter Druck auf den crestalen Knochen zu einer Knochenatrophie führen kann.



SKY Crestalbohrer bei copaSKY



Die Anwendung des Crestalbohrers ist abhängig von den folgenden Faktoren:

- Dicke der Kortikalis
- Finale Position des Implantats

Liegt die finale Position des Implantats im spongiosen Knochen, wird der Crestalbohrer nicht benötigt.

Liegt die finale Position im kortikalen Knochen, wird der Crestalbohrer verwendet. In der Regel muss er nur zur Hälfte versenkt werden.

Durch Auflagerung von Knochenmaterial wird eine subcrestale Positionierung erreicht.



Positionierung der Implantate

Implantate mit Backtaper (copaSKY, blueSKY 4.5/5.5)



Der Startpunkt des Backtapers, sollte immer subcrestal liegen. Dies vereinfacht die Auflagerung von Knochenspänen und begünstigt das Knochenwachstum, wie die klinische Erfahrung und wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt haben.



Die maximale Position hängt vom Durchmesser des Implantats und der Wahl des Abutments ab, um Knochenkollisionen zu vermeiden.

Beim schmalsten Implantat copaSKY 3.5 ist die Möglichkeit von Knochenkollisionen am höchsten. Abhängig von der Abutmenthöhe ist folgende subcrestale Positionierung möglich:

- Abutment 1,5: 1 mm subcrestal
- Abutment 3.0: 2 mm subcrestal


Empfehlung

Ø Implantat	Bohrstopp	Subcrestal
5.2	8	8.7
8.0	10	10.7
10.0	12	12.7
12.0	14	14.7
14.0	16	16.7


Zum sicheren Präparieren der subcrestalen Position empfehlen wir die Verwendung des nächst kürzeren Bohrerstops, z. B. 8 mm Implantat den Bohrerstop 10 mm.

Bitte berücksichtigen Sie die tiefere Bohrung bei der Implantatplanung.

Zylindrische Implantate (narrowSKY blueSKY 4.0)



Ist die Verwendung von SKY esthetic Abutments oder SKY Standardabutments geplant wird eine iso-crestale Implantatposition erforderlich.




Ist die Verwendung von SKY exso Abutments geplant, können die Implantate sowohl iso-crestal als auch subcrestal gesetzt werden.

SKY exso Abutment 1,5 mm:
Eine iso-crestale Implantatposition wird empfohlen

SKY exso Abutment 3,0 mm:
Eine subcrestale Positionierung ist bis max. 1 mm möglich.

Supracrestale Positionierung (SKY classic)



SKY classic ist ein supracrestales Implantat. Für die Positionierung des Implantats sind die folgenden Angaben zu beachten.

Ø Implantat	Bohrtiefe supracrestal	Bohrstopp
8.0	6.7	-
10.0	8.7	8
12.0	10.7	10
14.0	12.7	12
16.0	14.7	14

SKY Chirurgisches Protokoll

- optimiertes knochenqualitätsorientiertes Instrumentarium und chirurgisches Protokoll für die optimale Primärstabilität
- Bohrer mit abnehmbaren Bohrerstopps
- Reduzierung der Bohrerzahl erhöht die Übersichtlichkeit und Sicherheit während der OP



Implantatlängen

8, 10, 12, 14, 16 mm


Crestalbohrer

300 U/min.



3.5 N 3.5


Harter Knochen D1



300 U/min.

3.5 N 3.5

Mittelharter / weicher Knochen D2-D4





300 U/min.

3.5 N 3.5

Pilotbohrer

Twistdrill




REF SKY-DP06


REF SKY-DP08


REF SKYDT23K


REF SKYDT23L


800 - 1.000 U/min.



8, 10, 12, 14, 16 mm 

8, 10, 12, 14, mm 

8, 10, 12, mm 



Chirurgisches Protokoll *Freihand*

copaSKY Chirurgisches Protokoll



copa
SKY
IMPLANT SYSTEM

Implantatlängen

8, 10, 12, 14 mm

5,2, 8, 10, 12, 14 mm

Crestalbohrer





300 U/min.

3.5 N

4.0

Harter Knochen D1





300 U/min.

3.5 N

4.0

Mittelharter / weicher Knochen D2-D4




300 U/min.

3.5 N

4.0

Pilotbohrer



REF SKY-DP06


REF SKY-DP08

REF SKY-DP08

REF SKY-DP06

800 - 1.000 U/min.

Twistdrill



REF SKYDT23K


REF SKYDT23L

800 - 1.000 U/min.


5,2, 8, 10, 12, 14 mm

5,2, 8, 10, 12 mm

5,2 8 mm



Besonderheiten copaSKY ultra short



Empfehlungen für die Anwendung von ultrakurzen Implantaten:


Positionen 5, 6, 7:

- Zahn für Zahn Versorgung, d. h. jeder verlorene Zahn wird durch ein Implantat ersetzt
- Prothetische Versorgung kann verblockt werden oder als Einzelkronen erfolgen
- Bei verblockten Versorgungen ist auf Passive-fit zu achten. Wir empfehlen daher die Verwendung von copaSKY uni.cone Abutments

Positionen 1, 2, 3, 4:

- Zahn für Zahn Versorgung
- Kleine Brücken mit einem Zwischenglied möglich
- Bei Brücken keine Extensionen


Besonderheiten *copaSKY ultra short*





Die Bohrtiefe bei den ultrakurzen *copaSKY* Implantaten (REF *copa4005*, *copa5005*, *copa6005*) nur bis zur Lasermarkierung des Pilotbohrers.



Die Bohrtiefe bei Verwendung der Bohrerstops für 5,2 mm beträgt 5,7 mm. Der Freiraum unter dem Implantat ist 0,5 mm.



Der Crestalbohrer wird bis zum Anschlag versenkt.







Achtung!

Beim Einschrauben kann die Implantat-achse leicht von der Bohrachse der Kavität abweichen, da das Implantat sehr kurz ist. Beim Einbringen des Implantats mit einem Winkelstück kann die Achse besser kontrolliert werden.

Achtung!

Die Implantatachse kann leicht von der Kavitätenachse abweichen.




Implantatinsertion



Insertion SKY

Das SKY Implantat wird mit dem Eindrehinstrument aus dem Halter entnommen und in die Kavität eingeschraubt.


Die Deckschraube wird mit dem Eindrehinstrument aus dem Halter entnommen und verschraubt.



Insertion copaSKY

Das copaSKY Implantat wird mit dem Eindrehinstrument aus dem Halter entnommen und in die Kavität eingeschraubt.


Die Deckschraube wird mit Prothetikschaubendreher aus dem Halter entnommen und verschraubt.



Insertion whiteSKY

Die Implantate werden mit dem Halter aus der Blisterverpackung entnommen, in die Kavität eingesetzt und mit ein bis zwei Umdrehungen verschraubt. Mit dem Implantateindreher wird das Implantat vollständig eingeschraubt.

SKY pro guide – Die präzise geführte Implantologie



SKY pro guide surgical tray (bestückt)
REF SKYPROGST1

Instrumente für alle SKY Implantate
mit Ø 3.5, Ø 4.0 und Ø 4.5.

Schrauben der Implantat-Eindreher

Die Schrauben sind ein Einmalprodukt aus Gründen der Zulassung und werden daher separat mit dem OP-Tray ausgeliefert.

SKY pro guide OP-Tray

SKY Twistdrill, geführt



TDXL52D225 TDXL08D225 TDXL10D225 TDXL12D225 TDXL14D225 TDXL16D225

SKY Finalbohrer, geführt

harter Knochen D1
mittelharter /
weicher Knochen D2, D3, D4



L 5.2 mm
L 8 mm
L 10 mm
L 12 mm
L 14 mm
L 16 mm

SKY Pilotbohrer, geführt



PCDXLXD450

Tissue punch, geführt



TPGXLXD400

Implantat-Eindrehwerkzeuge



SKY-WTK1



SKY-WTK6



COPACTK6


Prothetischlüssel



SKY-SD28



SKY-SD22



SKY Finalbohrer, geführt

harter Knochen D1
mittelharter /
weicher Knochen D2, D3, D4



4.0
L 5.2 mm
L 8 mm
L 10 mm
L 12 mm
L 14 mm
L 16 mm

SKY Finalbohrer, geführt

harter Knochen D1
mittelharter /
weicher Knochen D2, D3, D4



4.5
L 5.2 mm
L 8 mm
L 10 mm
L 12 mm
L 14 mm
L 16 mm

SKY Crestalbohrer, geführt





CRDXLXD35n CRDXLXD350 CRDXLXD400 CRDXLXD450

FD1 FD2

FD1 FD2


CRDX



Twistdrill für Fixationspin, geführt



SKYDT13L



Implantat-Eindrehwerkzeuge



wSKYITTW



wSKYITCA



DT13L

GFPL27D135

Fixiationspin



4x GFPL27D135

Muss zusätzlich als Folgeteil erfasst werden:

SKY torque wrench Pro 1
SKYTWPR1



oder

SKY torque wrench 100
SKY-SD50

SKY Connector Pro 1
SKYTWCO1



copaSKY Implantat-eindreher (geführt)
COPMLXDSET



SKY Implantat-eindreher (geführt)
SKYMLXDSET



SKY pro guide – Befestigung der Bohrschablone im zahnlosen Kiefer




SKY guided fixation pin
Ø 1.35 mm L 27mm
REF GFPL27D135



SKY guided fixation pin sleeve
Ø 1.35 mm L 6mm
REF GFSL06D135


Mit dem SKY guided Fixation-Pin und der dazu gehörenden Hülse lässt sich die Bohrschablone sicher befestigen und kann auch leicht wieder entfernt werden.




Die Bohrschablone wird eingesetzt und der korrekte Sitz überprüft.

Maximal empfohlene Geschwindigkeit
1.000 U/min mit Kühlung


- Die Kavität wird mit dem Twistdrill 1.3 mm aufbereitet.
- Die Aufbereitung erfolgt bis zum Anschlag in der Bohrhülse.



- Den Fixations-Pin vorsichtig einklopfen.
- Nach dem Einbringen des ersten Fixations-Pins erneut überprüfen, ob die Bohrschablone richtig sitzt.
- Anschließend Einbringen der restlichen Fixations-Pins.
- Erneute Kontrolle.




Pro guide im teilbezahnten Kiefer



Die Bohrschablone wird durch die vorhanden Restbeziehung getragen. Durch Fensteröffnungen wird der korrekte Sitz der Bohrschablone kontrolliert.


SKY pro guide - Funktionsprinzip



Zur Führung stehen zwei unterschiedlich lange Versionen der SKY pro guide Hülse zur Verfügung:


- 4 mm - REF GDSL04D475
- 6 mm - REF GDSL06D475

Die Länge des Führungsschafts beträgt 8 mm.



Auch angulierte Implantate können auf diese Weise präzise gesetzt werden.

Der feste Tiefenstopp verhindert Verletzungen von sensiblen anatomischen Strukturen.



Bohrtiefe 0,5 mm

Die Bohrtiefe ist 0,5 mm tiefer als die Implantatlänge, falls nicht anders angegeben.



Komplett geführt von 3,5 bis 4,5 mm

Die SKY Implantate narrowSKY, blueSKY und SKY classic können bis 4,5 mm komplett geführt gesetzt werden, d.h. nicht nur die Aufbereitung des Implantatbettes sondern auch die Insertion des Implantats erfolgt geführt.



white SKY TL
ZIRCONIA IMPLANT
TISSUE LINE

Geführte Aufbereitung

Die Aufbereitung des Implantatbettes kann bei den whiteSKY TL Implantaten ebenfalls guided erfolgen. Die Insertion erfolgt frei Hand.



white SKY AL
ZIRCONIA IMPLANT
ALVEO LINE

Teilweise geführte Aufbereitung

Die Aufbereitung des Implantatbettes kann bis zum Finalbohrer guided erfolgen.

- Die whiteSKY AL crestal finisher werden frei Hand verwendet
- Die Insertion erfolgt ebenfalls frei Hand

SKY pro guide - chirurgisches Vorgehen

SKY tissue punch guided




SKY tissue punch guided

- Diese Stanze entfernt minimalinvasiv und präzise die Schleimhaut
- Sichere Anwendung durch Führung der Schleimhautstanze durch die SKY Pro Guide

Empfohlener Drehzahlbereich

Drehzahl zwischen 40 rpm – max. 100 rpm

Positionierung des Implantats




Die Implantatposition wird mit dem virtuellen Implantat festgelegt. Der Abstand der Hülse ist immer 10 mm von der Implantat-schulter zur Oberkante der Hülse.


Bei subcrestaler Implantatposition ist die Hülse also näher an der Knochenkante, so dass hier häufig die Hülse 4 mm verwendet wird.

Bei supracrestaler Implantatposition ist die Hülse entsprechend vom Knocheniveau entfernt.

Pilotbohrer mit Plateaufräse



Die scharfe Spitze des Pilotbohrers in Kombination mit dem geführten Schaft verhindert bei der Präparation von Kavitäten für angulierte Implantate ein Abrutschen des Bohrers. In voller Länge eingesetzt, kreiert der Pilotbohrer eine kleine Plattform um das Implantat, um eine Knochenkollision der prothetischen Versorgung zu verhindern.




Bei subcrestaler Implantatposition und anguliert gesetzten Implantaten sitzt die Implantatplattform entsprechend tiefer im Knochen.

Achtung!

Bitte achten sie darauf, dass die Bohrerrotation erst gestartet wird, wenn Kontakt mit dem Knochen besteht. Wird der Kontakt bereits erreicht bevor der Schaft des Pilotbohrers geführt wird, muss die Bohrschablone abgenommen und der Knochen planiert werden

Aufbereitung der Kavität von langen Implantaten







Wir empfehlen die Aufbereitung einer Kavität mit 16 mm Länge in 3 Schritten durchzuführen:

- 5,2 mm
- 10 mm
- 16 mm

SKY pro guide

Bohrerabfolge am Beispiel eines Implantats 4.0, Länge 10 mm



Die Aufbereitung wird zunächst mit dem Twistdrill bis zur finalen Tiefe aufbereitet.

Um die Anzahl der Bohrvorgänge zu reduzieren, wird die Kavität mit dem 5,2 mm Bohrer bis zum gewünschten Implantatdurchmesser aufbereitet. Anschließend wird dieser Durchmesser bis zur finalen Tiefe aufbereitet.

Finalbohrer 3.5 Länge 5.2 mm

Mit dem Finalbohrer wird der crestale Bereich erweitert.

Finalbohrer 4.0 Länge 5.2 mm

Mit dem Finalbohrer wird der crestale Bereich erweitert.

Finalbohrer 4.0 Länge 10 mm


Mit dem Finalbohrer wird die Kavität für die endgültige Tiefe aufbereitet.

Crestalbohrer 4.0

Mit dem Crestalbohrer im Implantatdurchmesser wird der corticale Knochen so aufbereitet, dass kein Druck auf den corticalen Knochen entsteht.

SKY Finalbohrer guided

Die SKY Finalbohrer guided gibt es je Durchmesser in zwei Linien. Dabei ist der Durchmesser für harte Knochen jeweils um 0,24 mm größer als der für mittelharte und weiche Knochen.



Harter Knochen
Atraumatischer Gewindegewinde-schnitt durch reduzierten Traganteil.


Mittelharter und weicher Knochen
Apikale Kompression durch erhöhten Traganteil.

Gleichbleibend hohe Primärstabilität!

Die SKY Finalbohrer guided bereiten den Durchmesser der Kavität auf.

Für jedes Implantat gibt es einen Bohrer für harte respektive mittelharte und weiche Knochen in jeder Länge und Durchmesser.

Crestalbohrer guided



Für jeden Implantatdurchmesser gibt es einen Crestalbohrer guided. Dieser ist wichtig um Spannung im kortikalen Knochen zu verhindern, die zu Knochenabbau führen können.

SKY pro guide



Die copaSKY und SKY Implantate können auch geführt gesetzt werden. Der jeweilige Eindrehher verfügt über einen Stopp und wird mit dem Implantat verschraubt, so dass die geplante vertikale Höhe des Implantats sicher erreicht wird.



Die Insertion des mit dem Eindrehher verschraubten Implantats erfolgt mit

- SKY-WTK1 mit dem Winkelstück
- SKY-STK1 mit der Ratsche

Die sehr niedrige Bauhöhe erleichtert die Anwendung auch im Molarenbereich.




Der in der Hülse integrierte Sechskant und der Sechskant auf dem Einbringinstrument sind aufeinander abgestimmt und entsprechen der Torx-Stellung der Implantate.

Dadurch ist es möglich, bereits vor der OP allein nach den Planungsdaten individuelle Abutments herzustellen, die anschließend sofort versorgt werden können.*

* Nicht jede Software am Markt unterstützt diese Möglichkeit.

Dr. Burzin Khan, ZT Danesh Vazifdar, Mumbai Indien



Auf Basis der Implantatplanung ist es bereits möglich vor der Implantation, die prothetische Versorgung herzustellen und damit das Implantat bei ausreichender Primärstabilität sofort zu versorgen.

Unser Ablauf ist dabei wie folgt:


- DVT/CT Aufnahme der Situation des Patienten
- Intra-orale Scan der klinischen Situation
- 3D-Planung der Implantatpositionen
- Herstellung der Bohrschablone
- Export der 3D-Planungsdaten in ein CAD-Programm*
- Konstruktions-Design des individuellen Abutments
- Konstruktions-Design der prothetischen Versorgung
- CAM-Produktion des individuellen Abutments und der prothetischen Versorgung

*Export aus der Planungssoftware und Import in eine CAD-Software, welche unsere Bibliotheken unterstützt.



Bredent
CAD-Bibliothek

<https://bredent-group.com/de/bredent-group-cad-bibliothek/>



Der klinische Ablauf ist wie folgt:

- Präparation der Kavität mit proGuide
- Insertion des Implantats mit dem verschraubten Einbringinstrument
- Ausrichten des Implantats mit Hilfe des Sechskants an der Hülse und am Eindrehen
- Messung der Primärstabilität mit Penguin
- Bei ausreichender Primärstabilität von mindestens 65 ISQ bzw. 30 Ncm kann das Implantat sofort versorgt werden.
- Bei nicht ausreichender Primärstabilität erfolgt die Einheilung gedeckt. Die vorgefertigte Prothetik wird dann bei der Eröffnung verwendet.

Chirurgisches Protokoll guided

SKY pro guide



Implantatlängen

8, 10, 12, 14, 16 mm


3.5 N 3.5

Implantateindreher guided

Crestalbohrer guided


300 U/min.

Fallbeispiel: bSKY4514



Harter Knochen
D1

Finalbohrer guided




REF GDSL06D475



300 U/min.

3.5 N 3.5

SKY tissue punch guided 4.0




REF GDSL06D475



40 - 100 U/min.

Pilotbohrer guided




REF GDSL06D475



800 - 1000 U/min.

Twistdrill guided




REF GDSL06D475



800 - 1000 U/min.

Mittelharter / weicher Knochen
D2, D3, D4

Finalbohrer guided



REF GDSL06D475





300 U/min.

3.5 N 3.5

5,2, 8, 10, 12, 14, 16 mm
4.0

5,2, 8, 10, 12, 14, mm
4.5


REF GDSL06D475
REF COPMLXD475
REF SKYMLXD475
25 U/min.
max. 45 Ncm



REF GDSL06D475




4.0



REF GDSL06D475




4.5



REF GDSL06D475



4.0



REF GDSL06D475






4.5

Zur Verwendung der Bohrer:
Bohrer erst in die Hülse einführen
und dann in Betrieb nehmen.

SKY pro guide Übersicht Bohreranwendung


Implantat		Pilotbohrer	Twistdrill	Finalbohrer		Crestalbohrer	Implantateindreher	
Länge	Ø			Harter Knochen D1	Mittelharter / weicher Knochen D2, D3, D4		SKY	copaSKY
5.2 mm 	4.0	PCDXLXD450	TDXL52D225	1. FD1L52D350 2. FD1L52D400	1. FD2L52D350 2. FD2L52D400	CRDXLXD400	n.a.	COPMLXD475
	4.5		TDXL52D225	1. FD1L52D350 2. FD1L52D400 3. FD1L52D450	1. FD2L52D350 2. FD2L52D400 3. FD2L52D450	CRDXLXD450	n.a.	COPMLXD475
8 mm 	3.5 N	PCDXLXD450	1. TDXL52D225 2. TDXL08D225	1. FD1L52D350 2. FD1L08D350	1. FD2L52D350 2. FD2L08D350	CRDXLXD35n	SKYMLXD475	COPMLXD475
	4.0		1. TDXL52D225 2. TDXL08D225	1. FD1L52D350 2. FD1L52D400 3. FD1L08D400	1. FD2L52D350 2. FD2L52D400 3. FD2L08D400	CRDXLXD400	SKYMLXD475	COPMLXD475
	4.5		1. TDXL52D225 2. TDXL08D225	1. FD1L52D350 2. FD1L52D400 3. FD1L52D450 4. FD1L08D450	1. FD2L52D350 2. FD2L52D400 3. FD2L52D450 4. FD2L08D450	CRDXLXD450	SKYMLXD475	COPMLXD475
10 mm 	3.5 N	PCDXLXD450	1. TDXL52D225 2. TDXL10D225	1. FD1L52D350 2. FD1L10D350	1. FD2L52D350 2. FD2L10D350	CRDXLXD35n	SKYMLXD475	COPMLXD475
	3.5		1. TDXL52D225 2. TDXL10D225	1. FD1L52D350 2. FD1L10D350	1. FD2L52D350 2. FD2L10D350	CRDXLXD350	SKYMLXD475	n.a.
	4.0		1. TDXL52D225 2. TDXL10D225	1. FD1L52D350 2. FD1L52D400 3. FD1L10D400	1. FD2L52D350 2. FD2L52D400 3. FD2L10D400	CRDXLXD400	SKYMLXD475	COPMLXD475
	4.5		1. TDXL52D225 2. TDXL10D225	1. FD1L52D350 2. FD1L52D400 3. FD1L52D450 4. FD1L10D450	1. FD2L52D350 2. FD2L52D400 3. FD2L52D450 4. FD2L10D450	CRDXLXD450	SKYMLXD475	COPMLXD475

Implantat		Pilotbohrer	Twistdrill	Finalbohrer		Crestalbohrer	Implantateindreher	
Länge	Ø			Harter Knochen D1	Mittelharter / weicher Knochen D2, D3, D4		SKY	copaSKY
12 mm 	3.5 N	PCDXLXD450	1. TDXL52D225 2. TDXL12D225	1. FD1L52D350 2. FD1L12D350	1. FD2L52D350 2. FD2L12D350	CRDXLXD35n	SKYMLXD475	COPMLXD475
	3.5		1. TDXL52D225 2. TDXL12D225	1. FD1L52D350 2. FD1L12D350	1. FD2L52D350 2. FD2L12D350	CRDXLXD350	SKYMLXD475	n.a.
	4.0		1. TDXL52D225 2. TDXL12D225	1. FD1L52D350 2. FD1L52D400 3. FD1L12D400	1. FD2L52D350 2. FD2L52D400 3. FD2L12D400	CRDXLXD400	SKYMLXD475	COPMLXD475
	4.5		1. TDXL52D225 2. TDXL12D225	1. FD1L52D350 2. FD1L52D400 3. FD1L52D450 4. FD1L12D450	1. FD2L52D350 2. FD2L52D400 3. FD2L52D450 4. FD2L12D450	CRDXLXD450	SKYMLXD475	COPMLXD475
14 mm 	3.5 N	PCDXLXD450	1. TDXL52D225 2. TDXL10D225 5. TDXL14D225	1. FD1L52D350 2. FD1L10D350 3. FD1L14D350	1. FD2L52D350 2. FD2L10D350 3. FD2L14D350	CRDXLXD35n	SKYMLXD475	COPMLXD475
	3.5		1. TDXL52D225 2. TDXL10D225 5. TDXL14D225	1. FD1L52D350 2. FD1L10D350 3. FD1L14D350	1. FD2L52D350 2. FD2L10D350 3. FD2L14D350	CRDXLXD350	SKYMLXD475	n.a.
	4.0		1. TDXL52D225 2. TDXL10D225 3. TDXL14D225	1. FD1L52D350 2. FD1L52D400 3. FD1L10D400 4. FD1L14D400	1. FD2L52D350 2. FD2L52D400 3. FD2L10D400 4. FD2L14D400	CRDXLXD400	SKYMLXD475	COPMLXD475
	4.5 *		1. TDXL52D225 2. TDXL10D225 3. TDXL14D225	1. FD1L52D350 2. FD1L52D400 3. FD1L52D450 4. FD1L10D450 5. FD1L14D450	1. FD2L52D350 2. FD2L52D400 3. FD2L52D450 4. FD2L10D450 5. FD2L14D450	CRDXLXD450	SKYMLXD475	COPMLXD475
16 mm 	3.5 N	PCDXLXD450	1. TDXL52D225 2. TDXL10D225 3. TDXL16D225	1. FD1L52D350 2. FD1L10D350 3. FD1L16D350	1. FD2L52D350 2. FD2L10D350 3. FD2L16D350	CRDXLXD35n	SKYMLXD475	n.a.
	3.5		1. TDXL52D225 2. TDXL10D225 3. TDXL16D225	1. FD1L52D350 2. FD1L10D350 3. FD1L16D350	1. FD2L52D350 2. FD2L10D350 3. FD2L16D350	CRDXLXD350	SKYMLXD475	n.a.
	4.0		1. TDXL52D225 2. TDXL10D225 3. TDXL16D225	1. FD1L52D350 2. FD1L52D400 3. FD1L10D400 4. FD1L16D400	1. FD2L52D350 2. FD2L52D400 3. FD2L10D400 4. FD2L16D400	CRDXLXD400	SKYMLXD475	n.a.

Verbesserung der Primärstabilität im weichen Knochen

Dr. Florian Obadan, Rumänien

Zur Verbesserung des Knochen-Implantat-Kontacts und zur Erhöhung der Primärstabilität kann im weichen Knochen das Bohrerprotokoll angepasst werden, in dem im medularen Bereich der Knochen weniger stark aufbereitet wird.




Beispiel:

Implantat 4,0 mm

- Pilotbohrer
- Twistdrill
- Finalbohrer 3,5
- Crestalbohrer 4.0
- Implantatinsertion

Bei der geführten Implantatinsertion wird der verbesserte Knochen-Implantat-Kontakt wie folgt umgesetzt:



Beispiel:

Implantat 4,0 x 10 mm

- Pilotbohrer
- Twistdrill 5.2 mm
- Twistdrill 10 mm
- Finalbohrer 3.5 L 5.2
- Finalbohrer 3.5 L 10
- Crestalbohrer 4.0
- Implantatinsertion

Verbesserung der Primärstabilität und Vermeidung von Nekrosen

Prof. Dr. Jörg Neugebauer, Landsberg

In weichem Knochen möchte ich die Primärstabilität erhöhen und im harten Knochen bei hohen Drehmomenten beim Einschrauben der Implantate Nekrosen vermeiden. Dazu verwende ich seit Jahren die folgenden einfachen Techniken:

Verbesserte Primärstabilität – für sehr weiche Knochen

Stelle ich bei den ersten Bohrungen fest, dass ein sehr weicher Knochen vorliegt, dann verwende ich die Finalbohrer als Instrument, um den Knochen zu verdichten, indem ich sie gegen den Uhrzeigersinn laufen lasse. Dadurch wird die Primärstabilität erhöht.



Drehrichtung




800-1.000 U/min


800-1.000 U/min

50-100 U/min


300 U/min



Der Pilotbohrer und der Twistdrill werden verwendet wie im SKY Chirurgischen Protokoll beschrieben.



Die Finalbohrer werden langsam mit 50-100 U/min verwendet.



Der Crestalbohrer wird nur bis zur Hälfte versenkt.

Vermeidung von Nekrosen bei hohen Drehmomenten

Bei hohen Drehmomenten beim Einschrauben der Implantate besteht das Risiko von Nekrosen. In diesen Fällen entlaste ich den Knochen, indem ich das Implantat wieder etwas zurückdrehe und kurze Zeit warte.

Drehmoment bei der Implantatinsertion
> 45 Ncm.

Das Implantat ca. 1 Umdrehung
zurückdrehen.




+ ca. 10 Sekunden warten

Implantat wieder in die finale
Position drehen.

Drehrichtung



180° - 360°



Literatur:

Neugebauer J. Habilitationsschrift: Design- und Behandlungsparameter für die erfolgreiche Sofortversorgung von Zahnimplantaten. Universität Köln 2009.

Gewinnung von Knochen mit den Bohrern

Dr. Florian Obadan, Rumänien

Knochenspäne sind ein wichtiger Rohstoff für das Tissue Management. Sie eignen sich besonders für die Abdeckung von offenliegenden Implantatoberflächen. Hier finden Sie wichtige Hinweise um Knochenspäne mit dem SKY Bohrern zu sammeln und was dabei beachtet werden sollte:



Bild: Florian Obadan




Knochenspäne sammeln

Der Twistdrill und die Finalbohrer eignen sich hervorragend um Knochenspäne zu sammeln.

- Zu diesem Zweck wird der Bohrer mit maximal 50 U/min verwendet
- Ohne Kühlung arbeiten, da die Kühlflüssigkeit den Knochen abwaschen kann. Bei dieser niedrigen Geschwindigkeit besteht keine Gefahr von Nekrosen.

Maximaler Spanraum in mm³




Hinweise zum Knochen sammeln


- Zum Sammeln des natürlichen Knochens keine Verdichtungsinstrumente verwenden
- Vermeiden Sie die Kontamination des entnommenen Knochens mit Speichel
- Versuchen Sie, den Knochen mit Kochsalzlösung feucht zu halten
- Behandeln Sie den Knochen schonend, reduzieren Sie die Geschwindigkeit des Bohrers und versuchen Sie, den Weg des geringsten Widerstandes im Knochen zu finden, so können Sie sicher für längere Implantate präparieren
- Reicht die Menge der gewonnenen Knochenspäne nicht aus besteht die Möglichkeit, den entnommenen Knochen mit TIXXU-Knochenaufbaumaterial zu mischen

Gewinnung von Knochenhöhe bei copaSKY


Prof. Dr. Jörg Neugebauer, Landsberg



Der Knochen wächst auf den Backtaper von copaSKY. Dieser positive Faktor kann durch die Platzierung von Knochenspänen auf dem Backtaper verbessert werden. Die geätzte Oberfläche unterstützt diesen Effekt.



Den Backtaper rund um die Deckschraube mit Knochenspänen bedecken.



Ich decke auch die Verschlusschraube mit Knochenspänen ab, um mehr Knochen über das Implantat zu bekommen. Bei der Wiedereröffnung habe ich festgestellt, dass sich der Knochen auf der Deckschraube leicht entfernen lässt, aber sicher auf dem Backtaper verbleibt. Die leichte Entfernung wird durch die anodisierte Verschlusschraube verursacht.


In diesem Fall ist es wichtig, den Abstand zu den Nachbarzähnen zu messen, um das Implantat leicht zu finden.

Quelle: Dr. Zafer Kazak, Istanbul (Türkei)

Tissuemanagement bei dünnem Gingivaphenotype

Dr. Florian Obadan, Rumänien


„Um bei einer dünnen Gingiva eine Sofortimplantation zu erzielen, folge ich dem Bohrprotokoll und verwende ein blueSKY Implantat in der ästhetischen Zone. Das ermöglicht mir perfekte Ergebnisse zu erreichen.“



- Implantatposition leicht palatinal
- Einsetzen des blueSKY Implantats 1,0 - 1,5 mm unter Knochenniveau.
- Verwendung der für die Sofortversorgung geeigneten Abutments mit Platform-Switch, d.h. BioHPP SKY elegance S Abutment
- Anpassen des Abutments
- Provisorische Krone




- Klinischer Fall mit dünner Gingiva und Spätversorgung
- Implantate leicht subcrestal gesetzt





- Knochen ist über die Deckschraube gewachsen
- Knochen vorsichtig entfernen, damit bei der Entfernung der Deckschraube kein periimplantärer Knochen verloren geht

Tissuemanagement bei dünnem Gingivaphenotype




Dr. Florian Obadan, Rumänien

„Es gibt Situationen, in denen eine Sofortversorgung nicht indiziert ist und das klassische Verfahren entweder aufgrund einer Kontraindikation oder aufgrund der Präferenz des Zahnarztes angewendet wird. Zum Beispiel zeigen dünne Gingivaphenotypen bei Sofortimplantaten und -versorgungen eine ausgeprägte Rezession. Es hat sich gezeigt, dass die Gingiva und das gesamte periimplantäre Weichgewebe einen erheblichen Einfluss auf den periimplantären Knochenerhalt haben. Daher stellen wir im Folgenden eine Möglichkeit dar, um einfach und zuverlässig die Quantität und Qualität des periimplantären Weichgewebes zu verbessern.“




- Die Implantate werden ca. 1 mm sub crestal gesetzt
- Einschrauben des copaSKY Gingivaformers 2 mm
- Abdecken des Gingivaformers mit einem quadratischen Stück Collagenfließ
- Spannungsfreier Verschluss der Gingiva über dem Gingivaformer



- Nach 3 Monaten Eröffnung:
Austausch der Gingivaformer in Höhe 2 mm durch Gingivaformer mit Höhe 6 mm
- Nach 14 Tagen erfolgt die Versorgung der Implantate

Implantateröffnung und Knochenerhalt





Dr. Florian Obadan, Rumänien

Nachdem wir während der Operation große Anstrengungen unternommen haben, um Weich- und Hartgewebe zu erhalten oder zu gewinnen, müssen wir dieses Konzept auch in der Wiedereröffnungsphase fortführen.

Als Ergebnis der Bemühungen sehen wir häufig, dass Knochen über die Verschlusschraube wächst. Mit einem Bone-Profilier würde viel wertvoller Knochen zerstört werden.

Deshalb empfehlen wir, sich die Zeit zu nehmen, den Knochen mit der folgenden Technik vorsichtig zu entfernen.



Um das Maximum an Weich- und Hartgewebe zu erhalten, öffnen Sie die Gingiva mit einem Schnitt und entfernen Sie das Weichgewebe vorsichtig mit einem Spatel.

Der Knochen auf der Verschluss-Schraube entferne ich mit einem kleinen Rosenbohrer im Winkelstück bei niedriger Geschwindigkeit mit Kühlung.

Eine Kollision mit dem Knochen bei den verschiedenen Systemen wird vermieden


- beim SKY System durch Abutments mit Plattform-Switch
- bei copaSKY durch die Deckschraube mit größerem Durchmesser als die Implantataufbauverbindung

Achtung:


Bei narrowSKY muss wegen der passenden Abutments ohne Plattform-Switch etwas mehr Knochen entfernt werden.

Interne Sinus-Boden-Elevation mit copaSKY ultrakurz

Prof. Dr. Jörg Neugebauer, Landsberg




Vorsichtiges Aufbereiten der Kavität bis zur knöchernen Begrenzung des Kieferhöhlenbodens.




Die Aufbereitung erfolgt schrittweise entsprechend des copaSKY Bohrerprotokolls:

- Pilotbohrer
- Twistdrill
- Finalbohrer bis zum Implantatdurchmesser




Vor der Verwendung des Crestalbohrers, Knochenaufbaumaterial in die Kavität einbringen. Kein scharfkantiges Knochenaufbaumaterial verwenden. Mit der abgerundeten Spitze des Crestalbohrers auf das Knochenaufbaumaterial wird die knöcherne Begrenzung des Sinusbodens vorsichtig eingedrückt.



Der Vorgang kann mehrfach wiederholt werden, bis die gewünschte Tiefe der Kavität erreicht wird.












Vor dem Einbringen des Implantates darauf achten, dass das Knochenaufbaumaterial gleichmäßig eingebracht wurde um eine Achsverschiebung des Implantates zu vermeiden.



Der letzte Schritt des Anhebens des Kieferhöhlenbodens erfolgt durch das Einbringen des Implantates mit dem Vorschieben des Knochenaufbaumaterials.

Sofortimplantation



- Zahnwurzel vorsichtig entfernen ohne die vestibuläre Knochenlamelle zu beschädigen.
- Nach der Extraktion des Zahnes, das Granulationsgewebe gründlich entfernen und mit Helbo aPDT die Kavität desinfizieren.

- Die Achsrichtung des Implantats weicht von der Achsrichtung der Alveole ab.
- Mit der scharfen Spitze des Pilotbohrers kann sehr leicht die Achsrichtung an der schrägen Alveolenwand geändert werden.

- Mit dem Twistdrill wird die neue Achse bis zur definitiven Tiefe verlängert.

- Die Finalbohrer erweitern nur noch den Durchmesser der Kavität entsprechend der Knochenqualität.
- Bei whiteSKY TL ist nach dem letzten Finalbohrer die Aufbereitung beendet.



- Bei der Sofortimplantation ist die Verwendung des Crestalbohrers nicht notwendig. Bei der Insertion der Implantate darauf achten, dass kein Kontakt zur vestibulären Knochenlamelle auftritt. Dieses Vorgehen, kann auch mit partial extraction therapie (Socket shield) kombiniert werden.

DENTAL INNOVATIONS
SINCE 1974

bredent
group

bredent medical GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · T: +49 7309 872-600 · F: +49 7309 872-635 · www.bredent-medical.com · @: info-medical@bredent.com



00910400D-20200303 Irrtum und Änderungen vorbehalten