breCAM.splint FLEX



Perfekter Sitz durch
individuelle Anpassung.

Flexibel für mehr Komfort.

Flexibel. Komfortabel. Individuell.

So einfach funktioniert‘s:

1 Erwärmen.

Legen Sie die **breCAM.splint FLEX-Schiene** vor dem Einsetzen **für ca. 1 Minute** in warmes Wasser **(ca. 40 °C)**, bis sie flexibel ist.

2 Anpassen.

Durch die Wärme wird das Material flexibel und passt sich optimal Ihrer Zahnsituation an.

3 Tragen.

Nach dem Abkühlen bleibt die angepasste Form erhalten und sorgt für angenehmen Tragekomfort.

bredent group

00911980D_20260925