

**novo.lign<sup>®</sup>**

Facettes cosmétiques

# Sélection de formes facettes cosmétiques



veneer natural beauty

powered by  
**visio.lign<sup>®</sup>**

---

## Maxillaire - dents antérieures



## Maxillaire - dents antérieures



Illustrations 1:1, dimensions en mm

Facette en zone cervicale et centrale, épaisseur 1 mm

Sous réserve de faibles écarts de l'ordre d'un dixième de millimètre

## Mandibule - dents antérieures



### DIVERSITÉ SYSTÉMATIQUE DES TEINTES ET FORMES

**novo.lign® A**  
Dents antérieures

**novo.lign® P**  
Dents postérieures



**Épaisseur de la paroi buccale 1,0 mm**

- 12 formes de Max.
- 3 formes de Mand.



#### Formes G

**Épaisseur de la paroi buccale 1,2 mm**

- Design multifonctionnel des surfaces masticatoires pour tous les concepts d'occlusion



#### Formes L

**Épaisseur de la paroi buccale 1,0 mm**

- Design lingualisé des surfaces masticatoires pour les prothèses complètes



#### Formes W

**Épaisseur de la paroi buccale 0,8 mm**

- Design multifonctionnel des surfaces masticatoires pour tous les concepts d'occlusion
- forme anatomique de la dent „extra“ large, particulièrement recommandée pour le revêtement de couronnes et bridges

Disponible dans les tailles



small large

Disponible dans les tailles



small large


Disponible dans les tailles



small large



## Maxillaire / mandibule - dents postérieures



Illustrations 1:1, dimensions en mm

Facette en zone cervicale et centrale, épaisseur 1 mm

Sous réserve de faibles écarts de l'ordre d'un dixième de millimètre

# Maxillaire / mandibule - dents postérieures





## **novo.lign® – Sélection de formes facettes cosmétiques**

Facettes cosmétiques



veneer natural beauty

**bredent**  
group

0002020F-20170509  
Sous réserve de modifications et d'erreurs



Coordonnées pour la France - bredent France: T: 04.75.34.20.96  
Coordonnées pour les autres pays francophones: T: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 51  
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany

F: 04.75.32.05.93  
F: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44

@: france@bredent.com  
@: info@bredent.com  
www.bredent.com