

**novo.lign<sup>®</sup>**

Faccette estetiche

# Design delle faccette estetiche



veneer natural beauty

powered by  
**visio.lign<sup>®</sup>**

---

## Faccette per frontali superiori



## Faccette per frontali superiori



Immagini in scala 1:1, misure in mm

Lo spessore delle faccette estetiche nella zona cervicale e centrale è di 1 mm

Salvo differenze minime per un decimo di millimetro

## Faccette per frontali inferiori



### COLORI E FORME "VARIETÀ CON SISTEMA"

#### novo.lign® A

Faccette per frontali



**Spessore parete vestibolare 1,0 mm**

- 12 Forme per arcata superiore
- 3 Forme per arcata inferiore

#### novo.lign® P

Faccette per diattorici

#### Forme G



**Spessore parete vestibolare 1,2 mm**

- Design oclusale multifunzionale per tutti i protocolli d'occlusione

#### Forme L



**Spessore parete vestibolare 1,0 mm**

- Design oclusale lingualizzato per la protesi totale

#### Forme W



**Spessore parete vestibolare 0,8 mm**

- Design oclusale multifunzionale per tutti i protocolli d'occlusione
- Forma anatomica „extra-larga“ particolarmente consigliata per il rivestimento di ponti e corone

Disponibili nelle grandezze



small large

Disponibili nelle grandezze



small large

Disponibili nelle grandezze



small large

BL3

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

## Faccette per diattorici superiori / inferiori




Immagine in scala 1:1, misure in mm

Lo spessore delle faccette estetiche nella zona cervicale e centrale è di 1 mm

Salvo differenze minime per un decimo di millimetro

## Faccette per diattorici superiori / inferiori





## **novo.lign® – Design delle faccette estetiche**

Faccette estetiche



veneer natural beauty

**bredent**  
group

00020201-20170509  
Salvo modifiche ed errori

