

novo.lign® “ново.лайн”

Облицовочные фасетки











Ассортимент облицовочных форм фасеток



veneer natural beauty

powered by
visio.lign®
“визио.лайн”

В/Ч фронтальные зубы

C43				
A44				
F44				
I45				
H46				
S46				

В/Ч фронтальные зубы

I47	 A3 bredent novo.lign A I47 47,4	 14,0 8,8	 12,1 7,2	 15,1 7,7
D48	 A3 bredent novo.lign A D48 48,4	 12,2 8,9	 10,7 7,0	 11,6 8,0
M48	 A3 bredent novo.lign A M48 48,3	 14,7 9,2	 12,4 6,8	 13,8 7,7
D49	 A3 bredent novo.lign A D49 48,6	 14,6 9,1	 12,4 7,2	 13,2 8,0
B51	 A3 bredent novo.lign A B51 51,0	 14,7 9,4	 13,8 7,4	 16,7 8,6
K53	 A3 bredent novo.lign A K53 52,9	 16,5 9,7	 13,0 7,1	 17,6 9,1

Изображения 1:1, данные в мм

Толщина грани в области шейки зуба и в центральной области составляет 1 мм

Незначительные отклонения в десятых долей миллиметра допустимы

Н/Ч фронтальные зубы



ЦВЕТА И ФОРМЫ "РАЗНООБРАЗИЕ СИСТЕМЫ"

novo.lign® A "ново.лайн" А

Передняя сторона /
фронтальные зубы

novo.lign® P "ново.лайн" Р

Задняя сторона /
боковые зубы

Формы G



толщина стенки со
стороны щеки 1,0 мм

- 12 форм для
верхней челюсти
- 3 формы для
нижней челюсти



толщина стенки со
стороны щеки 1,2 мм

- многофункциональная
структура жевательной
поверхности для любых
окклюзионных концепций

Формы L



толщина стенки со
стороны щеки 1,0 мм

- лингвализованная
структура жевательной
поверхности для полного
протезирования

Формы W



толщина стенки со стороны
щеки 0,8 мм

- многофункциональная структура
жевательной поверхности для любых
окклюзионных концепций
- экстра-широкая анатомическая
форма, особо рекомендуемая для
облицовки коронок и мостов

Доступные размеры

- G3 G4

маленький большой

Доступные размеры

L2 L3 -

маленький большой

Доступные размеры

W3 W4 W5

маленький большой

BL3

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4




D2

D3





D4

В/Ч и Н/Ч боковые зубы

L2



L3



Изображения 1:1, данные в мм

Толщина грани в области шейки зуба и в центральной области составляет 1 мм

Незначительные отклонения в десятых долей миллиметра допустимы

В/Ч и Н/Ч боковые зубы



В/Ч и Н/Ч боковые зубы



ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ
novo.lign® “ново.лайн”
Облицовочные фасетки

Фронтальные зубы		В/Ч и Н/Ч боковые зубы		
В/Ч	Н/Ч	Формы G	Формы W	Формы L
C43	T35	G3	W3	L2
A44	T35	G3	W3	L2 / L3
F44	T35	G3	W3	L2 / L3
I45	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
H46	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	W4	L3
I47	D38	G3	W4	L3
D48	D38	G3 / G4	W4	L3
M48	D38	G3 / G4	W4 / W5	
D49	D38 / D41	G3 / G4	W4 / W5	
B51	D41	G4	W5	
K53	D41	G4	W5	

novo.lign® "ново.лайн"
Облицовочные фасетки
к нео.lign® "нео.лайн"
полноатомическим зубам

[illegible]

novo.lign® "ново.лайн" – Ассортимент облицовочных форм фасеток

Облицовочные формы фасеток



veneer natural beauty

breident

000202RU-20170509
Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений.

