

SKY pro guide



EINFACH

SICHER


SCHNELL

Geführt und hochpräzise mit nur einer Hülse.

SKY pro guide

2

Ihr Einstieg in die Präzision der geführten Implantologie



SKY pro guide surgical tray (bestückt)

REF SKYPROGST1

Instrumente für alle SKY Implantate mit \varnothing 3.5, \varnothing 4.0 und \varnothing 4.5.



SKY guided fixation pin

\varnothing 1.35 mm L 27mm


REF GFPL27D135



SKY guided fixation pin sleeve

\varnothing 1.35 mm L 6mm



REF GFSL06D135



Die Fixationspins ermöglichen eine sichere Fixierung der Bohrshablone.

Funktionsprinzip

Maximale Sicherheit beim Erzielen der Bohrtiefe und Angulation durch Führung der Bohrer durch die hochpräzise Bohrhülse.



Funktionsbeschreibung




Praktisch: Im unteren Teil des Trays befinden sich Ratsche sowie Tools für das Eindrehen der Implantate.



Ein System für alle SKY Implantate von Ø 3.5 -4.5 mm. Zusätzlich können für kleinere bzw. größere Durchmesser einzelne Bohrungen wie Pilotbohrung auch geführt realisiert werden.

Fallbeispiel: bSKY4514



SKY pro guide

Komponentenübersicht



SKY Pilotbohrer, geführt



PCDXLXD35n PCDXLXD400 PCDXLXD450

SKY Twistdrill, geführt



TDXL52D225 TDXL08D225 TDXL10D225 TDXL12D225 TDXL14D225 TDXL16D225

SKY Finalbohrer, geführt – harter Knochen D1



	L 5.2 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm	L 16 mm
3.5 N	FD1L52D350	FD1L08D350	FD1L10D350	FD1L12D350	FD1L14D350	FD1L16D350
3.5	FD1L52D400	FD1L08D400	FD1L10D400	FD1L12D400	FD1L14D400	FD1L16D400
4.0	FD1L52D450	FD1L08D450	FD1L10D450	FD1L12D450	FD1L14D450	—
4.5	—	—	—	—	—	—

SKY Finalbohrer, geführt – mittelharter / weicher Knochen D2, D3, D4



	L 5.2 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm	L 16 mm
3.5 N	FD2L52D350	FD2L08D350	FD2L10D350	FD2L12D350	FD2L14D350	FD2L16D350
3.5	FD2L52D400	FD2L08D400	FD2L10D400	FD2L12D400	FD2L14D400	FD2L16D400
4.0	FD2L52D450	FD2L08D450	FD2L10D450	FD2L12D450	FD2L14D450	—
4.5	—	—	—	—	—	—

SKY Crestalbohrer, geführt



CRDXLXD35n CRDXLXD350 CRDXLXD400 CRDXLXD450

Implantateindreher, geführt – copaSKY



COPMLXD475 COPMLXDSET COPAIMSM163

Implantateindreher, geführt – SKY



SKYMLXD475 SKYMLXDSET SKY-DS04

Implantat-Eindrehwerkzeuge



SKY-WTK1 SKY-WTK6 SKY-STK1 COPACTK6

Prothetikschlüssel




SKYC-WM6 SKY-SD22 SKY-SD28

Bohrhülse – pro guide



GDSL06D475 GDSL06D47510

SKY pro guide – OP-Tray



unbestückt SKYPROGST0
bestückt SKYPROGST1

SKY Torque Wrench Pro



SKYTWPRO SKYTWCON

Hülse für Fixationspin



GFSL06D135 GFSL06D13510

Twistdrill für Fixationspin, geführt



SKYDT13L

Fixationspin



GFPL27D135 GFPL27D1354

Grundlage einer Bestellung sind die AGB der bredent medical GmbH & Co. KG: <https://www.bredent-implants.com/de/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb/>
Abb. nicht maßstabgetreu. Alle Preise in € zuzüglich USt, ggf. Verz. sand.

00910390D-20200714 Irrtum und Änderungen vorbehalten

