


SKY pro guide



SIMPLE

SÛR


RAPIDE

Avec guidage et haute précision avec une seule douille.

SKY pro guide

2

Votre accès à la précision de l'implantologie guidée



**SKY pro guide surgical tray
(garni d'instruments)**

REF SKYPROGST1


Instruments pour tous les implants SKY
Avec Ø 3.5, Ø 4.0 et Ø 4.5



SKY guided fixation pin
Ø 1.35 mm L 27mm
REF GFPL27D135





SKY guided fixation pin sleeve
Ø 1.35 mm L 6mm
REF GFSL06D135



Les pins de fixation permettent une fixation sûre du gabarit de forage.

Principe de fonctionnement

Sécurité maximale pour atteindre la profondeur de forage et l'angulation par guidage du foret au travers de la douille de forage de haute précision.




Pratique: Dans la partie inférieure du plateau vous trouverez la clé à cliquet ainsi que des instruments pour le serrage des implants.

Mise en œuvre



Un système pour tous les implants SKY de Ø 3.5 -4.5 mm. En outre on peut également pour des diamètres inférieurs ou supérieurs réaliser certains forages sous forme de forage pilote.

Exemple type: bSKY4514



SKY pro guide

Vue d'ensemble des composants



Forets pilotes SKY, à guidage



PCDXLXD35n PCDXLXD400 PCDXLXD450

Twistdrills SKY, à guidage



TDXL52D225 TDXL08D225 TDXL10D225 TDXL12D225 TDXL14D225 TDXL16D225

Forets à finir SKY à guidage – tissus osseux durs D1



colour code

3.5 N 3.5
4.0
4.5

	L 5.2 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm	L 16 mm
FD1L52D350	FD1L08D350	FD1L10D350	FD1L12D350	FD1L14D350	FD1L16D350	
FD1L52D400	FD1L08D400	FD1L10D400	FD1L12D400	FD1L14D400	FD1L16D400	
FD1L52D450	FD1L08D450	FD1L10D450	FD1L12D450	FD1L14D450	—	

Forets à finir SKY, à guidage – tissus osseux de dureté moyenne/ mous: D2, D3, D4



colour code

3.5 N 3.5
4.0
4.5

	L 5.2 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm	L 16 mm
FD2L52D350	FD2L08D350	FD2L10D350	FD2L12D350	FD2L14D350	FD2L16D350	
FD2L52D400	FD2L08D400	FD2L10D400	FD2L12D400	FD2L14D400	FD2L16D400	
FD2L52D450	FD2L08D450	FD2L10D450	FD2L12D450	FD2L14D450	—	

Forets SKY pour crête, à guidage



CRDXLXD35n CRDXLXD350 CRDXLXD400 CRDXLXD450

Instruments de pose d'implant, à guidage - copaSKY



COPMLXD475 COPMLXDSET COPAIMSM163

Instruments de pose d'implant SKY, à guidage



SKYMLXD475 SKYMLXDSET SKY-DS04

Instruments de pose d'implant



SKY-WTK1 SKY-WTK6 SKY-STK1 COPACTK6

Clés prothétiques




SKYC-WM6 SKY-SD22 SKY-SD28

Douilles de forage – pro guide



GDSL06D475 GDSL06D47510

Plateau opératoire SKY pro guide



sans instruments
SKYPROGST0

avec instruments
SKYPROGST1

Clé à torque Pro SKY



SKYTWPRO SKYTWCON

Douilles pour pins de fixation




GFSL06D135 GFSL06D13510

Twistdrill pour pin de fixation, à guidage



SKYDT13L

Pins de fixation



GFPL27D135 GFPL27D1354

Les conditions générales de vente et de livraison de la société bredent medical GmbH & Co. KG forment la base de toute commande: <https://www.bredent-implants.com/en/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb/> III. non fidèle à l'échelle. Tous les prix sont indiqués en €, ils s'entendent sans taxe à la valeur ajoutée (TVA) et le cas échéant sans frais d'expédition.

00910390F-20200714. Sous réserve d'erreurs et de modifications



DENTAL INNOVATIONS
SINCE 1974

bredent group

Coordonnées pour la France - bredent France:
T: +33 4 75 34 20 96 · F: +33 4 75 32 05 93
@: france@bredent.com

Coordonnées pour les autres pays francophones:
T: +49 7309 872-451 · F: +49 7309 872-444
@: info-medical@bredent.com

bredent medical GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2
89250 Senden · Germany
www.bredent-medical.com