

**novo.lign**

Carillas de revestimiento

# Elección del diseño



veneer natural beauty

powered by  
**visio.lign**

---

## Maxilar superior



## Maxilar superior



Imagen 1:1, medida en mm

Grosor de la faceta en la zona cervical y zona central de 1 mm

Puede darse excepcionalmente una ligera desviación

en el ámbito de las décimas de milímetro

# Mandibular anterior



## COLORES Y FORMAS "VARIEDAD CON SISTEMA"

**novo.lign A**  
Dientes anteriores

**novo.lign P**  
Dientes posteriores



**Grosor del tabique bucal 1,0 mm**

- 12 Formas de maxilar superior
- 3 Formas de maxilar inferior



**Formas G**

**Grosor del tabique bucal 1,2 mm**

- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión



**Formas L**

**Grosor del tabique bucal 1,0 mm**

- Diseño lingualizado de las superficies masticatorias, para prótesis totales



**Formas W**

**Grosor del tabique bucal 0,8 mm**

- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión
- Forma anatómica "extra" ancha, especialmente recomendada para revestir coronas y puentes.

Disponible en los siguientes tamaños



Disponible en los siguientes tamaños



Disponible en los siguientes tamaños



- BL3
- A1
- A2
- A3
- A3,5
- A4
- B1
- B2
- B3
- B4
- C1
- C2
- C3
- C4
- D2
- D3
- D4

## Maxilar/Mandibular posterior




Imagen 1:1, medida en mm

Grosor de la faceta en la zona cervical y zona central de 1 mm

Puede darse excepcionalmente una ligera desviación


en el ámbito de las décimas de milímetro

## Maxilar/Mandibular posterior





## Maxilar/Mandibular posterior



### TABLA DE COMBINACIÓN Carillas para revestir novo.lign

Anteriores		Posteriores Maxilar/Mandibular		
Maxilar	Mandibular	Form G	Forma W	Forma L
C43	T35	G3	W3	L2
A44	T35	G3	W3	L2 / L3
F44	T35	G3	W3	L2 / L3
I45	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
H46	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	W4	L3
I47	D38	G3	W4	L3
D48	D38	G3 / G4	W4	L3
M48	D38	G3 / G4	W4 / W5	
D49	D38 / D41	G3 / G4	W4 / W5	
B51	D41	G4	W5	
K53	D41	G4	W5	

### Carillas de revestimiento novo.lign para dientes completos neo.lign Posterior maxilar/mandíbula

novo.lign Forma W	neo.lign Forma L
-	L1
W3	L2
W4	L3
W5	L4

## novo.lign – Elección del diseño

Carillas de revestimiento



veneer natural beauty

bredent  
group

0002020E-20201216  
Salvo error y modificaciones

