

neo.lign

Vollzähne

Formenkarte



choose natural beauty

powered by
visio.lign

OK anterior




OK anterior







Abbildungen 1:1, Maßangaben in mm
Geringe Abweichungen im Zehntelmillimeterbereich vorbehalten


UK anterior




OK/UK posterior




OK/UK posterior




L1




L2



L3





FARBEN UND FORMEN "VIELFALT MIT SYSTEM"

neo.lign A

Anterior / Frontzähne



- 13 Oberkiefer Formen
- 4 Unterkiefer Formen

neo.lign P

Posterior / Seitenzähne

G-Formen



- multifunktionales Kauflächendesign für sämtliche Okklusionskonzepte

L-Formen



- lingualisiertes Kauflächendesign für die Totalprothetik

Erhältlich in den Größen




small large

Erhältlich in den Größen



small large



KOMBINATIONSTABELLEN

neo.lign Vollzähne

| Anterior | | Posterior OK / UK | |
|----------|-----------|-------------------|---------|
| OK | UK | G-Form | L-Form |
| F41 | T33 | G2 | L1 / L2 |
| B43 | T33 / T35 | G2 | L2 |
| C43 | T33 / T35 | G2 | L2 |
| A44 | T33 / T35 | G2 / G3 | L2 / L3 |
| F44 | T33 / T35 | G2 / G3 | L2 / L3 |
| I45 | T33 / T35 | G2 / G3 | L2 / L3 |
| H46 | T33 / T35 | G2 / G3 | L2 / L3 |
| S46 | T35 / D38 | G3 | L3 |
| I47 | D38 | G3 | L3 |
| D48 | D38 | G3 / G4 | L3 / L4 |
| M48 | D38 | G3 / G4 | L3 / L4 |
| D49 | D38 / D41 | G3 / G4 | L3 / L4 |
| B51 | D41 | G4 | L4 |

neo.lign Vollzähne

zu novo.lign Verblendschalen

Posterior OK / UK

| neo.lign L-Form | novo.lign W-Form |
|-----------------|------------------|
| L1 | - |
| L2 | W3 |
| L3 | W4 |
| L4 | W5 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

neo.lign Formenkarte

Vollzähne



choose natural beauty

bredent
group

0003290D-20210629
Irrtum und Änderungen vorbehalten

