

neo.lign

Dientes

Carta de formas



choose natural beauty

powered by
visio.lign

Sup. anteriores



Sup. anteriores





Imagen 1:1, medida en mm

Las ligeras variaciones admitidas están en el orden de las décimas de milímetro

Inf. anteriores


T33




T35




D38





D41




Sup./Inf. anteriores



Sup./Inf. anteriores





COLORES Y FORMAS "VARIEDAD CON SISTEMA"

neo.lign A

Anterior / dientes anteriores



- 13 formas de maxilar superior
- 4 formas de maxilar inferior

neo.lign P

Posterior / dientes posteriores

Forma G



- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión

Forma L



- Diseño lingualizado de las superficies masticatorias para prótesis totales

Disponible en los



pequeño grande

Disponible en los



pequeño grande



tablas de combinación neo.lign Dientes

Anteriores		Posteriores Sup. / Inf.	
Sup.	Inf.	Forma G	Forma L
F41	T33	G2	L1 / L2
B43	T33 / T35	G2	L2
C43	T33 / T35	G2	L2
A44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
F44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
I45	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
H46	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	L3
I47	D38	G3	L3
D48	D38	G3 / G4	L3 / L4
M48	D38	G3 / G4	L3 / L4
D49	D38 / D41	G3 / G4	L3 / L4
B51	D41	G4	L4

neo.lign Dientes a novo.lign Carillas Posteriores Sup. / Inf.

neo.lign Forma L	novo.lign Forma W
L1	-
L2	W3
L3	W4
L4	W5

neo.lign Carta de formas

Dientes



choose natural beauty

bredent
group

0003290E-20210629
Salvo error y modificaciones

