

neo.lign

Dents complètes





Carte des formes





choose natural beauty

powered by
visio.lign

Sélection des formes MAX antérieur


F41	 40,6	 10,2 7,6 
B43	 43,5	 10,4 8,0 
C43	 43,3	 10,7 8,3 
A44	 45,2	 10,2 8,5 
F44	 44,6	 11,0 8,4 
I45	 44,6	 11,3 8,2 
H46	 45,8	 10,2 8,5 

Sélection des formes MAX antérieur

S46			
I47			
D48			
M48			
D49			
B51			

Sélection des formes MAND antérieur

T33



32,8




8,5



4,7



T35



35,1



9,0



5,0



D38



38,5




8,8



5,6



D41



41,9



8,6



5,8



Sélection des formes MAX/MAND posterior




Sélection des formes MAX/MAND posterior

L1



L2




31,6 31,6

31,5 31,5




L3




34,0 34,0

33,4 33,4



36,3 36,3



TEINTES ET FORMES «DE LA DIVERSITÉ AVEC SYSTÈME»

neo.lign A

Anterior / Dents antérieures



- 13 formes maxillaire
- 4 formes mandibule

neo.lign P

Posterior / Dents postérieures

Formes G



- Design multifonctionnel des surfaces masticatoires pour tous les concepts d'occlusion

Formes L



- Design lingualisé des surfaces masticatoires pour les prothèses complètes

Disponible dans les tailles

G2 G3 G4

petit grand

Disponible dans les tailles

L1 L2 L3 L4

petit grand



TABLES DE COMBINAISON dents complètes neo.lign

Antérieur		Posterior MAX / MAND	
MAX	MAND	Forme G	Forme L
F41	T33	G2	L1 / L2
B43	T33 / T35	G2	L2
C43	T33 / T35	G2	L2
A44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
F44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
I45	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
H46	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	L3
I47	D38	G3	L3
D48	D38	G3 / G4	L3 / L4
M48	D38	G3 / G4	L3 / L4
D49	D38 / D41	G3 / G4	L3 / L4
B51	D41	G4	L4

Dents complètes neo.lign / facettes novo.lign Posterior MAX / MAND

neo.lign Forme L	novo.lign Forme W
L1	-
L2	W3
L3	W4
L4	W5

neo.lign Carte des formes

Dents complètes



choose natural beauty

bredent^{group}

0003290F-20210629
Sous réserve d'erreurs et de modifications



Coordonnées pour la France - bredent France:
T: +33 4 75 34 20 96 · F: +33 4 75 32 05 93
@: france@bredent.com

Coordonnées pour les autres pays francophones:
T: +49 7309 872-451 · F: +49 7309 872-444
@: info@bredent.com

bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2
89250 Senden · Germany
www.visio-lign.com