

**neo.lign**

Denti

# Design dei denti



choose natural beauty

powered by  
**visio.lign**

---


## Denti frontali superiori



## Denti frontali superiori




## Denti frontali inferiori




## Denti diatorici superiori/inferiori



## Denti diatorici superiori/inferiori





**COLORI E FORME "VARIETÀ CON SISTEMA"**

**neo.lign A**

Denti frontali



- 13 Forme per arcata superiore
- 4 Forme per arcata inferiore

**neo.lign P**

Denti diatorici

**Forma G**



- Design oclusale multi-funzionale per tutti i protocolli d'occlusione

Disponibili nelle grandezze



small large

**Forma L**




- Design oclusale lingualizzato per la protesi totale

Disponibili nelle grandezze



small large



**TABELLA DELLE COMBINAZIONI per i denti neo.lign**

Frontali		Diatorici Sup. / Inf.	
Superiori	Inferiori	Forma G	Forma L
F41	T33	G2	L1 / L2
B43	T33 / T35	G2	L2
C43	T33 / T35	G2	L2
A44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
F44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
I45	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
H46	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	L3
I47	D38	G3	L3
D48	D38	G3 / G4	L3 / L4
M48	D38	G3 / G4	L3 / L4
D49	D38 / D41	G3 / G4	L3 / L4
B51	D41	G4	L4

**Dai denti neo.lign alle faccette estetiche novo.lign  
Denti diatorici superiori/inferiori**

neo.lign Forma L	novo.lign Forma W
L1	-
L2	W3
L3	W4
L4	W5

## neo.lign Design dei denti

Denti



choose natural beauty

bredent  
group

00032901-20210629  
Salvo modifiche ed errori

