


BioHPP

Polymères High Performance



Bionique - De plus naturel, il n'y a que la nature

Catalogue

bredent

Réalisation analogique

Granulés BioHPP

Dosage personnalisé, par ex. pour couronnes, bridges et piliers



Teinte	Quantité	REF *	REF
	20 g	540F2PB2	54F2PP01
	100 g	540F2PB3	54F2PP02
 dentin-shade 2	20 g	540F2P22	54F2PP03
	100 g	540F2P23	54F2PP04
 gingiva-shade	20 g	540F2P32	54F2PP05
	100 g	540F2P33	54F2PP06

Les produits ne sont pas disponibles dans toutes les variantes et dans tous les pays !

Pellets BioHPP

Pour des travaux plus importants tels que par ex. travaux secondaires et tertiaires



Teinte	Quantité	pcs.		REF *	REF
	20 g	10	Pellet (15 mm), 2 g	540F2PB6	54F2PP09
	40 g	20	Pellet (15 mm), 2 g	540F2PB7	54F2PP10
	75 g	10	Pellet (25 mm), 7,5 g	540F2PB4	54F2PP07
	150 g	20	Pellet (25 mm), 7,5 g	540F2PB5	54F2PP08
 dentin-shade 2	20 g	10	Pellet (15 mm), 2 g	540F2P26	54F2PP13
	40 g	20	Pellet (15 mm), 2 g	540F2P27	54F2PP14
	75 g	10	Pellet (25 mm), 7,5 g	540F2P24	54F2PP11
	150 g	20	Pellet (25 mm), 7,5 g	540F2P25	54F2PP12
 gingiva-shade	20 g	10	Pellet (15 mm), 2 g		54F2PP17
	40 g	20	Pellet (15 mm), 2 g		54F2PP18
	75 g	10	Pellet (25 mm), 7,5 g		54F2PP15
	150 g	20	Pellet (25 mm), 7,5 g		54F2PP16

* Commandes hors UE



BioHPP dentin-shade 2



Teinte gingive BioHPP et le nouveau système smart connect

Réalisation analogique

Consommables & accessoires pour le système *for2press* 2

Produit	Contenu	REF
Kit		
Kit <i>for2press</i> Mold (système de cylindres) Ø 16 mm, taille 3 Kit de 4 pièces	Plaque de cylindre T. 3 avec entretoise de fouloir d'injection Ø 16 mm, anneau de fixation T. 3, anneau de coulée T. 3, garnitures de cylindre, 50 pcs., T. 3	360F2P16
Kit <i>for2press</i> Mold (système de cylindres) Ø 26 mm, taille 9 Kit de 4 pièces	Plaque de cylindre T. 9 avec entretoise de fouloir d'injection Ø 26 mm, anneau de fixation T. 9, anneau de coulée T. 9, garnitures de cylindre, 50 pcs., T. 9	360F2P26
Kit <i>for2press</i> Mold (système de cylindres) MP Ø 26 mm, taille 10 Kit de 9 pièces	Plaque de cylindre T 10, Ø 26 mm, entretoise de fouloir d'injection, espaceur MP Ø 26 mm et 30 mm aide de centrage, limitation de hauteur, anneau de coulée et anneau de fixation en silicone T. 10, garnitures de cylindre, 50 pcs., T. 10	360F2P27
Plaques de cylindre		
Plaques de cylindre <i>for2press</i> taille 3 (16mm)	pièce	360F2PT1
Plaques de cylindre <i>for2press</i> taille 9 (26 mm)	pièce	360F2PT4
Plaques de cylindre MP taille 10 (26mm)	pièce	360F2PT5
Anneaux de coulée		
Anneaux de coulée <i>for2press</i> pour taille 3	pièce	360F2PM3
Anneaux de coulée <i>for2press</i> pour taille 9	pièce	360F2PM9
Anneaux de coulée MP pour taille 10	pièce	360F2PM8
Anneaux de fixation pour anneaux de coulée		
Anneaux de fixation <i>for2press</i> pour anneaux de coulée taille 3	pièce	360F2PS3
Anneaux de fixation <i>for2press</i> pour anneaux de coulée taille 9	pièce	360F2PS9
Anneaux de fixation MP taille 10	pièce	360F2PS8
Garnitures de cylindre		
Garnitures de cylindre <i>for2press</i> 1mm pour anneaux de coulée taille 3	50 pièces, 143 x 66 x 1 mm	360F2PV3
Garnitures de cylindre <i>for2press</i> 1mm pour anneaux de coulée taille 9	50 pièces, 227 x 66 x 1 mm	360F2PV9
Garnitures de cylindre <i>for2press</i> 1mm pour anneaux de coulée taille 10	50 pièces, 264 x 66 x 1 mm	360F2PV1
Fouloir d'injection à usage unique		
Fouloir d'injection à usage unique <i>for2press</i> (Filler) Ø 16 mm	25 pièces	570F2P16
Fouloir d'injection à usage unique (Filler) Ø 26 mm	14 pièces	570F2P26
Fouloir d'injection à usage unique (Filler) Ø 30 mm	14 pièces	570F2P30
Matériau de revêtement		
Brevest <i>for2press</i> , également adapté pour impression 3D	7,350 kg, 35x210g	570F2PV2
Bresol <i>for2press</i> Liquid, emballage standard	1000 ml, emballage standard	520F2PL2
Bresol <i>for2press</i> Liquid, emballage isotherme, Heatpack	1000 ml, emballage isotherme avec Heatpack et Coldmark	520F2PL3
Kit: Brevest <i>for2press</i> , 1000 ml Bresol, emballage standard	7,350 kg, 35 x 210 g Brevest <i>for2press</i> 1000 ml Bresol <i>for2press</i> Liquid	570F2PV3
Kit: Brevest <i>for2press</i> , 1000 ml Bresol, emballage isotherme, Heatpack	7,350 kg, 35 x 210 g Brevest <i>for2press</i> 1000 ml Bresol <i>for2press</i> Liquidemballage isotherme et Heatpack	570F2PV4
Pièces auxiliaires		
perfect2press, channels	30 pièces	430F2P30
Espaceur <i>for2press</i> MP, Ø 26 mm, taille 10	pièce	360F2PT6
Aide de centrage <i>for2press</i> MP, Ø 26 mm, taille 10	pièce	360F2PZ1
Limitation de hauteur <i>for2press</i> MP, Ø 26 mm, taille 10	pièce	360F2PH1
Espaceur <i>for2press</i> Ø 26 mm, taille 10	pièce	360F2PA1
Espaceur <i>for2press</i> Ø 30 mm, taille 10	pièce	360F2PA2
Echantillon de matériau BioHPP, 9,5 mm	pièce	992M043D
Thermomètre numérique	pièce	99300364
Thermosenseur type K	pièce	99300365
Thermomètre numérique avec thermosenseur	pièce/pièce	99300363
Unité de maintenance d'air comprimé avec connexions	pièce	99300720
Littérature		
Instructions de mise en œuvre <i>for2press</i>	français, (disponible en 5 langues supplémentaires)	0005380F
Guide d'utilisation	multilingue	000014EX

Réalisation analogique

for2press 2

Appareil

Appareil for2press 2	REF 14000610
+Thermomètre numérique avec thermosenseur	REF 99300363
+Unité de maintenance d'air comprimé	REF 99300720
+Instructions d'opération et de maintenance (multilingue)	REF 000014EX
+for2press Instructions de mise en oeuvre français, (disponible en 5 langues supplémentaires)	REF 0005380F
+Bon de formation avec une remise de 50 %	REF 0005370F

Basic Kit d'introduction

Basic Kit for2press 2, 8 pièces	REF 14000620
Contenu	
Appareil for2press 2	REF 14000610
Granulés BioHPP (20g)	REF 54F2PP01 REF* 540F2PB2
for2press Mold Set (système de cylindres) Ø 16 mm kit	REF 360F2P16
Fouloir d'injection à usage unique for2press (Filler) Ø 16 mm (25 pièces)	REF 570F2P16
Brevest for2press, 35x210 g, 1000 ml Bresol, conditionnement standard	REF 570F2PV3
perfect2press, channels (30 pièces)	REF 430F2P30
Kit de préparation et polissage BioHPP 15 pièces	REF 330F2P10

* Commandes hors UE

Kit de mise à niveau

Kit de mise à niveau for2press 2 en 6 pièces	REF 14000623
Contenu	
1. Kit for2press Mold (système de cylindres) Ø 26 mm, 4 pièces	REF 360F2P26
Plaquette de cylindre for2press taille 9, Ø 26 mm	REF 360F2PT4
Cylindre en silicone for2press taille 9	REF 360F2PR9
Anneau de coulée for2press taille 9	REF 360F2PM9
Garnitures de cylindre for2press taille 9, 50 pièces	REF 360F2PV9
2. Kit for2press Mold MP Ø 26 mm + 30 mm, 9 pièces	REF 360F2P27
Plaquette de cylindre for2press taille 10	REF 360F2PT5
Espaceur for2press MP, Ø 26 mm, taille 10	REF 360F2PT6
Espaceur for2press MP, 26 mm	REF 360F2PA1
Espaceur for2press MP, 30 mm	REF 360F2PA2
Aide de centrage for2press MP	REF 360F2PZ1
Limitation de hauteur for2press MP	REF 360F2PH1
Anneau de coulée for2press MP taille 10	REF 360F2PM8
Anneau de fixation pour cylindre métallique for2press MP taille 10	REF 360F2PS8
Garnitures de cylindre for2press taille 10, 50 pièces	REF 360F2PV1
3. visio.link PMMA & Composite	REF VLPMMMA10
4. Fouloir d'injection à usage unique for2press (Filler) Ø 16 mm	REF 570F2P26
5. Fouloir d'injection à usage unique for2press (Filler) Ø 30 mm	REF 570F2P30
6. Pellets BioHPP for2press 75 g (10 pièces, 7,5 g chacun)	REF 54F2PP07 REF* 540F2PB4

* Commandes hors UE



Les produits ne sont pas disponibles dans toutes les variantes et dans tous les pays !

Réalisation numérique



breCAM.BioHPP

Ebauche de fraisage

Pour l'usinage dans le workflow CFAO le BioHPP est disponible en tant que disque de fraisage breCAM. BioHPP. Les cercles pour fraisage se laissent travailler

avec tous les systèmes de fraisage ouverts et avec les systèmes de Zirkonzahn® et AmannGirrbach® en utilisant le breCAM.cutter (fraise) spécialement développé à cet effet.

Produit/Systèmes	Produit/taille	REF	Teinte
breCAM.BioHPP pour systèmes ouverts	98,5 mm, Ø 12 mm	54002029	 blanc
	98,5 mm, Ø 16 mm	54002030	
	98,5 mm, Ø 20 mm	54002031	
	98,5 mm, Ø 24 mm	54002032	
breCAM.BioHPP pour Zirkonzahn®	95 mm, Ø 20 mm	54002091	 dentin-shade 2
breCAM.BioHPP pour AmannGirrbach®	84,5 mm, Ø 20 mm	54002111	
breCAM.BioHPP pour systèmes ouverts	98,5 mm, Ø 12 mm	54002069	
	98,5 mm, Ø 16 mm	54002070	
	98,5 mm, Ø 20 mm	54002071	
	98,5 mm, Ø 24 mm	54002072	
breCAM.BioHPP pour Zirkonzahn®	95 mm, Ø 20 mm	54002101	
	95 mm, Ø 25 mm	54002102	
breCAM.BioHPP pour AmannGirrbach®	84,5 mm, Ø 20 mm	54002121	

breCAM.cutter

La forme brevetée de la fraise simplifie le travail à sec des thermoplastes tels que le BioHPP, les PMMA, les

composites ainsi que de la cire et réduit le temps nécessaire aux retouches ultérieures.

pour les types de machines suivants	Modèle	Ø de tige [mm]	Ø de l'outil [mm]	Nombre d'arêtes de coupe	REF (ancienne)	REF (nouvelle)
AmannGirrbach®	Mikro 4X, Mikro 5X, Mikro IC, Motion 2	3,00	0,60	1	breCAMY28	347B1PN06
AmannGirrbach®	Mikro 4X, Mikro 5X, Mikro IC, Motion 2	3,00	1,00	1	breCAMY32	347B1PN10
AmannGirrbach®	Mikro 4X, Mikro 5X, Mikro IC, Motion 2	3,00	2,50	1	breCAMY31	347B1PN25
Dentsply® - Degudent®	Cercon brain, Cercon brain expert	3,50	1,00	1	breCAMY22	350B1PN10
Dentsply® - Degudent®	Cercon brain, Cercon brain expert	3,50	2,00	1	breCAMY24	350B1PN20
Dentsply® - Degudent®	Cercon brain, Cercon brain expert	3,50	3,00	1	breCAMY26	350B1PN30
Dentsply® - Sirona®	MC X5	3,00	0,50	1	-	342B1PN05
Dentsply® - Sirona®	MC X5	3,00	1,00	1	-	343B1PN10
Dentsply® - Sirona®	MC X5	3,00	2,50	1	-	344B1PN25
Imes-Icore®	Coritec one, Coritec 140i, Coritec 245i, Coritec 250i	3,00	0,60	1	-	348B1PN06
Imes-Icore®	Coritec one, Coritec 140i, Coritec 245i, Coritec 250i	3,00	1,00	1	breCAMX47	348B1PN10
Imes-Icore®	Coritec one, Coritec 140i, Coritec 245i, Coritec 250i	3,00	2,50	1	breCAMX48	348B1PN25
Imes-Icore®	Coritec 350i, Coritec 450i, Coritec 650i, Coritec 750i, Coritec 850i	6,00	0,60	1	breCAMY55	653B1PN06
Imes-Icore®	Coritec 350i, Coritec 450i, Coritec 650i, Coritec 750i, Coritec 850i	6,00	1,00	1	breCAMY57	653B1PN10
Imes-Icore®	Coritec 350i, Coritec 450i, Coritec 650i, Coritec 750i, Coritec 850i	6,00	2,50	1	breCAMY34	653B1PN25
Roland®	DWX-4, DWX-50, DWX-51D, DWX-52D	4,00	1,00	1	breCAMX53	450B1PN10
Roland®	DWX-4, DWX-50, DWX-51D, DWX-52D	4,00	2,00	1	breCAMX54	450B1PN20
Wieland®	Zenotec select/hybrid, Zenotec mini	3,00	1,00	1	breCAMX47	338B1PN10
Wieland®	Zenotec select/hybrid, Zenotec mini	3,00	2,00	1	breCAMX48	338B1PN20
vhf	K3, K4, Z4	3,00	1,00	1	breCAMX67	335B1PN10
vhf	K3, K4, Z4	3,00	2,00	1	breCAMX69	335B1PN20
vhf	S1, S2, K5, R5	3,00	1,00	1	400310KU	340B1PN10
vhf	S1, S2, K5, R5	3,00	2,00	1	400320KU	340B1PN20
Zirkonzahn®	M1 Soft Milling Unit	3,00	0,60	1	breCAMY53	357B1PN06
Zirkonzahn®	M1 Soft Milling Unit	3,00	1,00	1	breCAMY05	357B1PN10
Zirkonzahn®	M1 Soft Milling Unit	3,00	2,00	1	breCAMY07	357B1PN20
Zirkonzahn®	M1 Wet, M1 Wet Heavy, M4 Wet Heavy, M5 Wet Heavy, M6 Wet Heavy	6,00	0,50	1	-	650B1PN05
Zirkonzahn®	M1 Wet, M1 Wet Heavy, M4 Wet Heavy, M5 Wet Heavy, M6 Wet Heavy	6,00	1,00	1	-	650B1PN10
Zirkonzahn®	M1 Wet, M1 Wet Heavy, M4 Wet Heavy, M5 Wet Heavy, M6 Wet Heavy	6,00	2,00	1	-	650B1PN20

Avant la mise en œuvre des fraises, veuillez contrôler le réglage de votre logiciel CAO.

Indications analogiques


smart connect for BioHPP

L'ancrage personnalisé

Grâce au nouveau système d'ancrage smart connect pour BioHPP les avantages du matériau physiologique pour infrastructures BioHPP peuvent dorénavant aussi profiter aux restaurations amovo-inamovibles. L'ancrage se laisse adapter à la situation de la restauration de façon personnalisée.

smart connect pour BioHPP	REF
smart connect bague de décharge	540SCB01
smart connect vis courte 1,4 mm	540SCB02
smart connect douille courte M1,4	540SCB03
Vis de fixation M1,4, 2 pièces	36001030
Tournevis, court	33000690

smart connect pour BioHPP Kit 5 pièces	REF 540F2PSC
Contenu	
smart connect bague de décharge	540SCB01
smart connect vis courte 1,4 mm	540SCB02
smart connect douille courte M1,4	540SCB03
Vis de fixation M1,4	36001030
Tournevis, court	33000690



Indications analogiques

Base en titane BioHPP elegance

Le pilier à sculpture classique

L'élément central du pilier hybride BioHPP elegance est sa base en titane que l'on peut facilement sur-presser avec BioHPP dans le processus de sculptage personnalisé – le système for2press System. Il est disponible pour les systèmes implantaires suivants :



Société /Fabricant	Système	Produit	Titane grade	REF
bredent medical	SKY classic narrowSKY blueSKY	SKY Base en titane KY elegance avec vis SKY 2.2	4	SKYETB00
	copaSKY	copaSKY Base en titane elegance ML	4	COPAETBM
Straumann®	Bone Level™	Base en titane elegance pour Straumann® Bone Level™ RC™ 4.1	4	STRFTBR0
		Base en titane elegance pour Straumann® Bone Level™ NC™ 3.3	4	STRFTBN0
		Vis M 1.6 pour Straumann® Bone Level™ RC™ 4.1	Niob	STRSCR16
		Vis M 1.6 pour Straumann® Bone Level™ NC™ 3.3	Niob	STRSCN16
	Tissue Level™	Base en titane elegance pour Straumann® Tissue Level™ RN™ 4.8	5	STTFTRN0
		Base en titane elegance pour Straumann® Tissue Level™ WN™ 6.5	5	STTFTWN0
		Vis pour Straumann® Tissue Level™ RN™ 4.8	5	STTSCRN0
		Vis pour Straumann® Tissue Level™ WN™ 6.5	5	STTSCWN0
Dentsply®	Astra Tech® OsseoSpeed®	Base en titane elegance pour Astra Tech® OsseoSpeed® 3.5/4.0	4	AST FTB40
		Base en titane elegance pour Astra Tech® OsseoSpeed® 4.5/5.0	4	AST FTB50
		Vis M 1.6 pour Astra Tech® OsseoSpeed® 3.5/ 4.0	5	ASTSC400
		Vis M 2.0 pour Astra Tech® OsseoSpeed® 4.5/ 5.0	5	ASTSC500
	Friadent® XiVe®	Base en titane elegance pour Dentsply® Friadent® XiVe® 3.4	5	FRIXFTNP
		Base en titane elegance pour Dentsply® Friadent® XiVe® 3.8	5	FRIXFTRP
		Base en titane elegance pour Dentsply® Friadent® XiVe® 4.5	5	FRIXFTWP
		Vis pour Dentsply® Friadent® XiVe® 3.4	5	FRIXSCNP
		Vis pour Dentsply® Friadent® XiVe® 3.8	5	FRIXSCRNP
		Vis pour Dentsply® Friadent® XiVe® 4.5	5	FRIXSCWP
	Nobel Biocare®	Base en titane elegance pour Nobel Active™ RP™ 4.3	4	NBFTBRP0
		Base en titane elegance pour Nobel Active™ NP™ 3.5	4	NBFTBNP0
		Vis pour Nobel Active™ RP™ 4.3	5	NBSCRPO0
		Vis pour Nobel Active™ NP™ 3.5	5	NBSCNP00
	Nobel Brånemark™	Base en titane elegance pour Nobel Brånemark™ NP™ 3.5	5	NMFTBNP0
		Base en titane elegance pour Nobel Brånemark™ RP™ 4.1	5	NMFTBRP0
		Base en titane elegance pour Nobel Brånemark™ WP™ 5.1	5	NMFTBWPO
		Vis pour Nobel Brånemark™ NP™ 3.5	5	NMSCBNP0
		Vis pour Nobel Brånemark™ RP™ 4.3	5	NMSCBRP0
		Vis pour Nobel Brånemark™ WP™ 5.0	5	NMSCBWPO
	Nobel Replace™	Base en titane elegance pour Nobel Replace™ NP™ 3.5	5	NRFTBNP0
		Base en titane elegance pour Nobel Replace™ RP™ 4.3	5	NRFTBRP0
		Base en titane elegance pour Nobel Replace™ WP™ 5.0	5	NRFTBWPO
		Vis pour Nobel Replace™ NP™ 3.5	5	NRSCBNP0
		Vis pour Nobel Replace™ RP™ 4.3	5	NRSCBRP0
		Vis pour Nobel Replace™ WP™ 5.0	5	NRSCBWPO
Camlog®	Screw/Rootline™	Base en titane elegance A pour Camlog® Screw/Rootline™ 3.8	5	CET3800A
		Base en titane elegance B pour Camlog® Screw/Rootline™ 3.8	5	CET3800B
		Base en titane elegance A pour Camlog® Screw/Rootline™ 4.3	5	CET4300A
		Base en titane elegance B pour Camlog® Screw/Rootline™ 4.3	5	CET4300B
		Vis M 1.6 pour Camlog® Screw/Rootline™ 3.8/ 4.3	5	CAMSCM16
Biohorizons®	Biohorizons®	Base en titane elegance pour Biohorizons® 3.7	5	BIOHFTNP
		Base en titane elegance pour Biohorizons® 4.25	5	BIOHFTRP
		Base en titane elegance pour Biohorizons® 5.25	5	BIOHFTWP
		Vis pour Biohorizons® 3.7	5	BIOHSCNP
		Vis pour Biohorizons® 4.25	5	BIOHSCRNP
		Vis pour Biohorizons® 5.25	5	BIOHSCWP
Sweden & Martina Kohno®	Sweden & Martina Kohno®	Base en titane elegance pour Sweden & Martina Kohno® 3.8	5	SWEMFTNP
		Base en titane elegance pour Sweden & Martina Kohno® 4.25	5	SWEMFTRP
		Base en titane elegance pour Sweden & Martina Kohno® 5.0	5	SWEMFTWP
		Vis pour Sweden & Martina Kohno® 3.8	5	SWEMSCNP
		Vis pour Sweden & Martina Kohno® 4.25	5	SWEMSCRNP
		Vis pour Sweden & Martina Kohno® 5.0	5	SWEMSCWP
Zimmer®	Screw Vent®	Base en titane elegance pour Zimmer® Screw Vent® 3.5 MIS 3.5/ 4.5	5	ZSVMFTNP
		Base en titane elegance pour Zimmer® Screw Vent® 4.5	5	ZSVOFTRP
		Base en titane elegance pour Zimmer® Screw Vent® 5.7 MIS 5.7	5	ZSVMFTWP
		Vis pour Zimmer® Screw Vent® 3.5 MIS 3.5/ 4.5	5	ZSVMSCNP
		Vis pour Zimmer® Screw Vent® 4.5	5	ZSVOSCRNP
		Vis pour Zimmer® Screw Vent® 5.7 MIS 5.7	5	ZSVMSCWP
3i®	Osseotite®	Base en titane elegance pour 3i® Osseotite® 3.4	5	3ICEFTNP
		Base en titane elegance pour 3i® Osseotite® 4.1	5	3ICEFTRP
		Base en titane elegance pour 3i® Osseotite® 5.0	5	3ICEFTWP
		Vis pour 3i® Osseotite® Certain 3.4/ 4.1/ 5.0	5	3ICESC00

Toutes les désignations indiquées avec ® ou ™ sont des marques déposées et/ou des désignations d'entreprises titulaires de droits d'autrui.

Indications analogiques

Pilier hybride BioHPP elegance

Pilier pré-confectionné



Le pilier pré-confectionné après son façonnement intra-oral par la patricien.

Photo: Dr. Goldschmid, Lingen, Dentalatelier ZTM Martina Brüffer, Osnabrück, D

Pour la plupart des cas cliniques vous trouverez vite la forme qui convient parmi quatre différentes tailles (S, M, L, XL) et deux angles (0° et 15°). Les piliers pré-confectionnés sont conçus comme un die préparé, en tant que base aussi bonne que possible pour les travaux ultérieurs à réaliser par le chirurgien-dentiste ou le prothésiste.

Personnalisés. Confortables. Résilients.


Qu'ils soient de sculpture personnalisée, fraisés ou pré-confectionnés, les piliers hybrides BioHPP elegance permettent des résultats particulièrement esthétiques et physiologiques.

Société /Fabricant	Système	Produit	REF	Teinte
bredent medical	SKY classic narrowSKY blueSKY	SKY elegance S Abutment 0°	SKYEES00	blanc
		SKY elegance M Abutment 0°	SKYEEM00	
		SKY elegance L Abutment 0°	SKYEEL00	
		SKY elegance S Abutment 15°	SKYEES15	
		SKY elegance M Abutment 15°	SKYEEM15	
		SKY elegance S Abutment 15° R	SKYEES16	
		SKY elegance M Abutment 15° R	SKYEEM16	
	copaSKY	copaSKY elegance M Abutment 0°	COPAEM00	
Straumann®	Bone Level™ RC	elegance S Abutment 0°	STRKSR00	
		elegance M Abutment 0°	STRKMR00	
		elegance L Abutment 0°	STRKLR00	
		elegance S Abutment 15°	STRKSR15	
	Bone Level™ NC	elegance S Abutment 0°	STRKSN00	
Dentsply®	Astra OsseoSpeed™	elegance S Abutment 0° 4.5/5.0	ASTKS500	
		elegance M Abutment 0° 4.5/5.0	ASTKM500	
		elegance L Abutment 0° 4.5/5.0	ASTKL500	
		elegance S Abutment 15° 4.5/5.0	ASTKS515	
		elegance M Abutment 15° 4.5/5.0	ASTKM515	
		elegance XL Abutment 0° 4.5/5.0	ASTKXL50	
		elegance S Abutment 0° 3.5/4.0	ASTKS400	
		elegance S Abutment 15° 3.5/4.0	ASTKS415	
Nobel Biocare®	Nobel Active™ RP	elegance S Abutment 0°	NBKSRP00	
		elegance M Abutment 0°	NBKMRP00	
		elegance L Abutment 0°	NBKLRP00	
		elegance XL Abutment 0°	NBKXLRP0	
		elegance S Abutment 15°	NBKSRP15	
		elegance M Abutment 15°	NBKMRP15	
	Nobel Active™ NP	elegance S Abutment 0°	NBKSNP00	
		elegance S Abument 15°	NBKSNP15	

Indications numériques

BioHPP elegance prefab

Pilier pour la réalisation numérique dans le workflow CFAO pour SKY classic / blueSKY / narrowSKY ainsi que d'autres systèmes implantaires courants



Société / Fabricant	Système	Produit	Ø Connexion de l'implant	Titane grade	REF	REF Pilier scan	Teinte
bredent medical	SKY classic, blueSKY, narrowSKY	BioHPP SKY elegance prefab Set	3,5 mm	4	SKYEPFST	SKYUSCAI	 dentin-shade 2
3i Biomet®	Osseotite Certain®	BioHPP elegance prefab	3,4 mm	5	BOC34B201	OC34SCAN	
			4,1 mm	5	BOC41B201	OC41SCAN	
			5,0 mm	5	BOC50B201	OC50SCAN	
Dentsply®	Astra OsseoSpeed®	BioHPP elegance prefab	3,5 mm	5	BOS35B201	OS35SCAN	
			4,5 mm	5	BOS45B201	OS45SCAN	
	Friadent® XiVE®	BioHPP elegance prefab	3,4 mm	5	BXV34B201	XV34SCAN	
			3,8 mm	5	BXV38B201	XV38SCAN	
			4,5 mm	5	BXV45B201	XV45SCAN	
Biohorizons®	Biohorizons Internal®	BioHPP elegance prefab	3,7 mm	5	BBI37B201	BI37SCAN	
			4,25 mm	5	BBI42B201	BI42SCAN	
			5,25 mm	5	BBI52B201	BI52SCAN	
Camlog®	CONELOG®	BioHPP elegance prefab	3,3 mm	4	BCL33B201	CL33SCAN	
			3,8 mm	4	BCL38B201	CL38SCAN	
			4,3 mm	4	BCL43B201	CL43SCAN	
			5,0 mm	4	BCL50B201	CL50SCAN	
	SCREW/ROOT- LINE	BioHPP elegance prefab	3,8 mm	5	BSL38B201	SL38SCAN	
			4,3 mm	5	BSL43B201	SL43SCAN	
Nobel Biocare®	Brånemark TiUnite® MkIII	BioHPP elegance prefab	3,5 mm	5	BTU35B201	TU35SCAN	
			4,1 mm	5	BTU41B201	TU41SCAN	
			5,1 mm	5	BTU51B201	TU51SCAN	
	NobelActive	BioHPP elegance prefab	3,5 mm	5	BNA35B201	NA35SCAN	
			4,3 mm	5	BNA43B201	NA43SCAN	
	NobelReplace® Tapered/ NobelParallel™ CC/ NobelReplace® CC	BioHPP elegance prefab	3,5 mm	5	BRP35B201	RP35SCAN	
			4,3 mm	5	BRP43B201	RP43SCAN	
			5,0 mm	5	BRP50B201	RP50SCAN	
Straumann®	Bone Level™	BioHPP elegance prefab	3,3 mm	4	BBL33B201	BL33SCAN	
			4,1 mm	4	BBL41B201	BL41SCAN	
	synOcta®	BioHPP elegance prefab	4,8 mm	4	BSO48B201	SO48SCAN	
			6,5 mm	4	BSO65B201	SO65SCAN	
Sweden & Martina®	Kohno	BioHPP elegance prefab	3,8 mm	5	BKH38B201	KH38SCAN	
			4,25 mm	5	BKH42B201	KH42SCAN	
			5,0 mm	5	BKH50B201	KH50SCAN	
Zimmer®	Tapered Screw Vent®	BioHPP elegance prefab	3,5 mm	5	BSV35B201	SV35SCAN	
			4,5 mm	5	BSV45B201	SV45SCAN	
			5,7 mm	5	BSV57B201	SV57SCAN	

Toutes les désignations indiquées avec ® ou ™ sont des marques déposées et/ou des désignations d'entreprises titulaires de droits d'autrui.

Accessoires

Conception de la forme

Avec le protocole de polissage du kit de finition et de polissage BioHPP vous éviterez les dépôts de plaque.



BioHPP Kit de préparation et polissage 15 pièces REF 330F2P10	
Contenu	
Disque diamanté Giflex-TR Master x-tray	34000M25
Fraise CT 1,4 mm - Obus	H272M814
Fraise CT 4,0 mm - Obus	H274M840
Fraise CT 6,0 mm - Obus	H274M860
Fraise CT 2,3 mm - Poire	H237M823
Fraise CT 2,3 mm - Conique ronde	H200M823
Fraise CT 4,0 mm - Bouton	H263M840
Mandrin à spirales	00303023
Mandrin pour vissage	34000660
Brossette ronde poils de chèvre blanches, double garniture, Ø 22 mm	35000550
Ceragum gros grain, cylindre	PWKG0612
Ceragum gros grain, lentille	PLKG2212
Polissoir coton avec mandrin, Ø 22 mm	35000650
Pâte à polir Acrypol, 170 g	52000170
Lustrant Abraso-Star pâte de lustrage, 50 g	52000163



Vous obtiendrez des valeurs de friction optimales pour vos travaux télescopes avec le kit télescope BioHPP.



Kit télescope BioHPP 8 pièces REF 330F2P11	
Contenu	
Fraise CT 1,0 mm - Cylindre rond	F137M810
Fraise CT 1,5 mm - Cylindre rond	F137M815
Fraise CT 2,3 mm - Cylindre rond	F137M823
Brossette-pinceau Tchong King noir, 2 mm	35000430
Brossette-pinceau Tchong King noir, 4 mm	35100410
Brossette-pinceau poils de chèvre blanches 2 mm	35000440
Brossette-pinceau poils de chèvre blanches 4 mm	35000420
Pâte à polir Acrypol, 170 g	52000170



Photo: maître-prothésiste Jens-Christian Fehsenfeld, DENTEC Dentallabor, Münster, DE



visio.link


La connexion optimale des composites et résines:
visio.link est un primaire universel photopolymérisable composé de PMMA et de composites qui assure une cohésion optimale entre les résines à prothèses à base de PMMA, les matériaux composites high-impact PMMA (facettes cosmétiques novo.lign / dents complètes neo.lign) et combo.lign.



novo.lign

Facettes cosmétiques

Les facettes cosmétiques novo.lign disposent d'une zone cervicale spécialement prolongée et d'un effet de profondeur naturel grâce à une stratification morphologique. C'est le «gold standard» en prothèse implantaire.



Quick Reference Card

Le petit guide d'orientation pratique pour l'utilisation de BioHPP :

- Préparation et prise d'empreinte
- Stérilisation, conditionnement et fixation
- Nettoyage au cabinet et laboratoire dentaire tout comme pour le patient

Gamme de produits bredent group



Autres sujets pouvant vous intéresser



REF 0005340F



REF 0005470F



REF 0005380F

Sous réserve d'erreurs et de modifications
0005350F-20221013

