


BioHPP

High Performance Polymer



Bionik - Natürlicher kann nur die Natur

Katalog

bredent

Analoge Herstellung

BioHPP Granulat

Individuelles Dosieren z. B. für Kronen, Brücken und Abutments



Farbe	Menge	REF *	REF
	20 g	540F2PB2	54F2PP01
	100 g	540F2PB3	54F2PP02
 dentin-shade 2	20 g	540F2P22	54F2PP03
	100 g	540F2P23	54F2PP04
 gingiva-shade	20 g	540F2P32	54F2PP05
	100 g	540F2P33	54F2PP06

Produkte sind nicht in allen Varianten und allen Ländern verfügbar!

BioHPP Pellets

Für größere Arbeiten wie z.B. Sekundär- und Tertiärarbeiten



Farbe	Menge	St.		REF *	REF
	20 g	10	Pellet (15 mm), 2 g	540F2PB6	54F2PP09
	40 g	20	Pellet (15 mm), 2 g	540F2PB7	54F2PP10
	75 g	10	Pellet (25 mm), 7,5 g	540F2PB4	54F2PP07
	150 g	20	Pellet (25 mm), 7,5 g	540F2PB5	54F2PP08
 dentin-shade 2	20 g	10	Pellet (15 mm), 2 g	540F2P26	54F2PP13
	40 g	20	Pellet (15 mm), 2 g	540F2P27	54F2PP14
	75 g	10	Pellet (25 mm), 7,5 g	540F2P24	54F2PP11
	150 g	20	Pellet (25 mm), 7,5 g	540F2P25	54F2PP12
 gingiva-shade	20 g	10	Pellet (15 mm), 2 g		54F2PP17
	40 g	20	Pellet (15 mm), 2 g		54F2PP18
	75 g	10	Pellet (25 mm), 7,5 g		54F2PP15
	150 g	20	Pellet (25 mm), 7,5 g		54F2PP16

* Bestellungen von außerhalb der EU



BioHPP dentin-shade 2



BioHPP gingiva-shade und das neue System smart connect

Analoge Herstellung

Verbrauchsmaterial & Zubehör für das *for2press* 2 System

Produkt	Inhalt	REF
Sets		
<i>for2press</i> Mold Set (Muffelsystem) Ø 16 mm, Größe 3 Set 4-tlg.	3er Muffelteller mit Pressstempelplatzhalter Ø 16 mm, Befestigungsring Gr. 3, Metallring Gr. 3, Vlieseinlagen, 50 Stk., Gr. 3	360F2P16
<i>for2press</i> Mold Set (Muffelsystem) Ø 26 mm, Größe 9 Set 4-tlg.	9er Muffelteller mit Pressstempelplatzhalter Ø 26 mm, Befestigungsring Gr. 9, 9er Metallring, Vlieseinlagen, 50 Stk., Gr. 9	360F2P26
<i>for2press</i> Mold Set (Muffelsystem) MP Ø 26 mm, Größe 10 Set 9-tlg.	10er Muffelteller, Ø 26 mm Pressstempelplatzhalter, Ø 26 mm und 30 mm MP Platzhalter Zentrierhilfe, Höhenbegrenzung, 10er Metall- ring und Silikonbefestigungsring, Vlieseinlagen, 50 Stk., Gr. 10	360F2P27
Muffelteller		
<i>for2press</i> Muffelteller Größe 3 (16mm)	1 Stück	360F2PT1
Größe 9 (26 mm)	1 Stück	360F2PT4
MP Muffelteller Größe 10 (26 mm)	1 Stück	360F2PT5
Metallringe		
<i>for2press</i> Metallring für Größe 3	1 Stück	360F2PM3
für Größe 9	1 Stück	360F2PM9
MP Metallring für Größe 10	1 Stück	360F2PM8
Befestigungsring für Metallring		
<i>for2press</i> Befestigungsring für Metallring Größe 3	1 Stück	360F2PS3
Größe 9	1 Stück	360F2PS9
MP Metallring Größe 10	1 Stück	360F2PS8
Vlieseinlagen		
<i>for2press</i> Vlieseinlagen 1 mm für Metallring Größe 3	50 Stück, 143 x 66 x 1 mm	360F2PV3
Größe 9	50 Stück, 227 x 66 x 1 mm	360F2PV9
Größe 10	50 Stück, 264 x 66 x 1 mm	360F2PV1
Einwegpresstempel		
<i>for2press</i> Einwegpresstempel (Filler) Ø 16 mm	25 Stück	570F2P16
(Filler) Ø 26 mm	14 Stück	570F2P26
(Filler) Ø 30 mm	14 Stück	570F2P30
Einbettmasse		
Brevest <i>for2press</i> , auch für 3D-Druck geeignet	7,350 kg, 35x210g	570F2PV2
Bresol <i>for2press</i> Liquid, Standardverpackung	1000 ml, Standardverpackung	520F2PL2
Bresol <i>for2press</i> Liquid, Frostschutzverpackung, Heatpack	1000 ml, Frostschutzverpackung inkl. Heatpack und Coldmark	520F2PL3
Set: Brevest <i>for2press</i> , 1000 ml Bresol, Standardverpackung	7,350 kg, 35 x 210 g Brevest <i>for2press</i> 1000 ml Bresol <i>for2press</i> Liquid	570F2PV3
Set: Brevest <i>for2press</i> , 1000 ml Bresol, Frostschutzverpackung, Heatpack	7,350 kg, 35 x 210 g Brevest <i>for2press</i> 1000 ml Bresol <i>for2press</i> Liquid Frostschutzverpackung und Heatpack	570F2PV4
Hilfsteile		
perfect2press, channels	30 Stück	430F2P30
<i>for2press</i> MP Platzhalter, Ø 26 mm, Größe 10	1 Stück	360F2PT6
<i>for2press</i> MP Zentrierhilfe, Ø 26 mm, Größe 10	1 Stück	360F2PZ1
<i>for2press</i> MP Höhenbegrenzung, Ø 26 mm, Größe 10	1 Stück	360F2PH1
<i>for2press</i> Platzhalter Ø 26 mm, Größe 10	1 Stück	360F2PA1
<i>for2press</i> Platzhalter Ø 30 mm, Größe 10	1 Stück	360F2PA2
Materialprobe BioHPP, 9,5 mm	1 Stück	992M043D
Digitalthermometer	1 Stück	99300364
Temperaturfühler Typ K	1 Stück	99300365
Digitalthermometer mit Temperaturfühler	1 Stück	99300363
Druckluftwartungseinheit mit Anschlüssen	1 Stück	99300720
Literatur		
<i>for2press</i> 2 Verarbeitungsanleitung	Deutsch (in 5 weiteren Sprachen verfügbar)	0005380D
Betriebs- und Wartungsanleitung	mehrsprachig	000014EX

Analoge Herstellung

for2press 2

Gerät

for2press 2 Gerät	REF 14000610
+Digitalthermometer mit Temperaturfühler	REF 99300363
+Druckluftwartungseinheit	REF 99300720
+Betriebs- und Wartungsanleitung (mehrsprachig)	REF 000014EX
+for2press 2 Verarbeitungsanleitung deutsch (in 5 weiteren Sprachen verfügbar)	REF 0005380D
+Kursgutschein 50 % Rabatt	REF 0005370D

Basic Set für Einsteiger

for2press 2 Basic Set 8-tlg.	REF 14000620
enthält	
for2press 2 Gerät	REF 14000610
BioHPP Granulat (20g)	REF 54F2PP01 REF* 540F2PB2
for2press Mold Set (Muffelsystem) Ø 16 mm Set	REF 360F2P16
for2press Einwegpressstempel (Filler) Ø 16 mm (25 Stück)	REF 570F2P16
Brevest for2press, 35x210 g, 1000 ml Bresol, Standardverpackung	REF 570F2PV3
perfect2press, channels (30 Stück)	REF 430F2P30
BioHPP Ausarbeitungs- und Polierset 15-tlg.	REF 330F2P10

* Bestellungen von außerhalb der EU

Upgrade Set

for2press 2 Upgrade Set 6-tlg.	REF 14000623
enthält	
1. for2press Mold Set (Muffelsystem) Ø 26 mm, 4-tlg.	REF 360F2P26
for2press Muffelteller Gr. 9, Ø 26 mm	REF 360F2PT4
for2press Silikonring Gr. 9	REF 360F2PR9
for2press Metallring Gr. 9	REF 360F2PM9
for2press Vlieseinlagen Gr. 9, 50 Stück	REF 360F2PV9
2. for2press Mold Set MP Ø 26 mm + 30 mm, 9-tlg.	REF 360F2P27
for2press Muffelteller Gr. 10	REF 360F2PT5
for2press MP Platzhalter, Ø 26 mm, Gr. 10	REF 360F2PT6
for2press MP Platzhalter, 26 mm	REF 360F2PA1
for2press MP Platzhalter, 30 mm	REF 360F2PA2
for2press MP Zentrierhilfe	REF 360F2PZ1
for2press MP Höhenbegrenzung	REF 360F2PH1
for2press MP Metallring Gr. 10	REF 360F2PM8
for2press MP Silikonbefestigungsring Gr. 10	REF 360F2PS8
for2press Vlieseinlagen Gr. 10, 50 Stück	REF 360F2PV1
3. visio.link PMMA & Composite	REF VLPMMMA10
4. for2press Einwegpressstempel (Filler) Ø 26 mm	REF 570F2P26
5. for2press Einwegpressstempel (Filler) Ø 30 mm	REF 570F2P30
6. BioHPP for2press Pellets 75 g (10 Stück, je 7,5 g)	REF 54F2PP07 REF* 540F2PB4

* Bestellungen von außerhalb der EU



Produkte sind nicht in allen Varianten
und allen Ländern verfügbar!

Digitale Herstellung



breCAM.BioHPP

Der Fräsblank

Für die Bearbeitung im CAD/CAM Workflow steht BioHPP als Fräsrunde breCAM.BioHPP zur Verfügung. Die Fräsrunden sind mit jedem offenen Frässystem und mit den

Systemen von Zirkonzahn® und AmannGirrbach® unter Verwendung des speziell entwickelten breCAM.cutter zu bearbeiten.

Produkt/System	Produkt/Größe	REF	Farbe
breCAM.BioHPP für offene Systeme	98,5 mm, Ø 12 mm	54002029	weiß
	98,5 mm, Ø 16 mm	54002030	
	98,5 mm, Ø 20 mm	54002031	
	98,5 mm, Ø 24 mm	54002032	
breCAM.BioHPP für Zirkonzahn®	95 mm, Ø 20 mm	54002091	dentin-shade 2
breCAM.BioHPP für AmannGirrbach®	84,5 mm, Ø 20 mm	54002111	
breCAM.BioHPP offene Systeme	98,5 mm, Ø 12 mm	54002069	
	98,5 mm, Ø 16 mm	54002070	
	98,5 mm, Ø 20 mm	54002071	
	98,5 mm, Ø 24 mm	54002072	
breCAM.BioHPP für Zirkonzahn®	95 mm, Ø 20 mm	54002101	
	95 mm, Ø 25 mm	54002102	
breCAM.BioHPP für AmannGirrbach®	84,5 mm, Ø 20 mm	54002121	

breCAM.cutter

Die patentierte Fräsergeometrie vereinfacht die Trockenbearbeitung von Thermoplasten wie BioHPP, PMMA,

Composites sowie Wachs und verringert die Nachbearbeitungszeit.

für folgende Maschinentypen	Modell	Schaft-Ø [mm]	tool-Ø [mm]	Anzahl von Schneidkanten	REF (vorher)	REF (neu)
AmannGirrbach®	Mikro 4X, Mikro 5X, Mikro IC, Motion 2	3,00	0,60	1	breCAMY28	347B1PN06
AmannGirrbach®	Mikro 4X, Mikro 5X, Mikro IC, Motion 2	3,00	1,00	1	breCAMY32	347B1PN10
AmannGirrbach®	Mikro 4X, Mikro 5X, Mikro IC, Motion 2	3,00	2,50	1	breCAMY31	347B1PN25
Dentsply® - Degudent®	Cercon brain, Cercon brain expert	3,50	1,00	1	breCAMY22	350B1PN10
Dentsply® - Degudent®	Cercon brain, Cercon brain expert	3,50	2,00	1	breCAMY24	350B1PN20
Dentsply® - Degudent®	Cercon brain, Cercon brain expert	3,50	3,00	1	breCAMY26	350B1PN30
Dentsply® - Sirona®	MC X5	3,00	0,50	1	-	342B1PN05
Dentsply® - Sirona®	MC X5	3,00	1,00	1	-	343B1PN10
Dentsply® - Sirona®	MC X5	3,00	2,50	1	-	344B1PN25
Imes-Icore®	Coritec one, Coritec 140i, Coritec 245i, Coritec 250i	3,00	0,60	1	-	348B1PN06
Imes-Icore®	Coritec one, Coritec 140i, Coritec 245i, Coritec 250i	3,00	1,00	1	breCAMX47	348B1PN10
Imes-Icore®	Coritec one, Coritec 140i, Coritec 245i, Coritec 250i	3,00	2,50	1	breCAMX48	348B1PN25
Imes-Icore®	Coritec 350i, Coritec 450i, Coritec 650i, Coritec 750i, Coritec 850i	6,00	0,60	1	breCAMY55	653B1PN06
Imes-Icore®	Coritec 350i, Coritec 450i, Coritec 650i, Coritec 750i, Coritec 850i	6,00	1,00	1	breCAMY57	653B1PN10
Imes-Icore®	Coritec 350i, Coritec 450i, Coritec 650i, Coritec 750i, Coritec 850i	6,00	2,50	1	breCAMY34	653B1PN25
Roland®	DWX-4, DWX-50, DWX-51D, DWX-52D	4,00	1,00	1	breCAMX53	450B1PN10
Roland®	DWX-4, DWX-50, DWX-51D, DWX-52D	4,00	2,00	1	breCAMX54	450B1PN20
Wieland®	Zenotec select/hybrid, Zenotec mini	3,00	1,00	1	breCAMX47	338B1PN10
Wieland®	Zenotec select/hybrid, Zenotec mini	3,00	2,00	1	breCAMX48	338B1PN20
vhf	K3, K4, Z4	3,00	1,00	1	breCAMX67	335B1PN10
vhf	K3, K4, Z4	3,00	2,00	1	breCAMX69	335B1PN20
vhf	S1, S2, K5, R5	3,00	1,00	1	400310KU	340B1PN10
vhf	S1, S2, K5, R5	3,00	2,00	1	400320KU	340B1PN20
Zirkonzahn®	M1 Soft Milling Unit	3,00	0,60	1	breCAMY53	357B1PN06
Zirkonzahn®	M1 Soft Milling Unit	3,00	1,00	1	breCAMY05	357B1PN10
Zirkonzahn®	M1 Soft Milling Unit	3,00	2,00	1	breCAMY07	357B1PN20
Zirkonzahn®	M1 Wet, M1 Wet Heavy, M4 Wet Heavy, M5 Wet Heavy, M6 Wet Heavy	6,00	0,50	1	-	650B1PN05
Zirkonzahn®	M1 Wet, M1 Wet Heavy, M4 Wet Heavy, M5 Wet Heavy, M6 Wet Heavy	6,00	1,00	1	-	650B1PN10
Zirkonzahn®	M1 Wet, M1 Wet Heavy, M4 Wet Heavy, M5 Wet Heavy, M6 Wet Heavy	6,00	2,00	1	-	650B1PN20

Bitte überprüfen Sie vor Einsatz der Fräser die Einstellungen Ihrer CAM-Software.

Indikationen analog


smart connect for BioHPP

Die individuelle Verschraubung

Dank des neuen Verschraubungssystems smart connect for BioHPP können die Vorteile des physiologischen Gerüstwerkstoffs BioHPP nun auch für bedingt herausnehmbaren Zahnersatz genutzt werden. Die Verschraubung kann der Versorgungssituation individuell angepasst werden.

smart connect for BioHPP	REF
smart connect Überfallring	540SCB01
smart connect Schraube kurz 1,4 mm	540SCB02
smart connect Hülse kurz M1,4	540SCB03
Fixationsschraube M1,4, 2 Stück	36001030
Schraubendreher kurz	33000690

smart connect for BioHPP Set 5-tlg.	REF 540F2PSC
enthält	
smart connect Überfallring	540SCB01
smart connect Schraube kurz 1,4 mm	540SCB02
smart connect Hülse kurz M1,4	540SCB03
Fixationsschraube M1,4	36001030
Schraubendreher kurz	33000690



Indikationen analog

BioHPP elegance Titanbasis

Das konventionell modellierte Abutment

Kernstück der BioHPP elegance Hybridabutments ist die Titanbasis, die im individuellen Modellierverfahren – dem *for2press* System – mit BioHPP einfach und bequem überpresst werden kann. Für folgende Implantatsysteme verfügbar:



Firma/Anbieter	System	Produkt	Titan Grad	REF
bredent medical	SKY classic narrowSKY blueSKY	SKY elegance Titanbasis inkl. SKY Schraube 2.2	4	SKYETB00
	copaSKY	copaSKY elegance Titanbasis ML	4	COPAETBM
Straumann®	Bone Level™	elegance Titanbasis für Straumann® Bone Level™ RC™ 4.1	4	STRFTBR0
		elegance Titanbasis für Straumann® Bone Level™ NC™ 3.3	4	STRFTBN0
		Schraube M 1.6 für Straumann® Bone Level™ RC™ 4.1	Niob	STRSCR16
		Schraube M 1.6 für Straumann® Bone Level™ NC™ 3.3	Niob	STRSCN16
	Tissue Level™	elegance Titanbasis für Straumann® Tissue Level™ RN™ 4.8	5	STTFTRN0
		elegance Titanbasis für Straumann® Tissue Level™ WN™ 6.5	5	STTFTWN0
		Schraube für Straumann® Tissue Level™ RN™ 4.8	5	STTSCRN0
		Schraube für Straumann® Tissue Level™ WN™ 6.5	5	STTSCWN0
Dentsply®	Astra Tech® OsseoSpeed®	elegance Titanbasis für Astra Tech® OsseoSpeed® 3.5/4.0	4	AST FTB40
		elegance Titanbasis für Astra Tech® OsseoSpeed® 4.5/5.0	4	AST FTB50
		Schraube M 1.6 für Astra Tech® OsseoSpeed® 3.5/ 4.0	5	ASTSC400
		Schraube M 2.0 für Astra Tech® OsseoSpeed® 4.5/ 5.0	5	ASTSC500
	Friadent® XiVe®	elegance Titanbasis für Dentsply® Friadent® XiVe® 3.4	5	FRIXFTNP
		elegance Titanbasis für Dentsply® Friadent® XiVe® 3.8	5	FRIXFTRP
		elegance Titanbasis für Dentsply® Friadent® XiVe® 4.5	5	FRIXFTWP
		Schraube für Dentsply® Friadent® XiVe® 3.4	5	FRIXSCNP
		Schraube für Dentsply® Friadent® XiVe® 3.8	5	FRIXSCRNP
		Schraube für Dentsply® Friadent® XiVe® 4.5	5	FRIXSCWP
Nobel Biocare®	Nobel Active™	elegance Titanbasis für Nobel Active™ RP™ 4.3	4	NBFTBRP0
		elegance Titanbasis für Nobel Active™ NP™ 3.5	4	NBFTBNP0
		Schraube für Nobel Active™ RP™ 4.3	5	NBSCRPO0
		Schraube für Nobel Active™ NP™ 3.5	5	NBSCNP00
	Nobel Brånemark™	elegance Titanbasis für Nobel Brånemark™ NP™ 3.5	5	NMFTBNP0
		elegance Titanbasis für Nobel Brånemark™ RP™ 4.1	5	NMFTBRP0
		elegance Titanbasis für Nobel Brånemark™ WP™ 5.1	5	NMFTBWPO
		Schraube für Nobel Brånemark™ NP™ 3.5	5	NMSCBNP0
		Schraube für Nobel Brånemark™ RP™ 4.3	5	NMSCBRP0
		Schraube für Nobel Brånemark™ WP™ 5.0	5	NMSCBWPO
	Nobel Replace™	elegance Titanbasis für Nobel Replace™ NP™ 3.5	5	NRFTBNP0
		elegance Titanbasis für Nobel Replace™ RP™ 4.3	5	NRFTBRP0
		elegance Titanbasis für Nobel Replace™ WP™ 5.0	5	NRFTBWPO
		Schraube für Nobel Replace™ NP™ 3.5	5	NRSCBNP0
		Schraube für Nobel Replace™ RP™ 4.3	5	NRSCBRP0
Camlog®	Screw/Rootline™	elegance Titanbasis A für Camlog® Screw/Rootline™ 3.8	5	CET3800A
		elegance Titanbasis B für Camlog® Screw/Rootline™ 3.8	5	CET3800B
		elegance Titanbasis A für Camlog® Screw/Rootline™ 4.3	5	CET4300A
		elegance Titanbasis B für Camlog® Screw/Rootline™ 4.3	5	CET4300B
		Schraube M 1.6 für Camlog® Screw/Rootline™ 3.8/ 4.3	5	CAMSCM16
Biohorizons®	Biohorizons®	elegance Titanbasis für Biohorizons® 3.7	5	BIOHFTNP
		elegance Titanbasis für Biohorizons® 4.25	5	BIOHFTRP
		elegance Titanbasis für Biohorizons® 5.25	5	BIOHFTWP
		Schraube für Biohorizons® 3.7	5	BIOHSCNP
		Schraube für Biohorizons® 4.25	5	BIOHSCRNP
		Schraube für Biohorizons® 5.25	5	BIOHSCWP
Sweden & Martina Kohno®	Sweden & Martina Kohno®	elegance Titanbasis für Sweden & Martina Kohno® 3.8	5	SWEMFTNP
		elegance Titanbasis für Sweden & Martina Kohno® 4.25	5	SWEMFTRP
		elegance Titanbasis für Sweden & Martina Kohno® 5.0	5	SWEMFTWP
		Schraube für Sweden & Martina Kohno® 3.8	5	SWEMSCNP
		Schraube für Sweden & Martina Kohno® 4.25	5	SWEMSCRNP
		Schraube für Sweden & Martina Kohno® 5.0	5	SWEMSCWP
Zimmer®	Screw Vent®	elegance Titanbasis für Zimmer® Screw Vent® 3.5 MIS 3.5/ 4.5	5	ZSVMFTNP
		elegance Titanbasis für Zimmer® Screw Vent® 4.5	5	ZSVOFTRP
		elegance Titanbasis für Zimmer® Screw Vent® 5.7 MIS 5.7	5	ZSVMFTWP
		Schraube für Zimmer® Screw Vent® 3.5 MIS 3.5/ 4.5	5	ZSVMSCNP
		Schraube für Zimmer® Screw Vent® 4.5	5	ZSVOSCRP
		Schraube für Zimmer® Screw Vent® 5.7 MIS 5.7	5	ZSVMSCWP
3i®	Osseotite®	elegance Titanbasis für 3i® Osseotite® 3.4	5	3ICEFTNP
		elegance Titanbasis für 3i® Osseotite® 4.1	5	3ICEFTRP
		elegance Titanbasis für 3i® Osseotite® 5.0	5	3ICEFTWP
		Schraube für 3i® Osseotite® Certain 3.4/ 4.1/ 5.0	5	3ICESC00

Alle mit ® oder ™ gekennzeichneten Bezeichnungen sind geschützte Marken und/oder Unternehmenskennzeichen von fremden Rechteinhabern.

Indikationen analog

BioHPP elegance Hybridabutment

Das vorkonfektionierte Abutment



Das vorkonfektionierte Abutment nach der intraoralen Bearbeitung durch den Behandler.

Bild: Dr. Goldschmid, Lingen, Dentalatelier ZTM Martina Brüffer, Osnabrück, D

Finden Sie für die meisten Patientenfälle schnell die passende Form aus einem Angebot von vier verschiedenen Größen (S, M, L, XL) und zwei Winkeln (0° und 15°). Die vorkonfektionierten Abutments sind wie ein präparierter Stumpf gestaltet, als bestmögliche Grundlage für die Weiterverarbeitung seitens des Arztes oder des Zahntechnikers. Reichen die angebotenen Formen vor allem wegen der Gingivasituation nicht, bestellen Sie einfach ein individuell thermogepresstes Abutment bei Ihrem Labor.

Individuell. Komfortabel. Resilient.


Ganz gleich ob individuell modelliert, gefräst oder vorkonfektioniert, die BioHPP elegance Hybridabutments ermöglichen besonders ästhetische und physiologische Ergebnisse.

Firma/Anbieter	System	Produkt	REF	Farbe
bredent medical	SKY classic narrowSKY blueSKY	SKY elegance S Abutment 0°	SKYEES00	weiß
		SKY elegance M Abutment 0°	SKYEEM00	
		SKY elegance L Abutment 0°	SKYEEL00	
		SKY elegance S Abutment 15°	SKYEES15	
		SKY elegance M Abutment 15°	SKYEEM15	
		SKY elegance S Abutment 15° R	SKYEES16	
		SKY elegance M Abutment 15° R	SKYEEM16	
	copaSKY	copaSKY elegance M Abutment 0°	COPAEM00	
Straumann®	Bone Level™ RC	elegance S Abutment 0°	STRKSR00	
		elegance M Abutment 0°	STRKMR00	
		elegance L Abutment 0°	STRKLR00	
		elegance S Abutment 15°	STRKSR15	
	Bone Level™ NC	elegance S Abutment 0°	STRKSN00	
Dentsply®	Astra OsseoSpeed™	elegance S Abutment 0° 4.5/5.0	ASTKS500	
		elegance M Abutment 0° 4.5/5.0	ASTKM500	
		elegance L Abutment 0° 4.5/5.0	ASTKL500	
		elegance S Abutment 15° 4.5/5.0	ASTKS515	
		elegance M Abutment 15° 4.5/5.0	ASTKM515	
		elegance XL Abutment 0° 4.5/5.0	ASTKXL50	
		elegance S Abutment 0° 3.5/4.0	ASTKS400	
		elegance S Abutment 15° 3.5/4.0	ASTKS415	
Nobel Biocare®	Nobel Active™ RP	elegance S Abutment 0°	NBKSRP00	
		elegance M Abutment 0°	NBKMRP00	
		elegance L Abutment 0°	NBKLRP00	
		elegance XL Abutment 0°	NBKXLRP0	
		elegance S Abutment 15°	NBKSRP15	
		elegance M Abutment 15°	NBKMRP15	
	Nobel Active™ NP	elegance S Abutment 0°	NBKSNP00	
		elegance S Abument 15°	NBKSNP15	

Indikationen digital

BioHPP elegance prefab

Das Abutment für die digitale Herstellung im CAD/CAM Workflow für SKY classic / blueSKY / narrowSKY sowie für andere gängige Implantatsysteme.



Firma/ Anbieter	System	Produkt	Ø Implantat- anschluss	Titan Grad	REF	REF Scanabutment	Farbe
bredent medical	SKY classic, blueSKY, narrowSKY	BioHPP SKY elegance prefab Set	3,5 mm	4	SKYEPFST	SKYUSCAI	 dentin-shade 2
3i Biomet®	Osseotite Certain®	BioHPP elegance prefab	3,4 mm	5	BOC34B201	OC34SCAN	
			4,1 mm	5	BOC41B201	OC41SCAN	
			5,0 mm	5	BOC50B201	OC50SCAN	
Dentsply®	Astra OsseoSpeed®	BioHPP elegance prefab	3,5 mm	5	BOS35B201	OS35SCAN	
			4,5 mm	5	BOS45B201	OS45SCAN	
	Friadent® XiVE®	BioHPP elegance prefab	3,4 mm	5	BXV34B201	XV34SCAN	
			3,8 mm	5	BXV38B201	XV38SCAN	
			4,5 mm	5	BXV45B201	XV45SCAN	
Biohorizons®	Biohorizons Internal®	BioHPP elegance prefab	3,7 mm	5	BBI37B201	BI37SCAN	
			4,25 mm	5	BBI42B201	BI42SCAN	
			5,25 mm	5	BBI52B201	BI52SCAN	
Camlog®	CONELOG®	BioHPP elegance prefab	3,3 mm	4	BCL33B201	CL33SCAN	
			3,8 mm	4	BCL38B201	CL38SCAN	
			4,3 mm	4	BCL43B201	CL43SCAN	
			5,0 mm	4	BCL50B201	CL50SCAN	
	SCREW/ROOT- LINE	BioHPP elegance prefab	3,8 mm	5	BSL38B201	SL38SCAN	
			4,3 mm	5	BSL43B201	SL43SCAN	
Nobel Biocare®	Brånemark TiUnite® MkIII	BioHPP elegance prefab	3,5 mm	5	BTU35B201	TU35SCAN	
			4,1 mm	5	BTU41B201	TU41SCAN	
			5,1 mm	5	BTU51B201	TU51SCAN	
	NobelActive	BioHPP elegance prefab	3,5 mm	5	BNA35B201	NA35SCAN	
			4,3 mm	5	BNA43B201	NA43SCAN	
	NobelReplace® Tapered/ NobelParallel™ CC/ NobelReplace® CC	BioHPP elegance prefab	3,5 mm	5	BRP35B201	RP35SCAN	
			4,3 mm	5	BRP43B201	RP43SCAN	
			5,0 mm	5	BRP50B201	RP50SCAN	
Straumann®	Bone Level™	BioHPP elegance prefab	3,3 mm	4	BBL33B201	BL33SCAN	
			4,1 mm	4	BBL41B201	BL41SCAN	
	synOcta®	BioHPP elegance prefab	4,8 mm	4	BSO48B201	SO48SCAN	
			6,5 mm	4	BSO65B201	SO65SCAN	
Sweden & Martina®	Kohno	BioHPP elegance prefab	3,8 mm	5	BKH38B201	KH38SCAN	
			4,25 mm	5	BKH42B201	KH42SCAN	
			5,0 mm	5	BKH50B201	KH50SCAN	
Zimmer®	Tapered Screw Vent®	BioHPP elegance prefab	3,5 mm	5	BSV35B201	SV35SCAN	
			4,5 mm	5	BSV45B201	SV45SCAN	
			5,7 mm	5	BSV57B201	SV57SCAN	

Alle mit ® oder ™ gekennzeichneten Bezeichnungen sind geschützte Marken und/oder Unternehmenskennzeichen von fremden Rechteinhabern.

Zubehör

Formgestaltung

Mit dem Polierprotokoll zum BioHPP Ausarbeitungs- und Polierset vermeiden Sie Plaqueanlagerungen.



BioHPP Ausarbeitungs- und Polierset 15-tlg.	REF 330F2P10
enthält	
Diamantscheibe Giflex-TR Master x-tray	34000M25
HM-Fräser 1,4 mm - Granate	H272M814
HM-Fräser 4,0 mm - Granate	H274M840
HM-Fräser 6,0 mm - Granate	H274M860
HM-Fräser 2,3 mm - Birne	H237M823
HM-Fräser 2,3 mm - konisch rund	H200M823
HM-Fräser 4,0 mm - Knospe	H263M840
Spiralmandrell	00303023
Mandrell schraubbar	34000660
Rundbürste Ziegenhaar weiß, doppelter Besatz, Ø 22 mm	35000550
Ceragum grob, Walze	PWKG0612
Ceragum grob, Linse	PLKG2212
Baumwollschwabbel mit Schaft, Ø 22 mm	35000650
Acrypol Polierpaste, 170 g	52000170
Abraso-Starglanz Hochglanzpolierpaste, 50 g	52000163



Erzielen Sie mit dem BioHPP Teleskop Set optimale Friktionswerte Ihrer Teleskoparbeit.



BioHPP Teleskop Set 8-tlg.	REF 330F2P11
enthält	
HM-Fräser 1,0 mm - Zylinder rund	F137M810
HM-Fräser 1,5 mm - Zylinder rund	F137M815
HM-Fräser 2,3 mm - Zylinder rund	F137M823
Pinselbürsten Chungking schwarz, 2 mm	35000430
Pinselbürsten Chungking schwarz, 4 mm	35100410
Pinselbürsten Ziegenhaar weiß, 2 mm	35000440
Pinselbürsten Ziegenhaar weiß, 4 mm	35000420
Acrypol Polierpaste, 170 g	52000170



Bild: ZTM Jens-Christian Fehsenfeld, DENTEC Dentallabor, Münster, DE



visio.link

Die optimale Verbindung von Komposit und Kunststoffen.

visio.link ist ein universeller, lichthärtender PMMA- und Komposit-Primer und sorgt für einen optimalen Haftverbund zwischen Prothesenkunststoffen auf PMMA-Basis, high-impact PMMA Komposit-Werkstoffen (novo.lign Verblendschalen/neo.lign Vollzahn/ Kunststoffzähne) und combo.lign.



novo.lign

Verblendschalen

Die novo.lign Verblendschalen verfügen über einen speziell verlängerten Hals und überzeugen mit einer natürlichen Tiefenwirkung dank morphologischer Schichtung. Der Goldstandard in der Implantatprothetik.



Quick Reference Card


Der praktische Leitfaden zur Orientierung bei der Anwendung von BioHPP:

- Präparieren und Abformen
- Sterilisieren, Konditionieren und Befestigen
- Reinigung in Praxis und Labor sowie beim Patienten


breident group portfolio



Weitere interessante Angebote für Sie:



REF 0005340D



REF 0005470D



REF 0005380D

0005350D-20221 013 Irrtum und Änderungen vorbehalten

