

visio.lign

Sistema estético y funcional



visio.lign

El sistema estético y funcional convence por unos grados de libertad únicos para una belleza, funcionalidad y fisiología únicas. Ofrece la herramienta adecuada a cada flujo de trabajo

para un tratamiento protésico duradero, de un color sólido y extraordinariamente resistente. El sistema abierto ofrece flexibilidad y seguridad gracias a los 6 componentes de proceso ajustados entre sí:

crea.lign

Composite de revestimiento



novo.lign

Carillas de revestimiento





neo.lign

Dientes completos



visio.CAM

Blanks de composite



visio.paint

Pinturas



bond.lign

Sistema de unión




visio.lign



15 años de experiencia





Opalescencia del
diente natural



crea.lign

create natural beauty

Composite de revestimiento

El composite de revestimiento fotopolimerizable es mucho más resistente a los impactos que la cerámica y convence por su opalescencia natural, la translucidez y la mejor transmisión lumínica. La estética y los valores de abrasión son comparables a los de los dientes naturales. crea.lign – para unos dientes naturalmente bonitos.



Opalescencia crea.lign

Dr. Vincenzo Musella, Modena, Italia



novo.lign

veneer natural beauty





Carillas de revestimiento

Las carillas novo.lign están inspiradas en los dientes naturales. Disponen de un cuello alargado especial y convencen por el efecto de profundidad natural gracias a la estratificación morfológica.



neo.lign

choose natural beauty

Dientes completos

Los dientes completos neo.lign están inspirados en los dientes naturales. Convencen por una reflectancia natural, una estructura de superficie óptima y un efecto de profundidad natural. Son del mismo color, la misma forma y el mismo material que las carillas novo.lign y, por lo tanto, están indicadas para la técnica combinada.









visio.CAM

design natural beauty

Blanks de composite

La competencia de los materiales del sistema visio.lign también está disponible para el procesamiento CAD/CAM. Las piezas brutas de composite visio.CAM son compatibles con todo el sistema visio.lign.



visio.paint

colour natural beauty

Pinturas

Las pinturas visio.paint y visio.lign color permiten una personalización rápida y sencilla de los revestimientos de material compuesto.





Técnico dental Andrea Foschi, Ravenna, Italia



titanio ①


metal noble ②

óxido de circonio ③

PEEK ④

composite ⑤

metal no noble ⑥



bond.lign

secure natural beauty

Sistema de unión

Un sistema de unión para una adhesión química duradera y segura de todos los componentes del sistema visio.lign y los composites de las estructuras habituales como NEM, EM, titanio, HIPC (polímeros/composites), PEEK y óxido de circonio.



**Obtenga más
información**



www.visio-lign.com



bredent
group

0002240E-20230207
Salvo error y modificaciones



bredent group Spain SL · Asesoramiento técnico: Isabel Garcia Thierfeldt · T: +34 961 310561 / +34 607 320666 · @: bredentgroup@bredent.es
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany
T: +49 7309 872-440 · F: +49 7309 872-444 · www.visio-lign.com · @: info@bredent.com