



PUNTI SALIENTI DELLA FIERA

bredent group

bredent
medical

 **DENTAL**
Concept Systems

bredent

group

WE ARE ONE

Benvenuti nella bredent® group

Dal 1974 l'azienda ha assunto una posizione chiara nel mercato dentale:

aiutare odontoiatri e odontotecnici a realizzare e ottenere soluzioni protesiche di elevato valore qualitativo, estetiche e conformi ai criteri di igiene parodontale.

bredent si è sempre impegnata a ottimizzare i propri prodotti e i protocolli di lavorazione, ponendo costantemente in primo piano il benessere del paziente. Oggi, quasi 50 anni dopo, si presenta come bredent group, un gruppo composto da tre aziende: bredent, Dental Concept Systems (DCS) e bredent medical. I vantaggi per i nostri clienti sono rappresentati da soluzioni sinergiche e ben congegnate che spaziano dalla lavorazione nel laboratorio odontotecnico (bredent) all'industria dentale high-tech (DCS) fino alla tecnologia medica all'avanguardia, tra cui la moderna proflassi e soluzioni implantoprotesiche innovative (bredent medical).

I valori aziendali della bredent group sono: collaborazione, orientamento ed efficienza.

WE ARE ONE è il motto con cui bredent group riassume ai clienti i vantaggi sopra indicati.

In occasione della fiera IDS 2023, la bredent group presenta l'unione di tutte queste competenze a favore del processo digitale. Nel 2024 la bredent group festeggerà simbolicamente il suo 50° anniversario.



„Abbiamo utilizzato gli ultimi 5 anni, per ottenere la giusta sinergia tra le aziende del gruppo e destinarla all'ambito digitale. Siamo lieti di presentarVi le nostre soluzioni al nostro stand in fiera.“

Peter Brehm

Fondatore e titolare della bredent group



„Grazie ai nostri prodotti aiutiamo da sempre i nostri clienti a eseguire protocolli di lavorazione sicuri ed efficienti a beneficio dei pazienti.“

Peter Brehm

Fondatore e titolare della bredent group



„Collaborazione, orientamento ed efficienza, valori aziendali della bredent group.“

La bredent group è presente in tutto il mondo, con una percentuale di esportazione è del 65%.

640 dipendenti in tutto il mondo contribuiscono al successo della bredent group. Sviluppiamo e realizziamo 2i nostri prodotti su una superficie produttiva di 13.000 mq².

Conseguiamo miglioramenti per la salute orale nei seguenti ambiti:

igiene professionale, conservativa, estetica, restauri personalizzati che si adattano alla esigenze del paziente e molto altro ancora...

Vi aspettiamo alla Fiera IDS 2023 presso lo stand della bredent group

Cordiali saluti

Peter Brehm

bredent group

Peter Brehm


Fondatore e titolare della bredent group



bredent medical offre protocolli terapeutici che evitano di dover eseguire interventi di innesto osseo nell'ambito dell'implantologia (sistemi implantari SKY) e della terapia fotodinamica antimicrobica (HELBO). L'azienda è un pioniere della riabilitazione implantare a carico immediato - protocollo terapeutico implantare SKY fast & fixed.

La nostra riabilitazione full arch si è affermata con successo già da oltre 15 anni, e offre vantaggi imbattibili per il vostro team.

- *Siate un passo avanti con il protocollo terapeutico SKY fast & fixed*
- *Raggiungerete una percentuale di successi che dopo 10 anni prevedibilmente arriverà al 98,9%*
- *Lasciatevi stupire da protocolli sofisticati e standardizzati per i sistemi digitali e per i flussi di lavoro analogici*
- *Provate il nostro servizio da „Pole Position“ e una collaborazione di prim'ordine*



Bone Growth Concept*

Stabilità eccezionale, protezione antibatterica e risultato estetico perfetto grazie alla geometria del back taper e alla superficie microstrutturata.

Osteointegrazione e muointegrazione

- *Back taper - maggiore spazio per il tessuto osseo e i tessuti molli*
- *Microstrutturazione - favorisce l'osteointegrazione*
- *Posizionamento subcrestale - consente un'integrazione completa*





* scientificamente provato.

Biologically Driven Concept

white
SKY & LUXOR 2

Comprovato scientificamente e affermato con successo da oltre 18 anni, l'impianto whiteSKY, metal free e dotato di un'elevata qualità biologica, è disponibile in 2 versioni. Nuova generazione per nuove possibilità terapeutiche.



Speciale superficie implantare per un'ottimale osteointegrazione e muointegrazione. Certificazione Clean Implant - Trusted Quality.


Dental Concept Systems (DCS) è sinonimo di macchine fresatrici ad elevata precisione con funzioni innovative e prestazioni industriali - dotate di un proprio corredo di utensili e materiali: composito, zirconia, titanio e CoCr.

eAGLE eye WORKFLOW

Un flusso di lavoro veloce e preciso per strutture a barra e doppie corone per leghe non nobili e ora anche per titanio!

- Scansione ottica ad alta precisione con schermo tattile
- Il sistema di rettifica nella fresatrice ad asse parallelo consente di ottenere vantaggi per un flusso di lavoro combinato del sistema
- Programma del corso per un flusso di lavoro digitale e analogico completo

Provate le nuove frese parallele, ottimizzate per le leghe CAD CAM, post-trattate termicamente con l'affermato rivestimento in Diatit.



Frese parallele integrate nel flusso di lavoro eagle eye®



NUOVO!

SISTEMI DCS PRO



DC1
PRO

La DC1™ PRO stabilisce nuovi standard per la lavorazione dei metalli grazie a un mandrino più robusto e a una pinza di serraggio, posta a monte, e consente un'immersione profonda nelle cavità. Il dissipatore di calore raffreddato ad aria consente una lavorazione indipendentemente dalla temperatura e garantisce risultati stabili per sovrastrutture estremamente precise. La DC1™ PRO è versatile ed è indicata per la lavorazione di tutti i materiali.



Mandrino power



„Lungo naso“



raffreddato ad aria Dissipatore di calore



energetica Efficienza

DC7
PRO

Il nuovo mandrino ad elevate prestazioni, con sistema di raffreddamento a secco e a risparmio energetico, permette alla DC7™ PRO di ottenere una produttività ancora maggiore con una potenza massima fino a 4000 Watt. Grazie alla misurazione 3D con correzione automatica a 5 assi, il sistema raggiunge una dinamica ottimale che garantisce a ogni utente la massima precisione grazie a viti a filettate di classe T5. Un sistema collaudato da anni, ma in continua evoluzione.



Mandrino motorizzato 4000



Vite filettata T5



a secco Raffreddamento mandrino



Misurazione 3D a 5 assi con correzione



bredent

Grazie allo sviluppo di molte soluzioni innovative in ambito odontotecnico, come p. es. attacchi, sistemi di rivestimento, adesivi, sistemi Print & Cast e utensili, la bredent è diventata un punto fermo nella prassi quotidiana dei laboratori odontotecnici.

IDS 2023 EXHIBITION HIGHLIGHTS

NUOVO!

visio.lign

Il sistema estetico e funzionale



IL SUPEREROE

visio.lign shield Lucentezza e protezione

Con la nuova lacca da lucidatura **visio.lign shield** per compositi, PMMA e BioHPP è possibile ottenere una lucentezza e una protezione superficiale ottimali. Sulla superficie lavorata con la lacca **visio.lign shield** si forma una barriera protettiva, resistente alla decolorazione, alla placca e all'abrasione. Soprattutto su superfici di zone difficilmente accessibili, come p. es. gli spazi interdentali, si ottiene un risultato ottimale, poiché **visio.lign shield** è disponibile in due differenti versioni di viscosità - bassa viscosità „LV“ e alta viscosità „HV“ - per offrire a ogni utente la massima flessibilità.

visio.lign color Colore e protezione

visio.lign color sono supercolori fotopolimerizzabili in composito, con i quali è possibile ottenere facilmente effetti cromatici sulla superficie di un rivestimento. Con **visio.lign color** Body A - D e Body Bleach è possibile adattare in modo ottimale l'effetto cromatico a un rivestimento. Inoltre sono disponibili masse **visio.lign color** per la caratterizzazione delle superfici. I supercolori **visio.lign color** convincono per la loro stabilità cromatica e sono resistenti alla decolorazione, alla placca e all'abrasione.

IDS 2023 EXHIBITION HIGHLIGHTS

NUOVO!

modern art



by Andrea Foschi



Estetica razionale

crea.lign HT - elevata traslucenza

Le masse **create.lign HT** sono masse cromatiche e altamente traslucenti che conferiscono profondità all'elemento dentale e consentono una transizione naturale dallo strato della dentina a quello dello smalto. **crea.lign HT** è disponibile nelle tre versioni HT1, HT2 e HT3.



crea.lign OD -Opaque Dentin

Le masse di **crea.lign Opaque Dentin** creano un effetto cromatico e di profondità nei rivestimenti in composito con spessore ridotto. Con le masse nei colori OD A - D e OD bleach vengono coperti i colori più comuni per ottenere brillantezza e fedeltà cromatica in spazi molto ridotti.

bredent group

BioniCut^{ACE} Snap

La prova perfetta per il paziente, sia come bite terapeutico che come protesi definitiva rimovibile con il vantaggio in più di ottenere un risultato estetico, fisiologico e funzionale.

Con il nostro bite terapeutico funzionale a 24 ore, il paziente può persino mangiare.

- **Privo di monomero residuo**
- **Semi flessibile / „Effetto memoria“ con funzione snap**
- **Durata di utilizzo illimitata**



uni.lign base

La già affermata resina per protesi **uni.lign**, è ora disponibile anche in versione blank per la lavorazione digitale con tutti gli stessi vantaggi:

- **PMMA**
- **Resistente alla placca e dotata di stabilità cromatica**
- **Infrangibile e fisiologica**
- **Biocompatibile**
- **Effetto cromatico naturale**
- **Disponibile nei colori più richiesti dal mercato**



Preconfezionato e quindi compatto, preciso, di rapida applicazione ed economico. Individualizzabile in base alle esigenze del paziente e quindi versatile e con ottimi risultati!



RevoCone[®]

Protesi rimovibile per tutte le esigenze

L'innovativo e rivoluzionario sistema a doppia corona, per tutti i sistemi implantari, garantisce ai pazienti un elevato comfort anche in caso di cambiamenti dello stato di salute e delle condizioni di vita.

Indicazioni:

Protesi totale, aumento dei pilastri e riabilitazione a carico immediato

- **Realizzazione grazie al Prefab per tutti i sistemi implantari**
- **Facile ripristino della frizione grazie a differenti matrici**
- **Realizzazione rapida con i sistemi CAD/CAM**
- **Nessun effetto di bloccaggio del cono facilita il disinserimento della protesi**
- **Elevata stabilità con forze di carico verticali e orizzontali**

Un sistema sicuro e orientato al futuro che offre molteplici possibilità per pazienti, odontoiatri e laboratori odontotecnici.





copaSKY®

La soluzione implantare per TUTTE le situazioni cliniche. Una perfetta guarigione grazie a: Bone Growth Concept.

Eisenhammer® DC Titanio grado 4/5

Leghe in titanio per strutture primarie e restauri estesi.



visio.lign®

Risultati eguagliabili solo in natura!



LA MIGLIORE SOLUZIONE DENTALE

Il nostro obiettivo:
Al massimo
un solo metallo
in bocca

DC1®

Leader tecnologico nella classe delle macchine moderne compatte!



bond.lign®

GLI SPECIALISTI per un'adesione sicura!

RevoCone®

Protesi rimovibile per tutte le esigenze.

DCS Turquoise Line

Indicata esclusivamente per la lavorazione del titanio Utensili ottimizzati

Adesivo DTK

Lo speciale adesivo, a polimerizzazione duale, definisce gli standard nell'incollaggio metallo-metallo, ed è stato ottimizzato anche per gli abutment ibridi.



bond.lign®

ONLINE OFFENSIVE 2023

Benvenuti nel nuovo sito web della bredent® group

La nuova pagina iniziale www.bredent-group.com è strutturata in modo chiaro e con molti contenuti informativi. Da qui è possibile accedere alle relative home page di bredent medical, DCS e bredent. Si può accedere direttamente alla bredent Academy, visualizzare e scaricare cataloghi, e tutto ciò che riguarda eventi, date e novità della bredent group sono a portata di clic. Potrete inoltre approfittare della visione di un video sul flusso di lavoro Classic & Digital. Venite a dare un'occhiata, collegandovi da qualsiasi dispositivo.



Aperto 24 ore su 24 / 7 giorni su 7: La nostra esposizione virtuale

Scoprite, in una nuova dimensione, le nostre novità, le conferenze tra specialisti del settore e dialogate con la bredent group. Entrate nella nostra sala espositiva ogni volta che volete e da dove volete. Nel nostro stand virtuale 3D Vi presentiamo la competenza della bredent group attraverso i suoi prodotti e protocolli di lavorazione. È sufficiente registrarsi su www.bredent-group.com per essere subito nostri ospiti. L'ingresso è gratuito. Non vediamo l'ora di incontrarvi!



Scan me!



LA SALUTE INIZIA NEL CAVO ORALE

wissensforum-mundgesundheit.de

Il „Wissensforum-Mundgesundheit“ orale è un'organizzazione senza scopo di lucro che ha l'obiettivo di fornire maggiori conoscenze a professionisti e non, in modo che possa essere presa la decisione migliore a favore della salute orale e dentale.

A tal fine collaboriamo con enti previdenziali, associazioni professionali e istituti specializzati in medicina. Tutti i collaboratori sono volontari. Non vi sono interessi commerciali, tutte le informazioni sono liberamente accessibili.

Il forum è composto da una rete di esperti di salute orale: scienziati, professori universitari, odontoiatri, medici, infermieri, odontotecnici, psicologi, nutrizionisti.



La WiFoAZM commissiona regolarmente degli studi e li finanzia con fondi propri.

Possiamo anche promuovere, sponsorizzare e pubblicare progetti di ricerca che non sono direttamente gestiti o commissionati dalla WiFoAZM.

„La nostra preoccupazione principale è quella di educare le persone alla relazione che esiste tra la salute orale e le patologie del corpo umano.“

Pazienti e professionisti possono trarre vantaggio dal lavoro di questa rete. La home page fornisce informazioni, studi e brochure, disponibili per il download.

bredent group



Per ricevere ulteriori informazioni online o telefonicamente:

info@bredent.it

0471 - 469576 / 400781



Visitate il nostro nuovo sito web:

www.bredent-group.com



bredent group

bredent group GmbH & Co.KG • Weissenhorner Str. 2 • 89250 Senden • Germany

T: + 49 (0) 7309 872 - 6 00 • F: +49 (0) 7309 872-6 35 • www.bredent-group.com • info@bredent-group.com

Distributore per l'Italia: bredent srl | Via Roma, 10 | 39100 Bolzano | Italy | T: (+39) 0471 / 469576 - 400781 | F: (+39) 0471 / 469573 | www.bredent.it | @: info@bredent.it | P.IVA - Codice Fiscale - R.I. di Bolzano N. 02240570214 | Cap. Soc. I.V. Euro 50.000 | REA n. BZ-165004

