



PRODUCTOS DESTACADOS DE LA FERIA

bredent group

bredent
medical

 **DENTAL**
Concept Systems

bredent

group

WE ARE ONE

Bienvenidos al grupo bredent®

Desde 1974 la empresa sostiene un criterio claro en el ámbito de la odontología:

Los productos de bredent ayudan al protésico dental a confeccionar prótesis dentales de forma eficiente, estética e higiénica desde el punto de vista periodontal.

bredent siempre ha procurado optimizar los productos y los procesos de trabajo, poniendo en el centro el bienestar de los pacientes. En la actualidad, tras casi 50 años de actividad, bredent group está conformado por tres empresas: bredent, Dental Concept Systems (DCS) y bredent medical. El beneficio para nuestros clientes se basa en las soluciones armonizadas y diseñadas al detalle con un enfoque sinérgico, desde el trabajo en el laboratorio protésico dental (bredent), pasando por procesos industriales de maquinaria con ingeniería de alta tecnología (DCS) hasta el empleo de tecnología médica puntera (bredent medical), incluyendo una moderna profilaxis y el uso de implantes y prótesis de última generación.

Los valores corporativos de bredent group son: colaboración, innovación y eficiencia.

WE ARE ONE es el lema que describe los beneficios mencionados anteriormente para los clientes del grupo bredent.

En la IDS 2023, bredent group mostrará la aplicación armonizada de sus competencias en el proceso digital.

En 2024, bredent group celebrará sus 50 años de existencia.



«A lo largo de los últimos 5 años hemos implementado las sinergias de las empresas del grupo en el ámbito digital. Le mostraremos nuestras soluciones en nuestro stand de la feria».

Peter Brehm

Fundador y propietario de bredent group

«Nuestros productos apoyan a nuestros clientes desde siempre, ofreciéndoles seguridad y eficiencia en sus procesos para beneficio de los pacientes».

Peter Brehm

Fundador y propietario de bredent group

bredent group está presente en todo el mundo. Su tasa de exportación es del 65 %.

Al éxito de bredent group contribuye su plantilla de 640 empleados repartidos por todo el mundo. Los productos se desarrollan y fabrican en sus instalaciones de 13 000 m² en Alemania.

Conseguimos mejoras en la salud bucodental en las áreas siguientes:

higiene, preservación dental, estética, tratamientos individuales que se adaptan a la situación particular del paciente y mucho más...

Esperamos verle en IDS 2023

Un cordial saludo,

Peter Brehm



«Colaboración, innovación y eficiencia son los valores corporativos de bredent group.»



Peter Brehm


Fundador y propietario de bredent group

bredent group

bredent medical ofrece tratamientos que evitan el aumento óseo en el ámbito de la implantología (sistemas de implantes SKY) y la fotodinámica antimicrobiana (HELBO). La empresa es pionera en el campo de la restauración inmediata implantosoportada por medio del tratamiento con implantes SKY fast & fixed, entre otros.

Desde hace más de 15 años, nuestro implante de arco completo ofrece ventajas insuperables a su equipo.

- Avance por el carril de adelantamiento con el tratamiento SKY fast & fixed
- Logre una tasa de éxito del 98,9 % después de 10 años
- Déjese sorprender por los procesos estandarizados y consolidados de los flujos de trabajo digitales y analógicos
- Disfrute de nuestro servicio «Pole Position» y una colaboración de primera clase




Bone Growth Concept*

Estabilidad única, protección antibacteriana y una estética perfecta gracias a la geometría de cono invertido y la superficie microestructurada.

Crecimiento óseo y mucointegración

- **Cono invertido**
- más espacio para el hueso y el tejido blando
- **Microestructuración**
- se favorece el crecimiento óseo
- **Posicionamiento subcrestal**
- permite una integración completa





* científicamente probado.

Biologically Driven Concept

white
SKY & LUXOR 2

Desde hace más de 18 años, nuestro implante whiteSKY sin metales y de alta calidad biológica ha demostrado su eficacia científicamente y goza de éxito en su 2.ª generación ofreciendo nuevas posibilidades.



Superficie del implante especial para una óptima mucointegración y osteointegración. Certificación Clean Implant - Calidad fiable.


Dental Concept Systems (DCS) es una fresadora de alta precisión con características innovadoras y rendimiento industrial, dispone de herramientas y materiales propios desde composite, zirconio y titanio, hasta CoCr.

eAGLE eye WORKFLOW

Flujo de trabajo rápido y preciso para NEM y, como novedad, para coronas dobles y puentes de titanio.

- *Escaneo óptico de alta precisión a nivel táctil*
- *El sistema de rectificación de la fresadora paralela ofrece ventajas para los flujos de trabajo del sistema adaptados*
- *Programa de cursos para el flujo de trabajo digital o analógico*

Descubra las nuevas fresas paralelas optimizadas para las aleaciones con tratamiento térmico posterior CAD CAM con temple de Deatit.



Herramientas de fresado paralelas integradas en el flujo de trabajo eagle eye®



¡NUEVO!

SISTEMAS DCS PRO



DC1TM
— PRO —

DC1™ PRO establece nuevos estándares para el mecanizado de metales con un husillo más fuerte y una pinza de sujeción ascendente, y permite una inmersión profunda en las cavidades. El disipador de calor con purga de aire permite un mecanizado prácticamente independiente de la temperatura y garantiza unos resultados estables para las superestructuras de alta precisión. DC1™ PRO es un todoterreno para el mecanizado de todos los materiales.



Potencia del husillo



«Saliente largo»



Disipador térmico de refrigeración por aire



Eficiencia energética

DC7TM
— PRO —

El nuevo husillo de alto rendimiento con un sistema de refrigeración en seco de bajo consumo hace que DC7™ PRO ofrezca una mayor productividad con una potencia máxima de hasta 4000 vatios. Mediante la medición 3D con corrección automática de 5 ejes, el sistema alcanza una dinámica óptima que garantiza a todos los usuarios la máxima precisión gracias a los husillos roscados de la clase T5. Un sistema probado desde hace años en continuo desarrollo.



Husillo del motor 4000



Husillos roscados T5



Enfriamiento en seco del husillo



Medición 3D con corrección mediante 5 ejes



bredent

bredent, como desarrollador de numerosas soluciones innovadoras para protésicos dentales - tales como: ataches, sistemas de revestimiento, adhesivos, sistema Print & Cast y herramientas - es ciertamente una parte integrante de los procedimientos habituales en odontología.

IDS 2023 PRODUCTOS DESTACADOS DE LA FERIA

visio.lign

Sistema estético y funcional



EL SUPERHÉROE

visio.lign shield

Brillo y protección

El nuevo barniz brillante **visio.lign shield** para composite, PMMA y BioHPP proporciona un brillo y una protección óptimos a la superficie. Una superficie acabada con barniz brillante **visio.lign shield** crea una pantalla protectora, es resistente a la decoloración, la placa y la abrasión. Precisamente en superficies de difícil acceso, como la zona interdental, se consigue un resultado óptimo, ya que **visio.lign shield** está disponible en dos grados de viscosidad (líquida «LV» y densa «HV») para ofrecer la máxima flexibilidad a todos los usuarios.

visio.lign color

Color y protección

visio.lign color son pinturas fotopolimerizables de composite que permiten crear fácilmente efectos de color en la superficie de un revestimiento. Con los productos **visio.lign color** Body A - D y Body Bleach puede adaptarse la intensidad cromática de forma óptima a un revestimiento. También se dispone de las masillas **visio.lign color** para la caracterización eficiente de las superficies. Las pinturas **visio.lign color** convencer por su estabilidad cromática y son resistentes a la decoloración, la placa y la abrasión.

IDS 2023 PRODUCTOS DESTACADOS DE LA FERIA

modern art

by Andrea Foschi

¡NUEVO!





Estética eficiente

crea.lign HT

-high translucent

crea.lign HT son composites altamente translúcidos y cromáticos que aportan profundidad al cuerpo dental y permiten una transición natural de la dentina al área de esmalte.

crea.lign HT está disponibles en tres variantes: HT1, HT2 y HT3.



crea.lign OD

-Opaque Dentin

crea.lign Opaque Dentin aportan intensidad cromática y un efecto de profundidad en los revestimientos de composite con espesores de pared reducidos. Con los composites OD A a OD D y OD bleach, se cubren los colores más habituales para lograr brillo y fidelidad del color en espacios muy reducidos.

bredent group

BioniCut^{ACE} Snap

La prueba perfecta para el paciente, tanto como guía férula de cicatrización como a modo de prótesis definitiva extraíble con un plus de estética, fisiología y la terapia funcional.

Con nuestra férula terapéutica-funcional, en 24 horas el paciente podrá incluso comer.

- Sin monómeros residuales
- Semiflexible / «efecto memoria»
función Snap
- Tiempo de uso ilimitado



uni.lign base

La resina para prótesis **uni.lign** de eficacia probada ahora también está disponible como pieza bruta para el procesamiento digital con todas las ventajas ampliamente conocidas:

- PMMA
- Resistente a la placa y de color estable
- Resistente a la rotura y fisiológico
- Biocompatible
- Efecto de color natural
- Los colores más populares del mercado



Prefabricado
y, por lo tanto, compacto,
preciso, rápido y económico.
A medida para el
paciente, y
con ello versátil
y eficaz.



RevoCone[®]

El puente extraíble para todas las situaciones

El novedoso y revolucionario sistema de corona doble para todos los sistemas de implantes garantiza una gran comodidad, incluso cuando hay cambios en el estado de salud y el estilo de vida.

Indicaciones:

Prótesis completa, adición de aditamentos y restauración inmediata

- Fabricación mediante prefabricados para todos los sistemas de implantes
- Recuperación sencilla de la fricción gracias a los diferentes insertos
- Ahorro de tiempo en la fabricación gracias a la tecnología CAD/CAM
- Sin efecto de pinzado del cono esto facilita la separación del puente
- Gran valor estático con aplicación de fuerza vertical y horizontal

Este sistema con visión de futuro y seguro ofrece todas las opciones para el paciente, el odontólogo y el laboratorio.





copaSKY®

La solución de implante para TODAS las situaciones. Consolidación perfecta con Bone Growth Concept.

visio.lign®

¡Resultados indistinguibles del natural!



bond.lign®

LOS PROFESIONALES
¡Para una adhesión segura!



LA MEJOR SOLUCIÓN DENTAL

Eisenhammer® DC Titanio grado 4/5

Aleaciones de titanio para aplicaciones básicas y restauraciones de gran tamaño



Nuestra misión:
máximo un metal en la boca

DC1®

¡Ventaja tecnológica en la moderna gama compacta!



DCS Turquoise Line

Herramientas optimizadas específicas para el mecanizado del titanio

RevoCone®

El puente extraíble para todo tipo de situaciones.



Adhesivo DTK

Endurecimiento inigualable, mediante dos componentes establece estándares en el pegado de metal a metal, optimizado para aditamentos híbridos.



ORENSIVA ONLINE 2023

Bienvenido a la nueva página web del grupo breident®


La nueva página de inicio www.breident-group.com se presenta con una estructura clara e informativa. Desde aquí puede acceder a las páginas de inicio de breident medical, DCS y breident. Acceda directamente a la breident Academy: podrá ver y descargar catálogos, eventos, fechas y novedades de breident group con un solo clic. Disfrute del flujo de trabajo clásico y digital. Visualice la información de forma personalizada en cualquier terminal.



Abierto a ininterrumpidamente: nuestra feria virtual

Descubra en una nueva dimensión nuestras novedades, y presentaciones técnicas y establezca un diálogo con breident group. Acceda a nuestro pabellón ferial siempre que lo desee y desde donde quiera.

En los stands de la feria 3D le mostraremos la competencia de los productos y procesos de breident group. Regístrese en www.breident-group.com y de inmediato será nuestro invitado. La entrada es gratuita. ¡Esperamos verle allí!



Scan
me!

LA SALUD COMIENZA EN LA BOCA

wissensforum-mundgesundheits.de

Como organización sin ánimo de lucro, el Wissensforum-Mundgesundheits tiene como objetivo proporcionar más conocimientos a los profesionales y a los no profesionales para que puedan tomar la mejor decisión individual en favor de la salud bucodental y dental.

Para ello, colaboramos con los responsables de la seguridad social, las asociaciones profesionales y las instituciones de formación sanitaria. Todos los colaboradores son voluntarios. No existe ningún interés comercial, toda la información es de acceso libre.

El Wissensforum está formado por una red de expertos en salud bucodental. Participan científicos, profesores universitarios, odontólogos, médicos, enfermeros, protésicos dentales, psicólogos y nutricionistas.



WiFoAZM encarga periódicamente estudios y los financia por sus propios medios.

WiFoAZM también patrocina y publica otros proyectos de investigación que no se han puesto en marcha ni encargados por WiFoAZM.

«Nuestro objetivo principal
es informar sobre
las relaciones entre la salud bucodental
y las enfermedades del
cuerpo humano».

Los pacientes y los profesionales se benefician del trabajo de esta red. La página de inicio proporciona información, estudios y folletos para su descarga.


breident group



Realice sus pedidos cómodamente por correo electrónico
o por teléfono:

CSCInternational@bredent.com

+49 (0) 7309 / 872 - 440



Visite nuestra nueva página web:
www.bredent-group.com



bredent group



Subject to errors and changes.

00911010E - 20230210