

# BioniCut Snap



Gouttières fonctionnelles, fraisées et esthétiques selon la technique Snap-On

# BioniCut Snap

---



.....

**Les dentistes** et les **patients**  
sont enthousiastes : **bonne**  
**assise, ménage les dents,**  
**discret** et **esthétique.**

.....




**Conçue pour une application esthétique et physiologique des :**

- ▶ Gouttières de cicatrisation avec thérapie fonctionnelle.
- ▶ Gouttières mandibulaires opposées en cas de soins immédiats.
- ▶ Endoprothèses définitives amovibles.

**Meilleures propriétés « snap »**

L'excellente force de rappel de BioniCut Snap éclipse complètement les autres matériaux.

Même le PEEK ou le PAEK sont incapables d'atteindre ces valeurs et ce confort, car ces matériaux sont moins élastiques.




## **L'essai parfait pour le patient !**

Notre gouttière thérapeutique fonctionnelle de 24 heures  
permet au patient de manger et profiter  
**sans problème de son nouveau quotidien.**

# BioniCut Snap

## Prothèses à crochets

Métal



Aspect gênant et abrasif,  
**stress pour la substance  
dentaire dure**

Matériau bionique



Aspect plus discret et  
**ménage les dents**

## Gouttière Snap-On

**BioniCut Snap** offre une **assise ferme et durable**, ainsi qu'un **risque zéro de rupture**, y compris pendant la mastication.

**Pas de préparation ou d'enlèvement** de la **substance dentaire dure** nécessaire.

AVANT



APRÈS



# BioniCut Snap

---

Parfaitement **usinable à l'eau** ou **à sec**,  
**peu de travaux de finition** avec  
le **breCAM.cutter TP Orange Line** \*.

\* Nous recommandons le traitement à l'eau afin d'éviter  
une surchauffe du matériau.

Notre **matériau** est si **robuste**, qu'il est possible de **fraisier des évidements** pour **une meilleure occlusion**.



© Photos: Maxi Grüttner

## La solution CFAO pour:

- ▶ Gouttières de teinte dentaire, extrêmement fines et pratiquement invisibles (technique Snap-On/Beauty & Bite Rail).
- ▶ Gouttières thérapeutiques fonctionnelles 24 h/24 permettant au patient de manger (!).
- ▶ Prothèses à crochets conservatrices et discrètes.
- ▶ Bases de coulée de modèles télescopiques et d'attachements.
- ▶ Prothèses à crochets provisoires amovibles pour la phase de cicatrisation des implants.
- ▶ Pas de limitation de la durée d'utilisation.

# BioniCut Snap



**Bio Dentaplast** .....

Profitez de  
**20 ans**  
**d'expérience**  
dans la technique  
de presse analogique  
des polymères ...



Le matériau « **Bio Dentaplast** » du système Thermopress, qui a fait ses preuves depuis des décennies, est désormais disponible non seulement en tant que fraisage à blanc, mais également avec des **propriétés améliorées**.




## ... ► BioniCut Snap

... avec les

**avantages**

de la technologie  
CFAO moderne.



Grâce à un procédé de production des blancs BioniCut Snap spécialement développé à cet effet, brendent a pu faire passer les propriétés mécaniques des résultats CFAO au-dessus du niveau des procédés de pressage analogique habituellement avantageux.



# BioniCut Snap

## L'effet caméléon

Esthétique fascinante



- ▶ Effet caméléon surprenant pour un excellent ajustement visuel.
- ▶ Équilibre parfait entre la translucidité et la coloration des dents naturelles.
- ▶ Vitalité naturelle et absence de grisonnement en bouche.
- ▶ Excellente correspondance des couleurs dans le système de couleurs A-D classique.

# Esthétique et fonctionnalité –


Confortable grâce à la technologie Snap

En raison de l'uniformité des matériaux, les propriétés du Bio Dentaplast, développé pour le système Thermopress, sont absolument comparables :

## Propriétés selon la norme DIN EN ISO 20795-1

Résistance à la flexion	80 MPa
E-Modul	2200 MPa
Allongement [%]	> 10 %

100 % de résilience (effet mémoire) par rapport aux matériaux PEEK/PEAK.



A1

A2

A3



et des couleurs plus vives



et des couleurs plus intenses

Pour d'autres adaptations de couleurs et personnalisations, nous recommandons **visio.lign color**.

# SINIAAD Bionicut



Bionicut <sup>ACE</sup> Snap en 98,4		
Teinte	Hauteur	REF
A1	20 mm (avec palier)	54003680
A1	25 mm (avec palier)	54003685
A2	20 mm (avec palier)	54003700
A2	25 mm (avec palier)	54003705
A3	20 mm (avec palier)	54003690
A3	25 mm (avec palier)	54003695

Bionicut <sup>ACE</sup> Snap pour Zirkozahn		
Teinte	Hauteur	REF
A1	20 mm	54003710
A1	25 mm	54003715
A2	20 mm	54003720
A2	25 mm	54003725
A3	20 mm	54003730
A3	25 mm	54003735



Le cutter adapté pour des résultats rapides et précis :  
le « breCAM Cutter TP » à un seul tranchant de bredent  
ou « Orange Line » de Dental Concept Systems.  
Excellents résultats dans l'usinage à sec ou à l'eau.

Mistake and subject to change reserved

00910890F-20230202



DENTAL INNOVATIONS  
SINCE 1974

bredent  
group