






copaSKY Try-ins

 (DE) Die Try-in Dateien sind zur Herstellung im zahntechnischen Labor bestimmt um die Auswahl passender Abutments auf dem Modell zu Erleichtern. **Dateiname entspricht REF** (Bestellnummer) **der Abutments und ist auf dem Griff des Try-in dargestellt.** copaSKY Try-ins entsprechen den folgenden Bauteilen:  (EN) The try-in files are intended for fabrication in the dental laboratory to facilitate the selection of suitable abutments on the model. **The file name corresponds to the REF** (order number) **of the abutments and is shown on the on the handle of the try-in.** copaSKY try-ins correspond to the following components:  (FR) Les fichiers Try-in sont destinés à être fabriqués au laboratoire dentaire pour faciliter le choix des piliers adaptés au modèle. **Le nom du fichier correspond au REF** (numéro de commande) **des piliers**

et est représenté sur la poignée du try-in. Les try-in copaSKY correspondent aux composants suivants :  (IT) I file di prova sono destinati alla fabbricazione nel laboratorio odontotecnico per facilitare la selezione degli abutment adatti sul modello. **Il nome del file corrisponde al REF** (numero d'ordine) **dell'abutment ed è riportato sull'impugnatura del try-in.** I try-in copaSKY corrispondono ai seguenti componenti:  (ES) Las limas de prueba están destinadas a la fabricación en el laboratorio dental para facilitar la selección de pilares adecuados en el modelo. **El nombre del archivo corresponde al REF** (número de pedido) **del pilar y figura en el asa del try-in.** Los try-ins copaSKY corresponden a los siguientes componentes:



// copaSKY uni.cone



COPAUC01



COPAUC02



COPAUC04



COPUC172



COPUC173



COPUC352



COPUC353



COPUC252



COPUC253

// copaSKY Titanabutments



COPAP000



COPAP015



COPAP016



COPAP025



COPAP026

// Dockloc®-Abutments



COPDL010



COPDL020



COPDL030



COPDL040



COPDL060



COPDL182



COPDL184



COPDL185