

SKY pro guide



ПРОСТО

НАДЕЖНО


БЫСТРО

Высокоточная имплантация по хирургическому 3D-шаблону — одна втулка для всех инструментов.

SKY pro guide

2

Откройте для себя прецизионность имплантологии по хирургическому 3D-шаблону



SKY pro guide surgical tray
(укомплектованный)

REF SKYPROGST1


Инструменты для всех имплантатов SKY \varnothing 3,5, \varnothing 4,0 и \varnothing 4,5.



SKY guided fixation pin
 \varnothing 1.35 mm L 27mm
REF GFPL27D135





SKY guided fixation pin sleeve
 \varnothing 1.35 mm L 6mm
REF GFSL06D135



Фиксирующие штифты обеспечивают надежную фиксацию шаблона для сверления.

Принцип действия

Максимальная безопасность после достижения необходимой глубины сверления и в случае ангуляции имплантатов благодаря высокоточной направляющей втулке сверла.



Описание



Удобно: в нижней части лотка находятся динамометрический ключ и имплантоводы.



Одна система для всех имплантатов SKY Ø 3,5 – 4,5 мм. Кроме того, есть возможность сверлить (в том числе по шаблону) отдельные отверстия малого и большого диаметра, например, пилотные отверстия.

Пример: bSKY4514



SKY pro guide

Обзор компонентов



Пилотные сверла SKY, управляемые



PCDXLXD35n PCDXLXD400 PCDXLXD450

Твист-сверла SKY, управляемые



TDXL52D225 TDXL08D225 TDXL10D225 TDXL12D225 TDXL14D225 TDXL16D225

Финишные сверла SKY, управляемые — для твердой костной ткани D1



colour code

3.5 N 3.5
4.0
4.5

	L 5.2 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm	L 16 mm
FD1L52D350	FD1L08D350	FD1L10D350	FD1L12D350	FD1L14D350	FD1L16D350	
FD1L52D400	FD1L08D400	FD1L10D400	FD1L12D400	FD1L14D400	FD1L16D400	
FD1L52D450	FD1L08D450	FD1L10D450	FD1L12D450	FD1L14D450	—	

Финишные сверла SKY, управляемые — для мягкой или умеренно твердой костной ткани D2, D3, D4



colour code

3.5 N 3.5
4.0
4.5

	L 5.2 mm	L 8 mm	L 10 mm	L 12 mm	L 14 mm	L 16 mm
FD2L52D350	FD2L08D350	FD2L10D350	FD2L12D350	FD2L14D350	FD2L16D350	
FD2L52D400	FD2L08D400	FD2L10D400	FD2L12D400	FD2L14D400	FD2L16D400	
FD2L52D450	FD2L08D450	FD2L10D450	FD2L12D450	FD2L14D450	—	

Расширители костной ткани SKY, управляемые



CRDXLXD35n CRDXLXD350 CRDXLXD400 CRDXLXD450

Имплантоводы сораSKY, управляемые



COPMLXD475 COPMLXDSET COPAIMSM163

Имплантоводы SKY, управляемые



SKYMLXD475 SKYMLXDSET SKY-DS04

Инструменты для введения имплантата



SKY-WTK1 SKY-WTK6 SKY-STK1 COPACTK6

Зубопротезные ключи




SKYC-WM6 SKY-SD22 SKY-SD28

Втулки для сверла – pro guide



GDSL06D475 GDSL06D47510

Лоток для хирургического набора SKY pro guide



неукомплектованный SKYPROGST0

укомплектованный SKYPROGST1

Динамометрический ключ SKY Torque Wrench Pro



SKYTWPRO SKYTWCON

Втулка для фиксирующего штифта



GFSL06D135 GFSL06D13510

Твист-сверло для фиксирующего штифта, управляемое



Фиксирующий штифт



GFPL27D135 GFPL27D1354

Основанием для заказа являются Общие коммерческие условия breident medical GmbH & Co. KG <https://www.breident-implants.com/en/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb/>
Изображения не соответствуют масштабу. Все цены указаны в евро без учета НДС, а также стоимости доставки, если таковая требуется.

0091039RU-20200714 Компания оставляет за собой право на о

