


JUST PRINT IT.
01 ■ DENTAL CAST



brePRINT



bredent
group

AJUSTE PERFECTO

03 ■ DENTAL CAST



Despídase de los residuos resultantes de la combustión. **03 Dental Cast** de la gama bre-PRINT es la solución fiable en el laboratorio para evitar residuos durante la combustión y, además, consigue un ajuste perfecto. Gracias a la fácil aplicación de **Cast Resin** de la gama brePRINT se consigue reducir considerablemente el trabajo en el laboratorio. Otra gran ventaja es la mínima contracción de este material.



¡ESCANÉAME!

■ Propiedades



Gran precisión



Superficie lisa



Combustión sin residuos



Superficie autoaislante



Contracción leve

■ Indicaciones

- Construcciones con esqueléticos
- Cerámica prensada
- Coronas
- Puentes
- Inlays
- Onlays

■ Colores

PURPLE

■ REF

52000360

■ Contenido

1000 g

00911670E-20240201
Salvo error y modificaciones



DENTAL INNOVATIONS
SINCE 1974

bre^{dent} group