



Max 2

Progettato per prestazioni
ECCEZIONALI.

ASIGA

Distributed by

bredent
group

Scoprite Max 2



asiga.com



Piccole dimensioni, grandi funzioni

L'affermato e collaudato apparecchio Max 2 garantisce costanza e ripetibilità dei risultati nei processi di stampa per i clienti più esigenti.

Volume di stampa xyz	119 x 67 x 76 mm
Grandezza dei pixel	62 µm
Tecnologia	Proiettore DLP con tecnologia integrata SPST SM di Asiga e sensore di alimentazione a LED con calibrazione automatica
Lunghezza d'onda del LED	LED UV industriale da 385 nm
Libertà di scelta del materiale	Utilizzo illimitato e senza restrizioni di oltre 500 tipi di materiali, leader nel settore
Funzioni intelligenti	Interfaccia utente intuitiva, calibrazione 60 secondi, cambio rapido del materiale
Software	Software Asiga Composer. Contiene aggiornamenti illimitati
Formato file supportati	STL, SLC, PLY, STM (formato file Asiga Stomp)
Capacità di rete	WLAN, WirelessDirect, cavo Ethernet
Potenza	100-240 VAC / 500 Watt
Dimensioni del sistema	260 x 385 x 370 mm Peso 19 kg 10.2 x 15.2 x 14.5 pollici Peso 42.6 libbre
Garanzia	12 mesi di garanzia del produttore
Supporto tecnico	Supporto tecnico illimitato a vita, incluso
Contenuto della confezione	Software Asiga Composer, spatola per miscelazione, kit di strumenti per la calibrazione

ASIGA

Distributed by

bredent

Progettato e prodotto in Australia.
Copyright © Asiga Pty Ltd. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Asiga e il logo Asiga sono marchi registrati.



009120901-20240726