

SKY pro guide




EINFACH

SICHER

SCHNELL

Geführt und hochpräzise mit nur einer Hülse.

Ihr Einstieg in die Präzision der geführten Implantologie



SKY pro guide surgical tray (bestückt)

REF SKYPROGST1


Instrumente für alle SKY Implantate
mit Ø 3.5, Ø 4.0 und Ø 4.5.



SKY guided fixation pin
Ø 1.35 mm L 27mm
REF GFPL27D135





SKY guided fixation pin sleeve
Ø 1.35 mm L 6mm
REF GFSL06D135



Die Fixationspins ermöglichen eine
sichere Fixierung der Bohrschablone.

Funktionsprinzip

Maximale Sicherheit beim Erzielen der Bohrtiefe und Angulation durch Führung der Bohrer durch die hochpräzise Bohrhülse.



Funktionsbeschreibung




Praktisch: Im unteren Teil des Trays befinden sich Ratsche sowie Tools für das Eindrehen der Implantate.



Ein System für alle SKY Implantate von Ø 3.5 -4.5 mm. Zusätzlich können für kleinere bzw. größere Durchmesser einzelne Bohrungen wie Pilotbohrung auch geführt realisiert werden.

Fallbeispiel: bSKY4514



SKY Pilotbohrer, geführt



PCDXLXD35n

PCDXLXD400

PCDXLXD450

SKY Twistdrill, geführt



TDXL52D225

TDXL08D225

TDXL10D225

TDXL12D225

TDXL14D225

TDXL16D225

SKY Finalbohrer, geführt – harter Knochen D1



colour code



L 5.2 mm

FD1L52D350
FD1L52D400
FD1L52D450

L 8 mm

FD1L08D350
FD1L08D400
FD1L08D450

L 10 mm

FD1L10D350
FD1L10D400
FD1L10D450

L 12 mm

FD1L12D350
FD1L12D400
FD1L12D450

L 14 mm

FD1L14D350
FD1L14D400
FD1L14D450

L 16 mm

FD1L16D350
FD1L16D400
—

SKY Finalbohrer, geführt – mittelharter / weicher Knochen D2, D3, D4



colour code



L 5.2 mm

FD2L52D350
FD2L52D400
FD2L52D450

L 8 mm

FD2L08D350
FD2L08D400
FD2L08D450

L 10 mm

FD2L10D350
FD2L10D400
FD2L10D450

L 12 mm

FD2L12D350
FD2L12D400
FD2L12D450

L 14 mm

FD2L14D350
FD2L14D400
FD2L14D450

L 16 mm

FD2L16D350
FD2L16D400
—

SKY Crestalbohrer, geführt



CRDXLXD35n

CRDXLXD350

CRDXLXD400

CRDXLXD450

Implantateindreher, geführt – copaSKY



COPMLXD475

COPMLXDSET

COPAIMSM163

Implantateindreher, geführt – SKY



SKYMLXD475

SKYMLXDSET

SKY-DS04

Implantat-Eindrehwerkzeuge



SKY-WTK1

SKY-WTK6

SKY-STK1

COPACTK6

Prothetikschlüssel



SKYC-WM6

SKY-SD22

SKY-SD28

Bohrhülse – pro guide



GDLS06D475

GDLS06D47510

SKY pro guide – OP-Tray



unbestückt
SKYPROGST0

bestückt
SKYPROGST1

SKY Torque Wrench Pro



SKYTWP1

SKYTWC01

Hülse für Fixationspin



GFSL06D135

GFSL06D13510

Twistdrill für Fixationspin, geführt



SKYDT13L

Fixationspin



GFPL27D135

GFPL27D1354

