

SKY pro guide




SENCILLO

SEGURO

RÁPIDO

Guiado y gran precisión únicamente con una vaina

Iníciase en el mundo de gran precisión de la implantología guiada



**SKY pro guide surgical tray
(con juego de instrumental)**

REF SKYPROGST1


Instrumental para todos los implantes
SKY con Ø 3.5, Ø 4.0 y Ø 4.5.



SKY guided fixation pin
Ø 1.35 mm L 27mm
REF GFPL27D135





SKY guided fixation pin sleeve
Ø 1.35 mm L 6mm
REF GFSL06D135



Los pines de fijación proporcionan una fijación segura de la plantilla de perforación.

Principio de funcionamiento

Seguridad máxima para alcanzar la profundidad de perforación y la angulación gracias al guiado de las fresas por medio de la vaina de perforación de gran precisión.



Descripción del funcionamiento



Detalle práctico: En la parte inferior de la bandeja se encuentra la carraca y las herramientas para enroscar los implantes.



Un único sistema para todos los implantes SKY de Ø 3.5 - 4.5 mm. Asimismo es posible realizar perforaciones guiadas específicas en el caso de diámetros inferiores o superiores, tales como perforaciones piloto.

Estudio de caso: bSKY4514



SKY pro guide

Listado de componentes

SKY
PRO GUIDE

SKY Fresas piloto, guiadas



PCDXLXD35n

PCDXLXD400

PCDXLXD450

SKY Twistdrills, guiadas



TDXL52D225

TDXL08D225

TDXL10D225

TDXL12D225

TDXL14D225

TDXL16D225

SKY Fresas finales, guiadas – hueso duro D1



colour code

3.5 N 3.5
4.0
4.5

L 5.2 mm

FD1L52D350
FD1L52D400
FD1L52D450

L 8 mm

FD1L08D350
FD1L08D400
FD1L08D450

L 10 mm

FD1L10D350
FD1L10D400
FD1L10D450

L 12 mm

FD1L12D350
FD1L12D400
FD1L12D450

L 14 mm

FD1L14D350
FD1L14D400
FD1L14D450

L 16 mm

FD1L16D350
FD1L16D400
—

SKY Fresas finales, guiadas – hueso semiduro / blando D2, D3, D4



colour code

3.5 N 3.5
4.0
4.5

L 5.2 mm

FD2L52D350
FD2L52D400
FD2L52D450

L 8 mm

FD2L08D350
FD2L08D400
FD2L08D450

L 10 mm

FD2L10D350
FD2L10D400
FD2L10D450

L 12 mm

FD2L12D350
FD2L12D400
FD2L12D450

L 14 mm

FD2L14D350
FD2L14D400
FD2L14D450

L 16 mm

FD2L16D350
FD2L16D400
—

SKY Fresas crestaes, guiadas



CRDXLXD35n

CRDXLXD350

CRDXLXD400

CRDXLXD450

Atornilladores de implantes, guiados – copaSKY



COPMLXD475

COPMLXDSET

COPAIMSM163

Atornilladores de implantes, guiados – SKY



SKYMLXD475

SKYMLXDSET

SKY-DS04

Herramientas para atornillar implantes



SKY-WTK1

SKY-WTK6

SKY-STK1

COPACTK6

Llaves protésicas



SKYC-WM6

SKY-SD22

Vainas de perforación – pro guide



GDSL06D475

GDSL06D47510

SKY pro guide – Bandeja quirúrgica



sin instrumental
SKYPROGST0

con juego de
instrumental
SKYPROGST1

SKY Torque Wrench Pro – Llave dinamométrica



SKYTWP1

SKYTWC01

Twistdrill para el pin de fijación, guiada



SKYDT13L

Vaina para el pin de fijación



GFSL06D135

GFSL06D13510

Pin de fijación



GFPL27D135

GFPL27D1354

00910390E-20200714 Salvo error y modificaciones



50 years of bredent

bredent
medical

bredent
group