


JUST PRINT IT.  
**03 ■ DENTAL CAST**



# AJUSTE PERFECTO

## 03 ■ DENTAL CAST



Despídase de los residuos resultantes de la combustión. **03 Dental Cast** de la gama bre-PRINT es la solución fiable en el laboratorio para evitar residuos durante la combustión y, además, consigue un ajuste perfecto. Gracias a la fácil aplicación de **Cast Resin** de la gama brePRINT se consigue reducir considerablemente el trabajo en el laboratorio. Otra gran ventaja es la mínima contracción de este material.



Escanee el código QR para ver los parámetros de impresión correctos.

### ■ Propiedades



Precisión +



Superficie  
lisa



Combustión  
sin residuos



Superficie  
autoaislante



Contracción  
leve

### ■ Indicaciones

- Construcciones con esqueléticos
- Cerámica prensada
- Coronas
- Puentes
- Inlays
- Onlays

### ■ Colores

PURPLE

### ■ REF

■ 52000360

### ■ Contenido

1000 g

00911670E-20251212  
Salvo error y modificaciones



bredent

bredent  
group