


JUST PRINT IT.
03 ■ DENTAL CAST



brePRINT



brePRINT

3D Printing
Resin | DLP


03 ■
DENTAL
CAST

NICHT DIFKTEB
SAND AUSTELEN

bredent
group

ПОЛНОЕ ВЫЖИГАНИЕ

03 ■ DENTAL CAST



Забудьте о проблемах при выжигании. **03 Dental Cast** из серии brePRINT – это ваш самый надежный лабораторный партнер для выжигания без остатков и идеальной точности посадки. Благодаря простоте обращения со смолой Cast Resin серии brePRINT процесс работы в вашей лаборатории значительно упрощается и ускоряется. Кроме того, материал имеет малую усадку.



Отсканируйте QR-код для настройки правильных параметров печати.

■ Характеристики



Точность +



Гладкая
поверхность



Выжигание без
остатков



Самоизолирующая
поверхность



Низкая
усадка

■ Показания

- Модели конструкций для литья
- Для прессования прескерамики
- Коронки
- Мостовидных конструкций
- Вкладыши
- Накладки

■ Цвета

ФИОЛЕТОВЫЙ

■ REF

■ 52000360

■ Содержимое

1000 g

0091 167RU-20251212
Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений



bre
dent

bre
dent