



visio.lign

El sistema estético y funcional

Luting SYSTEM

El Luting SYSTEM: su solución inteligente para la máxima eficiencia en el laboratorio



design natural beauty

digital.connect | digital.bond

Con el sistema de fijación Luting SYSTEM, compuesto por digital.connect y digital.bond, se ha desarrollado un sistema de fijación de dos componentes, especialmente diseñado para la unión a largo plazo y segura de dientes protésicos prefabricados o fabricados con CAD/CAM o segmentos dentales con la base protésica.

powered by
visio.lign

Una conexión sólida: resumen de las ventajas:

- **Unión adhesiva fiable**
Permite una unión estable y duradera entre los materiales dentales de PMMA (p. ej. breCAM.multiCOM⁺, neo.lign) y la base (p. ej. breCAM.base)
- **Aumento de la eficiencia gracias a la supresión de la polimerización clásica**
No es necesario utilizar la polimerización en caliente o en frío, lo que ahorra tiempo, energía y costes de material
- **Compatibilidad versátil con materiales modernos**
digital.connect y digital.bond son compatibles con materiales PMMA y compuestos comunes impresos y fresados, como breCAM.multiCOM⁺ y breCAM.base
- **Clínicamente probado**
Como producto sanitario certificado de clase IIa, el sistema cumple con altos requisitos de biocompatibilidad y seguridad del producto

Luting SYSTEM

Descubrir ahora. Conectar ahora.

digital.connect

En la técnica dental digital moderna, cada detalle cuenta, especialmente cuando se trata de adhesión. **digital.connect** es la imprimación especial fotopolimerizable para una **unión estable y duradera** entre **bases de PMMA y dientes protésicos**.

Sus ventajas de un vistazo:

- Capa de interfase reactiva:** para una adhesión segura en prótesis digitales
- Fotopolimerización:** para un endurecimiento rápido, sencillo y controlado
- Eficiente: botella de vidrio de 10 ml** para múltiples aplicaciones



digital.bond

Con **digital.bond** podrá **colocar los dientes protésicos en la cavidad con precisión y sin huecos**, de forma rápida, limpia y sin dañar el material.

Sus ventajas de un vistazo:

- Adhesión segura:** entre bases de PMMA (p. ej. breCAM.base) y dientes protésicos
- Adaptación universal del color:** color rosa, perfectamente adaptado a uni.lign PC 20, pero también discretamente compatible con otros colores de prótesis
- Procesamiento limpio:** gracias al práctico cartucho doble para mezcla de 8 g
- Eficiente:** un cartucho es suficiente para aprox. 5 prótesis
- Ahorro de tiempo:** endurecimiento dual: autopolimerizable y fotopolimerizable



Luting SYSTEM

digital.connect y digital.bond también se ofrecen en juego



Su conexión comienza aquí: información de pedidos de un vistazo

REF	Descripción
VLDDLSET	Luting SYSTEM (contenido: 1 x digital.connect, botella de vidrio de 10 ml 1 x digital.bond, cartucho doble de 8 g 1 émbolo, negro 5 cánulas de mezcla, tamaño 2)

El juego se suministra en un estuche con caja deslizante.

REF	Descripción
VLDDCONN	digital.connect , 10 ml
VLddbOND	digital.bond , 8 g (contenido: 1 émbolo negro, 5 cánulas de mezcla tamaño 2)

Ambos productos se pueden pedir embalados individualmente en una caja plegable.



00912460E-20250808
Salvo error y modificaciones

bre^{dent}

bre^{dent} group