

novo.lign

Verblendschalen








Designauswahl



veneer natural beauty

powered by
visio.lign

OK anterior

C43	 43,6	 8,3 12,8	 6,3 11,3	 6,9 11,9
A44	 44,4	 8,3 11,9	 6,1 9,2	 7,8 10,3
F44	 44,6	 8,4 12,8	 6,2 11,8	 7,7 13,7
I45	 44,8	 8,2 13,1	 6,6 11,6	 7,2 14,0
H46	 45,8	 8,5 12,4	 6,6 11,0	 7,8 13,1
S46	 46,0	 8,7 12,5	 6,4 10,7	 7,8 12,7

OK anterior




Abbildungen 1:1, Maßangaben in mm

Verblendschalen in cervikalem und zentralem Bereich 1 mm stark


Geringe Abweichungen im Zehntelmillimeterbereich vorbehalten

UK anterior

T35



D38



D41



FARBEN UND FORMEN "VIELFALT MIT SYSTEM"

novo.lign A

Anterior / Frontzähne



buccale Wandstärke
1,0 mm

- 12 Oberkiefer Formen
- 3 Unterkiefer Formen

novo.lign P

Posterior / Seitenzähne

G-Formen



buccale Wandstärke
1,2 mm

- multifunktionales Kauflächendesign für sämtliche Okklusionskonzepte

L-Formen



buccale Wandstärke
1,0 mm

- lingualisiertes Kauflächendesign für die Totalprothetik

W-Formen



buccale Wandstärke
0,8 mm

- multifunktionales Kauflächendesign für sämtliche Okklusionskonzepte
- „extra“ breite zahnanatomische Form, besonders empfohlen zur Verblendung von Kronen und Brücken

Erhältlich in den Größen



Erhältlich in den Größen



Erhältlich in den Größen



BL3

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3


C4

D2

D3

D4

OK/UK posterior



Abbildungen 1:1, Maßangaben in mm

Verblendschalen in cervikalem und zentralem Bereich 1 mm stark

Geringe Abweichungen im Zehntelmillimeterbereich vorbehalten

OK/UK posterior



OK/UK posterior



KOMBINATIONSTABELLEN novo.lign Verblendschalen

Anterior		Posterior OK / UK		
OK	UK	G-Form	W-Form	L-Form
C43	T35	G3	W3	L2
A44	T35	G3	W3	L2 / L3
F44	T35	G3	W3	L2 / L3
I45	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
H46	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	W4	L3
I47	D38	G3	W4	L3
D48	D38	G3 / G4	W4	L3
M48	D38	G3 / G4	W4 / W5	
D49	D38 / D41	G3 / G4	W4 / W5	
B51	D41	G4	W5	
K53	D41	G4	W5	

novo.lign Verblendschalen zu neo.lign Vollzähnen Posterior OK / UK

novo.lign W-Form	neo.lign L-Form
-	L1
W3	L2
W4	L3
W5	L4

novo.lign Designauswahl

Verblendschalen



veneer natural beauty



0002020D-20201216

Irrtum und Änderungen vorbehalten

breident

breident