

novo.lign

Carillas de revestimiento


Elección del diseño



veneer natural beauty

powered by
visio.lign

Maxilar superior

C43	 A3 breedent novo.lign A C43 43,6	 12,8 8,3	 11,3 6,3	 11,9 6,9
A44	 A3 breedent novo.lign A A44 44,4	 11,9 8,3	 9,2 6,1	 10,3 7,8
F44	 A3 breedent novo.lign A F44 44,6	 12,8 8,4	 11,8 6,2	 13,7 7,7
I45	 A3 breedent novo.lign A I45 44,8	 13,1 8,2	 11,6 6,6	 14,0 7,2
H46	 A3 breedent novo.lign A H46 45,8	 12,4 8,5	 11,0 6,6	 13,1 7,8
S46	 A3 breedent novo.lign A S46 46,0	 12,5 8,7	 10,7 6,4	 12,7 7,8

Maxilar superior






I47				
D48				
M48				
D49				
B51				
K53				

Imagen 1:1, medida en mm

Grosor de la faceta en la zona cervical y zona central de 1 mm

Puede darse excepcionalmente una ligera desviación

en el ámbito de las décimas de milímetro

Mandibular anterior



COLORES Y FORMAS "VARIEDAD CON SISTEMA"

novo.lign A

Dientes anteriores



Grosor del tabique bucal 1,0 mm

- 12 Formas de maxilar superior
- 3 Formas de maxilar inferior

novo.lign P

Dientes posteriores

Formas G



Grosor del tabique bucal 1,2 mm

- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión

Formas L



Grosor del tabique bucal 1,0 mm

- Diseño lingualizado de las superficies masticatorias, para prótesis totales

Formas W



Grosor del tabique bucal 0,8 mm

- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias para todos los conceptos de oclusión
- Forma anatómica "extra" ancha, especialmente recomendada para revestir coronas y puentes.

Disponible en los siguientes tamaños



Disponible en los siguientes tamaños



Disponible en los siguientes tamaños



BL3

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4





D2

D3

D4

Maxilar/Mandibular posterior

L2



L3






Imagen 1:1, medida en mm

Grosor de la faceta en la zona cervical y zona central de 1 mm

Puede darse excepcionalmente una ligera desviación

en el ámbito de las décimas de milímetro

Maxilar/Mandibular posterior



Maxilar/Mandibular posterior



TABLA DE COMBINACIÓN Carillas para revestir novo.lign

Anteriores		Posteriores Maxilar/Mandibular		
Maxilar	Mandibular	Form G	Forma W	Forma L
C43	T35	G3	W3	L2
A44	T35	G3	W3	L2 / L3
F44	T35	G3	W3	L2 / L3
I45	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
H46	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	W4	L3
I47	D38	G3	W4	L3
D48	D38	G3 / G4	W4	L3
M48	D38	G3 / G4	W4 / W5	
D49	D38 / D41	G3 / G4	W4 / W5	
B51	D41	G4	W5	
K53	D41	G4	W5	

Carillas de revestimiento novo.lign para dientes completos neo.lign Posterior maxilar/mandíbula

novo.lign Forma W	neo.lign Forma L
-	L1
W3	L2
W4	L3
W5	L4

ново.lign – Elección del diseño

Carillas de revestimiento



veneer natural beauty



0002020E-20201216
Salvo error y modificaciones

bredent

bredent
group