

**novo.lign**

Facettes cosmétiques

# Sélection de formes facettes cosmétiques




veneer natural beauty

powered by  
**visio.lign**

---

## Maxillaire - dents antérieures

|     |                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C43 | <br>43,6   | <br>12,8<br>8,3   | <br>11,3<br>6,3   | <br>11,9<br>6,9   |
| A44 | <br>44,4   | <br>11,9<br>8,3   | <br>9,2<br>6,1    | <br>10,3<br>7,8   |
| F44 | <br>44,6  | <br>12,8<br>8,4  | <br>11,8<br>6,2  | <br>13,7<br>7,7  |
| I45 | <br>44,8 | <br>13,1<br>8,2 | <br>11,6<br>6,6 | <br>14,0<br>7,2 |
| H46 | <br>45,8 | <br>12,4<br>8,5 | <br>11,0<br>6,6 | <br>13,1<br>7,8 |
| S46 | <br>46,0 | <br>12,5<br>8,7 | <br>10,7<br>6,4 | <br>12,7<br>7,8 |

## Maxillaire - dents antérieures



Illustrations 1:1, dimensions en mm

Facette en zone cervicale et centrale, épaisseur 1 mm

Sous réserve de faibles écarts de l'ordre d'un dixième de millimètre

## Mandibule - dents antérieures



### DIVERSITÉ SYSTÉMATIQUE DES TEINTES ET FORMES

**novo.lign A**  
Dents antérieures



**Épaisseur de la paroi  
buccale 1,0 mm**

- 12 formes de Max.
- 3 formes de Mand.

**novo.lign P**  
Dents postérieures

**Formes G**



**Épaisseur de la paroi  
buccale 1,2 mm**

- Design multifonctionnel des surfaces masticatoires pour tous les concepts d'occlusion

**Formes L**



**Épaisseur de la paroi  
buccale 1,0 mm**

- Design lingualisé des surfaces masticatoires pour les prothèses complètes

**Formes W**



**Épaisseur de la paroi  
buccale 0,8 mm**

- Design multifonctionnel des surfaces masticatoires pour tous les concepts d'occlusion
- forme anatomique de la dent „extra“ large, particulièrement recommandée pour le revêtement de couronnes et bridges

Disponible dans les tailles



Disponible dans les tailles



Disponible dans les tailles



BL3

A1

A2

A3

A3,5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3


C4

D2

D3

D4

## Maxillaire / mandibule - dents postérieures



Illustrations 1:1, dimensions en mm

Facette en zone cervicale et centrale, épaisseur 1 mm

Sous réserve de faibles écarts de l'ordre d'un dixième de millimètre

## Maxillaire / mandibule - dents postérieures





## Maxillaire / mandibule - dents postérieures



### TABLEAUX DE COMBINAISON Facettes cosmétiques novo.lign

| Dents antérieures |           | Dents postérieures - max. / mand. |         |         |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|---------|
| MAX.              | MAND.     | Forme G                           | Forme W | Forme L |
| C43               | T35       | G3                                | W3      | L2      |
| A44               | T35       | G3                                | W3      | L2 / L3 |
| F44               | T35       | G3                                | W3      | L2 / L3 |
| I45               | T35       | G3                                | W3 / W4 | L2 / L3 |
| H46               | T35       | G3                                | W3 / W4 | L2 / L3 |
| S46               | T35 / D38 | G3                                | W4      | L3      |
| I47               | D38       | G3                                | W4      | L3      |
| D48               | D38       | G3 / G4                           | W4      | L3      |
| M48               | D38       | G3 / G4                           | W4 / W5 |         |
| D49               | D38 / D41 | G3 / G4                           | W4 / W5 |         |
| B51               | D41       | G4                                | W5      |         |
| K53               | D41       | G4                                | W5      |         |

### Facettes cosmétiques novo.lign avec les dents complètes neo.lign Postérieures MAX / MAND

| novo.lign<br>Forme W | neo.lign<br>Forme L |
|----------------------|---------------------|
| -                    | L1                  |
| W3                   | L2                  |
| W4                   | L3                  |
| W5                   | L4                  |
|                      |                     |
|                      |                     |
|                      |                     |
|                      |                     |

## **novo.lign – Sélection de formes facettes cosmétiques**

Facettes cosmétiques



veneer natural beauty



0002020F-20201216

Sous réserve d'erreurs et de modifications

bredent

bredent group