

novo.lign

Faccette estetiche

Design delle faccette estetiche



veneer natural beauty

powered by
visio.lign

Facette per frontali superiori



Faccette per frontali superiori



Immagini in scala 1:1, misure in mm

Lo spessore delle faccette estetiche nella zona cervicale e centrale è di 1 mm

Salvo differenze minime per un decimo di millimetro

Faccette per frontali inferiori



COLORI E FORME "VARIETÀ CON SISTEMA"

novolign A®

Faccette per frontali



Spessore parete vestibolare 1,0 mm

- 12 Forme per arcata superiore
- 3 Forme per arcata inferiore

novolign P

Faccette per diattorici

Forme G



Spessore parete vestibolare 1,2 mm

- Design oclusale multifunzionale per tutti i protocolli d'occlusione

Forme L



Spessore parete vestibolare 1,0 mm

- Design oclusale lingualizzato per la protesi totale

Forme W



Spessore parete vestibolare 0,8 mm


- Design oclusale multifunzionale per tutti i protocolli d'occlusione
- Forma anatomica „extra-larga” particolarmente consigliata per il rivestimento di ponti e corone

Disponibili nelle grandezze



small large

Disponibili nelle grandezze




small large

Disponibili nelle grandezze



small large



Facette per diattorici superiori / inferiori




Immagine in scala 1:1, misure in mm

Lo spessore delle faccette estetiche nella zona cervicale e centrale è di 1 mm

Salvo differenze minime per un decimo di millimetro

Faccette per diattorici superiori / inferiori



Facette per diatorici superiori / inferiori



TABELLA DELLE COMBINAZIONI per le faccette novo.lign

Frontali		Diatorici superiori / inferiori		
Superiori	Inferiori	Forma G	Forma W	Forma L
C43	T35	G3	W3	L2
A44	T35	G3	W3	L2 / L3
F44	T35	G3	W3	L2 / L3
I45	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
H46	T35	G3	W3 / W4	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	W4	L3
I47	D38	G3	W4	L3
D48	D38	G3 / G4	W4	L3
M48	D38	G3 / G4	W4 / W5	
D49	D38 / D41	G3 / G4	W4 / W5	
B51	D41	G4	W5	
K53	D41	G4	W5	

Dalle faccette estetiche
 novo.lign ai denti neo.lign
 Diatorici arc. sup. / arc. inf.

novo.lign Forma W	neo.lign Forma L
-	L1
W3	L2
W4	L3
W5	L4

ново.lign – Design delle faccette estetiche

Faccette estetiche



veneer natural beauty



00020201-20201216
Salvo modifiche ed errori

bredent

bredent
s.p.a.