

**novo.lign**

Облицовочные фасетки

# Ассортимент облицовочных форм фасеток



veneer natural beauty

powered by  
**visio.lign**

## В/Ч фронтальные облицовочные фасетки



## В/Ч фронтальные облицовочные фасетки



Изображения 1:1, данные в мм

Толщина грани в области шейки зуба и в центральной области составляет 1 мм

Незначительные отклонения в десятых долей миллиметра допустимы

## Н/Ч фронтальные облицовочные фасетки



### ЦВЕТА И ФОРМЫ "РАЗНООБРАЗИЕ СИСТЕМЫ"

#### novo.lign A

Передняя сторона / фронтальные фасетки



толщина стенки со стороны щеки 1,0 мм

- 12 форм для верхней челюсти
- 3 формы для нижней челюсти

#### novo.lign P

Задняя сторона / боковые фасетки

#### Формы G



толщина стенки со стороны щеки 1,2 мм

- многофункциональная структура жевательной поверхности для любых окклюзионных концепций

#### Формы L



толщина стенки со стороны щеки 1,0 мм

- лингвализованная структура жевательной поверхности для полного протезирования

#### Формы W



толщина стенки со стороны щеки 0,8 мм


- многофункциональная структура жевательной поверхности для любых окклюзионных концепций
- экстра-широкая анатомическая форма, особо рекомендуемая для облицовки коронок и мостов

Доступные размеры



маленький большой

Доступные размеры




маленький большой

Доступные размеры






маленький большой







## В/Ч и Н/Ч боковые фасетки

L2



L3



Изображения 1:1, данные в мм

Толщина грани в области шейки зуба и в центральной области составляет 1 мм

Незначительные отклонения в десятых долей миллиметра допустимы

## В/Ч и Н/Ч боковые фасетки



## В/Ч и Н/Ч боковые фасетки



ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ  
novo.lign Облицовочные фасетки

novo.lign Облицовочные фасетки к neo.lign  
полноанатомическим зубам

| Фронтальные фасетки |           | В/Ч и Н/Ч боковые фасетки |         |         |
|---------------------|-----------|---------------------------|---------|---------|
| В/Ч                 | Н/Ч       | Формы G                   | Формы W | Формы L |
| C43                 | T35       | G3                        | W3      | L2      |
| A44                 | T35       | G3                        | W3      | L2 / L3 |
| F44                 | T35       | G3                        | W3      | L2 / L3 |
| I45                 | T35       | G3                        | W3 / W4 | L2 / L3 |
| H46                 | T35       | G3                        | W3 / W4 | L2 / L3 |
| S46                 | T35 / D38 | G3                        | W4      | L3      |
| I47                 | D38       | G3                        | W4      | L3      |
| D48                 | D38       | G3 / G4                   | W4      | L3      |
| M48                 | D38       | G3 / G4                   | W4 / W5 |         |
| D49                 | D38 / D41 | G3 / G4                   | W4 / W5 |         |
| B51                 | D41       | G4                        | W5      |         |
| K53                 | D41       | G4                        | W5      |         |

| novo.lign<br>Формы W | neo.lign<br>Формы L |
|----------------------|---------------------|
| -                    | L1                  |
| W3                   | L2                  |
| W4                   | L3                  |
| W5                   | L4                  |
|                      |                     |
|                      |                     |
|                      |                     |
|                      |                     |

## novo.lign – Ассортимент облицовочных форм фасеток

Облицовочные формы фасеток



veneer natural beauty



000202RU-20201216

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений

bredent

bredent  
veneer