


JUST PRINT IT.
01 ■ MASTER MODEL



GLATTE OBERFLÄCHE

01 ■ MASTER MODEL

Sie wünschen sich Präzision, Kratzresistenz und eine hohe Festigkeit bei ebenso hoher Biegefestigkeit? **01 Master Model** garantiert Ihnen eine hohe Prozesssicherheit im Labor und herausragende Ergebnisse für Ihren Kunden. Das Meister Resin aus der brePRINT Reihe bietet Ihnen all diese Eigenschaften ohne Kompromisse und ist garantiert sicher in der Anwendung. Zudem bietet das Material eine sehr geringe Schrumpfung und eine isolierende Oberfläche gegen PMMA.



QR-Code scannen für die richtigen Druckparameter.

■ Eigenschaften



Präzise ++



Biegefestigkeit



Selbstisolierende
Oberfläche



Hitzebeständig ++



Bruchfestigkeit +

■ Anwendungsbereich

- Stumpfmodelle
- Modellgussmodelle
- Implantatmodelle
- Gegenbissmodelle
- Hohlmodelle
- Schienenmodelle

■ Farben

SAND

LIGHT GREY

■ REF

■ 52000340

■ 52000341

■ Inhalt

1000 g

0091 1650D-20260504
Irrtum und Änderungen vorbehalten



bre^{dent}

bre^{dent} group