


JUST PRINT IT.
01 ■ CLASSIC MODEL



brePRINT

bredent
group

БЫСТРАЯ ПЕЧАТЬ

01 ■ CLASSIC MODEL

01 Classic Model открывает беспрецедентные возможности в мире моделирования. Получайте превосходные результаты с максимальной точностью без дополнительных усилий. Короткое время печати, гладкая поверхность, термостойкость, высокая прочность на изгиб и малая усадка облегчают повседневную работу в лаборатории в долгосрочной перспективе.



Отсканируйте QR-код для настройки правильных параметров печати.

■ Характеристики



Точность +



Низкая усадка



Термостойкость +



Прочность на излом +



Короткое время печати

■ Область применения

- Разборные модели
- Модели для литья
- Модели для антагонистов
- Модели для медицинских шин

■ Цвета

ПЕСОЧНЫЙ

СВЕТЛО-СЕРЫЙ

■ REF

■ 52000352

■ 52000353

■ Содержимое

1000 g

0091 166RU-20260504
Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений



bredent

bredent group