



JUST PRINT IT.
03 ■ DENTAL CAST



ПОЛНОЕ ВЫЖИГАНИЕ

03 ■ DENTAL CAST



Забудьте о проблемах при выжигании. **03 Dental Cast** из серии brePRINT – это ваш самый надежный лабораторный партнер для выжигания без остатков и идеальной точности посадки. Благодаря простоте обращения со смолой Cast Resin серии brePRINT процесс работы в вашей лаборатории значительно упрощается и ускоряется. Кроме того, материал имеет малую усадку.



Отсканируйте QR-код для настройки правильных параметров печати.

■ Характеристики



Точность +



Гладкая
поверхность



Выжигание без
остатков



Самоизолирующая
поверхность



Низкая
усадка

■ Область применения

- Модели конструкций для литья
- Для прессования прескерамики
- Коронок
- Мостовидных конструкций
- Вкладок
- Накладок

■ Цвета

ФИОЛЕТОВЫЙ

■ REF

■ 52000360

■ Содержимое

1000 g

0091 167RU-20260504
Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений



bre
dent

bre
dent