


JUST PRINT IT.  
04 ■ CUSTOM TRAY



brePRINT



# INDIVIDUELLE ABFORMUNG



## 04 ■ CUSTOM TRAY

Mit dem 3D-Druckmaterial brePRINT custom tray lassen sich die Abformungen individuell auf die jeweilige Mundsituation des Patienten abstimmen – für maximale Präzision und eine spürbar höhere Patientenzufriedenheit. Darüber hinaus trägt die TPO-freie Rezeptur mit einem alternativen polymeren Photoinitiator dazu bei, das dentale Arbeitsumfeld zu entlasten und gesundheitlich verträglicher zu gestalten – ein Schritt hin zu mehr Sicherheit und nachhaltigem Arbeitsumfeld.



QR-Code scannen für die richtigen Druckparameter.

### ■ Eigenschaften



Präzise ++



Kurze Druckzeit



Biegefestigkeit +



TPO-frei



Optimale Sichtbarkeit

### ■ Anwendungsbereich

- Funktionslöffel
- Individuelle Abformlöffel

### ■ Farben

BLUE

### ■ REF

52000362

### ■ Inhalt

1000 g

00912820D-20260504  
Irrtum und Änderungen vorbehalten



bre**dent**

bre**dent** group