


JUST PRINT IT.
04 ■ CUSTOM TRAY



brePRINT



3
brePRINT

3D Printing
Resin | DLP

04 ■
CUSTOM
TRAY

bredent
group

EMPREINTE PERSONNALISÉE



04 ■ CUSTOM TRAY

Avec le matériau d'impression 3D brePRINT custom tray, les empreintes peuvent être adaptées individuellement à la situation buccale du patient ; pour une précision maximale et une satisfaction nettement accrue du patient.

De plus, la formule sans TPO avec un photoinitiateur polymère alternatif contribue à soulager l'environnement de travail dentaire et à le rendre plus respectueux de la santé ; une étape vers plus de sécurité et un environnement de travail durable.



Scannez le code QR pour obtenir les paramètres d'impression corrects.

■ Caractéristiques



Précis ++



Temps d'impression court



Résistance à la flexion +



Sans TPO



Visibilité optimale

■ Domaine d'application

- Porte-empreinte fonctionnel
- Porte-empreintes personnalisés

■ Teintes

BLUE

■ REF

52000362

■ Contenu

1000 g

00912820F-20260504
Sous réserve d'erreurs et de modifications



bredent

bredent
group