


## Tool - SKY analog holder

 (DE) Die **SKY analog holder** Datei ist zur Herstellung im zahntechnischen Labor bestimmt. Damit ist der Druck eines Griffes möglich, zur Aufnahme der in der Tabelle angegebenen Implantat- und Laboranaloge für gedruckte Modelle.  (EN) The **SKY analog holder** file is intended for production in the dental laboratory. This allows the printing of a handle to accommodate the implant and laboratory analogues indicated in the table for printed models.  (FR) Le fichier **SKY analog holder** est destiné à être fabriqué au laboratoire de prothèse dentaire. Il permet d'imprimer un manche, pour recevoir les analogues d'implants et de laboratoire

indiqués dans le tableau pour les modèles imprimés.  (IT) Il file del **supporto analogico SKY** è destinato alla produzione nel laboratorio odontotecnico. Consente di stampare un'impugnatura per accogliere gli analoghi da impianto e da laboratorio indicati nella tabella dei modelli stampati.  (ES) La lima de **soporte analógica SKY** está destinada a la producción en el laboratorio dental. Permite la impresión de un mango para alojar los implantes y análogos de laboratorio para modelos impresos indicados en la tabla. y análogos de laboratorio para modelos impresos.

### // SKY Implantatanalog 3D-Print / Gips



SKYdIA40

### // SKY uni.cone Laboranalog 3D-Print




SKYdUCLA

### // SKY exso Laboranalog 3D-Print



SKYdEXLA

### // copaSKY Implantatanalog 3D-Print



copdIA50

### // SKY fast & fixed Laboranalog 3D-Print



SKYdFFLA

### // mini²SKY Laboranalog 3D-Print



m2SKYdIA

