

JUST PRINT IT.
04 ■ CUSTOM TRAY



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЛЕПОК

04 ■ CUSTOM TRAY

Материал для 3D-печати brePRINT custom tray позволяет индивидуально адаптировать слепки к соответствующей ситуации во рту пациента — для максимальной точности и ощутимо большей удовлетворенности пациента.

Кроме того, не содержащая ТРО формула с альтернативным фотоинициатором помогает снизить нагрузку в стоматологической рабочей среде и сделать её более безопасной для здоровья — шаг к повышению безопасности и созданию устойчивых, комфортных условий труда.



Отсканируйте QR-код для настройки правильных параметров печати.

■ Характеристики



Точность ++



Короткое
время печати



Прочность на
изгиб +



Без ТРО



Оптимальная
видимость

■ Область применения

- ☐ Функциональная ложка
- ☐ Индивидуальные оттисковые ложки

■ Цвета

синий

■ REF

52000362

■ Содержимое

1000 g

0091282RU-20260729
Компания оставляет за собой право на оп



bre**dent**

bre**dent** group