breCAM.HIPC TRUE NATURE



ESTETICA NATURALE.
MASSIMO COMFORT.

Un materiale ad elevate prestazioni, straordinariamente confortevole in fase di masticazione, per protesi con un risultato estetico autentico e naturale.

oltre 15 anni di
esperienza clinica

- ✓ Risultato estetico impeccabile
- ✓ Massimo comfort nella masticazione
- ✓ Massima stabilità e sicurezza della protesi
- ✓ Durevole nel tempo

bredent group


breCAM.HIPC TRUE NATURE

Protesi con vantaggi evidenti!

Rispettoso degli impianti, del tessuto osseo e dei denti naturali


breCAM.HIPC True Nature riduce le forze di carico durante la masticazione, permettendo una piacevole sensazione e garantendo sicurezza. Queste eccezionali proprietà biomeccaniche sono particolarmente importanti per la conservazione a lungo termine dei denti, e allo stesso modo questo materiale è indicato per pazienti affetti da bruxismo (digrignamento dei denti), problemi all'articolazione temporo-mandibolare (DCM) o sensibilità dello smalto dentale.

Più protezione
per i denti naturali



Previene l'usura precoce grazie a una riduzione dell'abrasione, al fine di proteggere la sostanza naturale del dente.

Fisiologico
per l'articolazione temporo-mandibolare



Indicato per pazienti affetti da bruxismo, DCM (disfunzione cranio-mandibolare) e articolazioni temporo-mandibolari sensibili.

Ridotta sollecitazione
su impianti e tessuto osseo



Le proprietà di assorbimento del materiale riducono le forze di carico sugli impianti e sul tessuto osseo.

breCAM.HIPC True Nature

Translucenza naturale. Con ogni tipo di luce.

Persino sotto alla luce al neon o ai raggi UV, il materiale presenta le stesse proprietà ottiche, che garantiscono una riflessione ottimale della luce, proprio come un dente naturale. Per un sorriso autentico ed esteticamente gradevole, in ogni situazione.

Zirconia o breCAM.HIPC True Nature?


Entrambi i materiali hanno i loro punti di forza. La scelta ottimale dipende dalle Vostre aspettative ed esigenze.

La zirconia è sinonimo di elevata durezza. breCAM.HIPC True Nature convince nei restauri su impianti per le sue proprietà biomeccaniche.

Il materiale è leggero e facile da riparare. Questo materiale si distingue per un'estetica estremamente naturale e una masticazione più confortevole, grazie anche a una distribuzione equilibrata delle forze di carico.

In conclusione: la scelta ottimale per protesi a supporto implantare.


breCAM.HIPC True Nature



Le forze del carico masticatorio vengono distribuite in modo uniforme. Ciò riduce il carico sull'impianto e sul tessuto osseo.

Questo materiale fisiologico riduce il carico sugli impianti, sul tessuto osseo e sui denti antagonisti, grazie a una trasmissione equilibrata del carico masticatorio.

Zirconia



Le forze di carico non vengono ammortizzate, ma trasmesse direttamente dal materiale all'impianto e al tessuto osseo. Ciò può portare a un sovraccarico.

Protesi rigide e dure, con conseguente trasmissione diretta delle forze masticatorie.

Maggiore rischio di sovraccarico sull'impianto.



breCAM.HIPC TRUE NATURE

I restauri dentali appaiono spesso scuri e innaturali alla luce al neon (raggi UV).

breCAM.HIPC TRUE NATURE

Il materiale ideale per la Vostra protesi – I vantaggi:

- Comfort durante la masticazione – più simile a quella dei denti naturali
- Riduzione delle forze di carico sugli impianti e sull'articolazione temporo-mandibolare
- Riduce l'usura dei denti
- Di supporto in caso di bruxismo e DCM (disfunzione cranio-mandibolare)
- Risultato estetico autentico e naturale
- Riparabile – è possibile effettuare semplici riparazioni intra- ed extraorali
- Biocompatibile e privo di metalli

Migliorate la qualità della Vostra vita con l'aiuto del Vostro odontoiatra e trovate con lui la soluzione più indicata alle Vostre esigenze – per ritrovare il piacere di sorridere



© bredent GmbH & Co. KG, 2026

Tutti i diritti riservati. I contenuti della presente pubblicazione, in particolare i testi, le immagini e i grafici, sono protetti da diritto di autore.

Materiale fotografico: bredent GmbH & Co. KG, laboratori partner e utenti esterni.

I casi clinici sono stati forniti dai rispettivi utenti.

Salvo modifiche ed errori.

Immagine sulla pagina di copertina: il restauro è stato rifinito manualmente nella forma e nella struttura superficiale, ed eseguita una lucidatura finale.

Caso: M. Odt. Tim Wittig · Waiblinger Dental-Labor GmbH · Deutschland

00913020I-20260904

bredent | bredent group

bredent srl · Via Roma, 10 · 39100 Bolzano · Italia · T: +39 0471 469576 / +39 0471 400781 · F: +39 0471 469573 · info@bredent.it · www.bredent.it
P.IVA - Codice Fiscale R.I. di Bolzano N. 02240570214 · Cap. Soc. I.V. Euro 50.000 · REA n. BZ-165004