AKTUELLE PRESSEMITTEILUNG
der bredent group

Senden, Oktober 2026

SKY classic 3.5 narrow platform:
Neue Tissue-Level-Lösung für begrenzte Platzverhältnisse

Mehr biologischer Abstand für stabile Weichgewebeverhältnisse und langfristig ästhetische Ergebnisse

Mit dem neuen **SKY classic 3.5 narrow platform** erweitert bredent medical sein SKY classic Portfolio um eine schlankere Tissue-Level-Lösung für anspruchsvolle anatomische Situationen. Die neue Plattformvariante ergänzt das bestehende Sortiment und löst die bisherigen SKY classic 3.5 Implantate mit regular platform ab. Sie wurde speziell für schmale Zahnlücken, reduzierte mesio-distale Platzverhältnisse und ästhetisch anspruchsvolle Versorgungen konzipiert. Durch den vergrößerten biologischen Abstand zu Nachbarzähnen und benachbarten Implantaten schafft es optimale Voraussetzungen für stabile Weichgewebeverhältnisse und langfristig ästhetische Ergebnisse.



Bild 1: SKY classic Implantat mit der ursprünglichen regular Plattform im Vergleich zur neuen narrow Plattform. Bildquelle: bredent group

Entwickelt für anspruchsvolle anatomische Situationen
Das SKY classic 3.5 narrow platform kombiniert einen reduzierten Implantatdurchmesser mit hoher Flexibilität bei der Implantatpositionierung. Dadurch eignet es sich insbesondere für Frontzahn- und Prämolarenversorgungen, Situationen mit geringem Abstand zu Nachbarzähnen oder Implantaten

bredent GmbH & Co.KG | Weißenhorner Straße 2 | 89250 Senden | Germany | Phone +49 (0) 7309 872 0 | info@bredent.com | www.bredent-group.com
bredent medical GmbH & Co.KG | Weißenhorner Straße 2 | 89250 Senden | Germany | Phone +49 (0) 7309 872 600 | info-medical@bredent.com | www.bredent-medical.com
Dental Concept Systems GmbH | Gieselwerder Str. 2 | 34399 Wesertal | Phone +49 (0) 5572-3021010 | aktion@dental-concept-systems.com | www.dental-concept-systems.com

sowie für anatomisch herausfordernde Indikationen wie dünne Weichgewebsbiotypen oder abfallende Knochenkämme.

Tissue-Level-Design unterstützt biologische Stabilität
Ein zentrales Merkmal des Implantats ist sein Tissue-Level-Design. Die Implantat-Abutment-Verbindung befindet sich außerhalb des krestalen Knochenbereichs im Weichgewebe. Dadurch können kritische Mikrobewegungen im Knochen reduziert, die Weichgewebeintegration gefördert und die krestale Knochenstruktur langfristig erhalten werden. Gleichzeitig trägt das Konzept dazu bei, das Risiko biologischer Komplikationen zu verringern.
Das Implantat wird 1 bis 2 mm subgingival positioniert und schafft damit den biologisch notwendigen Raum für stabile Papillen-, Knochen- und Weichgewebeverhältnisse. Die bewährte osseo-connect-surface (ocs)® unterstützt zudem eine schnelle Osseointegration und die Anlagerung von Hart- und Weichgewebe.

Erweiterung des SKY classic Portfolios mit nahtloser Integration in bestehende Arbeitsabläufe
Mit dem SKY classic 3.5 narrow platform ergänzt bredent medical sein Implantatsystem um eine Lösung für Indikationen mit begrenztem Platzangebot und hohen ästhetischen Anforderungen. Das Implantat verbindet einen reduzierten Durchmesser mit biologischer Stabilität und erweitert so die therapeutischen Möglichkeiten in Fällen mit begrenztem Platzangebot

Neben den biologischen Vorteilen profitieren Anwender von der vollständigen Kompatibilität zur bestehenden SKY Prothetik. Dadurch lässt sich das neue Implantat ohne Anpassungen in bestehende Behandlungs- und Bestellprozesse integrieren.

- ENDE -
2457 Zeichen (ohne Leerzeichen)

Über die bredent group

Die bredent group ist ein international tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in Senden (Bayern), Deutschland. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahr 1974 auf dem Dentalmarkt tätig und mittlerweile in mehr als 100 Märkten weltweit vertreten. Mit über 600 Mitarbeitenden besteht sie aus drei spezialisierten Geschäftsbereichen: bredent, bredent medical und Dental Concept Systems (DCS).

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Einzelprodukte und Systemlösungen mit den Schwerpunkten Implantologie, prothetische Versorgung, Biomaterialien und digitale Zahnmedizin sowie umfassende, maßgeschneiderte Behandlungskonzepte „Made in Germany". Damit unterstützt die bredent group Zahnärzte und Zahntechniker dabei, funktionalen, ästhetischen und wirtschaftlichen Zahnersatz herzustellen und zu erhalten.

Die bredent group verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz in dessen Fokus praxisnahe und langlebige Anwendungen für die moderne Zahnmedizin und Zahntechnik stehen. Das unternehmerische Handeln basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit den Anwendern und der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Produkten, Prozessen und Systemen, um den langfristigen Behandlungserfolg und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Ansprechpartner für die Presse
Silvia Koch
Marketing and Communication
silvia.koch@bredent.com

Marcia Schumann
Marketing and Communication
marcia.schumann@bredent.com